

A full-page artistic photograph of a woman in a dynamic, expressive pose. She is leaning back, with her head tilted upwards and her right arm raised high. Her left hand is placed on her chest. The lighting is dramatic, with strong highlights on her skin and deep shadows, creating a sense of movement and elegance. The background is dark and out of focus.

muster
BEAUTY TECHNOLOGY

THE NEW GENERATION OF BEAUTY

CATALOGUE 2023



BEAUTY, INNOVATION AND PERFORMANCE

Dal 1989 **MÜSTER BEAUTY TECHNOLOGY** offre all'estetista una vasta e completa gamma di apparecchiature altamente **INNOVATIVE** e **TECNOLOGICHE** per trattamenti specifici di viso e corpo.

Un mondo esclusivo di DESIGN, INNOVAZIONE, EFFICIENZA e FUNZIONALITÀ, per far vivere alla propria cliente un'**ESPERIENZA UNICA** e **COMPLETA** di **BELLEZZA**.

ECCELLENZE DI BELLEZZA

■ **TECH LAB, laboratorio di R&D:**

- ingegneri e tecnici assicurano la realizzazione di tecnologie costantemente all'avanguardia, aggiornate e performanti;
- biologi fisiomolecolari che ricercano e perfezionano soluzioni di compatibilità delle tecnologie applicate al corpo umano, per risultati estremamente efficaci in massima sicurezza.

■ **STYLE AND DESIGN CENTER:**

- ideazione e progettazione delle tecnologie;
- perfetto **EQUILIBRIO TRA FORMA E FUNZIONALITÀ** generato da soluzioni di design sempre nuove e avveniristiche.



FACE

Face

YOUNG AND LUMINOUS

Very Beautiful	6
HF Synthesis 2.0.....	34

FACE&BODY

Face&Body

RESHAPE AND SCULPT

Extreme Beauty Up	38
Skin up	56
Beauty Station 4in1	68
Wellness Skin	80

DEPY

Depy

SWEET AND DELICATE

My Laser Dual System pro	90
Mega Laser 808	104
iCompact 2.0	116

BODY

Body

BEAUTY AND HARMONY

Slim Press 4in1	128
Slim Press 2.0.....	148
Body Action 3x3	162
Fisiosaune.....	172
Termocoperte.....	176

ACCESSORI

Accessori

FACE - DEPY - BODY

Face	180
Depy.....	186
Body.....	190


EQUIPMENT

Equipment

FOR BEAUTY SALONS

Asciugamani	264
Autoclave.....	200
Carrelli	254
Distributore automatico gel igienizzante	213
Fornetti unghie.....	214
Lenti a luce fredda.....	218
Lettini Massaggio	228
Letto wellness con materasso ad acqua	260
Micromotori	223
Pedicure	217
Poltrone pedicure e trucco	249
Ricambi solarium.....	276
Sanificazione ambienti	204
Scaldacera	196
Scaldapanni	216
Seggiolini operativi	252
Solarium	266
Sterilizzatori	212
Tavoli Manicure	225
Vaporizzatori	220

Servizi e Training	279
--------------------------	-----



IMPORTANTE: Muster & Dikson S.p.A. si riserva la facoltà di eliminare senza preavviso qualsiasi articolo rappresentato sul catalogo Beauty Technology e sul relativo listino, oppure sostituirlo con altri che ne rispecchino le caratteristiche generali e la qualità. Per alcuni articoli non si garantisce la perfetta corrispondenza della tonalità di colore, rispetto a quella rappresentata sul catalogo Beauty Technology.

FACE
- Face
YOUNG AND LUMINOUS

muster
BEAUTY TECHNOLOGY



10in1



10 trattamenti Skin Care
in 1 sola tecnologia

Very Beautiful

Art. 9162



10in1

1. RADIO FREQUENZA VISO E CORPO
2. SCHERMO TERMOATTIVO AL GRAPHENE
VEICOLAZIONE COSMETICI
3. WELLNESS MASK
PRESSOMASSAGGIO OCCHI
4. INTRADERM ACTION
VEICOLAZIONE TRANSDERMICA
5. ULTRASUONI 1MHz
6. SCRUB ULTRASUONO 25kHz
7. H.F. ALTA FREQUENZA
8. BRUSH - ESFOIAZIONE
9. VACUUM
RIMOZIONE COMEDONI E IMPURITÀ
10. SPRAY - NEBULIZZATORE



TOUCH SCREEN



TUTORIAL



VIDEO EMOTIONAL

10 in 1

muster Very
BEAUTIFUL
FACE MULTIFUNCTION



più
Tecnologica
più
Facile da utilizzare!

Display Touch Screen a Colori da 8" ad Alta Definizione, protetto da cristallo ad Elevata resistenza.

Interfaccia **grafica software** moderna ed estremamente intuitiva.

Inclinazione e posizionamento del **Display** per una migliore visualizzazione e utilizzo con qualsiasi condizione di luce presente in cabina.

Qualità e praticità di tutti gli **accessori**.



Ad ogni modalità selezionata, oltre ai parametri tecnici per la regolazione dei valori, è **visualizzata l'immagine** dell'accessorio da utilizzare per il trattamento.

Nuova e moderna carrozzeria realizzata in materiale plastico ad elevata resistenza che favorisce migliori condizioni di lavoro per la componentistica interna.

Tutto al proprio posto! Nuovi pratici **porta accessori** in ABS ad alta resistenza.



1



RADIO FREQUENZA BIPOLARE VISO

TRATTAMENTO INTENSIVO ANTI-AGE E IPERIDRATANTE

La metodologia ed il principio fisico sono strettamente legati all'ipertermia localizzata.

Le **PROPRIETÀ ANTALGICHE E TERAPEUTICHE** del calore sono ben note ai ricercatori e sperimentatori, i quali, hanno utilizzato i più disparati sistemi per indurre calore sul corpo umano.

La **RADIO FREQUENZA** rappresenta una delle più moderne tecniche impiegate nei **TRATTAMENTI ANTI-AGE** e del **RILASSAMENTO CUTANEO**, attenuando con una certa stabilità le rughe e la lassità cutanea.





La Radio Frequenza si avvale di una corrente elettrica alternata ad alta frequenza: tale flusso di energia non interessa il tessuto nervoso e muscolare ma produce un **“EFFETTO TERMICO CONTROLLATO”**, favorendo l'**AUMENTO DELLA TEMPERATURA DELL'EPIDERMIDE E DEL DERMA**.

Il trattamento con Radio Frequenza, riscaldando il sottocutaneo, favorisce un'**AZIONE INTENSIVA ANTI-AGING, RISTRUTTURANTE, RIMODELLANTE E IPERIDRATANTE**.

Il flusso della Radio Frequenza contribuisce alla contrazione delle fibre di collagene e, a lungo termine, **FAVORISCE LA SINTESI DI NUOVO COLLAGENE**.

Dopo il ciclo di sedute previste, la pelle sarà **TONICA** e **LUMINOSA** con attenuati segni antiestetici dell'invecchiamento cutaneo.

Gli effetti della Radio Frequenza non sono immediati, anche se è **VISIBILE DA SUBITO UN MIGLIORAMENTO DELL'ASPETTO** e della tonicità della pelle, ma gradualmente si evidenziano con il passare dei giorni e delle settimane, arrivando a raggiungere, in alcuni casi, il massimo effetto dopo **1/2 MESI DAL TRATTAMENTO**.

1



RADIO FREQUENZA BIPOLARE CORPO

TRATTAMENTO INTENSIVO RISTRUTTURANTE E RIMODELLANTE

Validissimo trattamento anche per applicazione al corpo per contrastare l'inestetismo della cellulite, adipe e rilassamento cutaneo.

Dopo il trattamento si osserva il **MIGLIORAMENTO DEL MICROCIRCOLO** e una corretta ripartizione del tessuto trattato, con **MARCATA RIDUZIONE DEGLI ACCUMULI ANTIESTETICI**, degli inestetismi dell'edema locale apportando un evidente **EFFETTO RIMODELLANTE** sugli adipociti e accumuli lipidici.





più
Tecnologica

più
Facile da utilizzare!

Un unico Manipolo R.F. Intelligente che riconosce automaticamente l'Applicatore inserito **AUTOSENSING** e predispone la tecnologia per un trattamento Viso o Corpo.

Connessione sicura delle testine con sistema **"ROLL & FIX"** veloce e pratico, che vincola l'applicatore al manipolo con sicurezza.



RF bipolar ●●●

3 APPLICATORI R.F. INTERCAMBIABILI
con superfici in acciaio inox Biocompatibili ad elevata conducibilità:

- elevata qualità dell'erogazione dell'R.F.
- garanzia di durata nel tempo
- perfetta compatibilità con la pelle

PRINCIPALI PARAMETRI

- Regolazione di intensità della Radio Frequenza
- Selezione automatica del trattamento R.F. Viso o Corpo

roll&fix
S Y S T E M



Testa Emissione
R.F. Bipolar Viso.
Diametro 2,5 cm



Testa Emissione
R.F. Bipolar Ampie zone del
Viso e Decollete o Corpo.
Diametro 4,5 cm



Testa Emissione
R.F. Bipolar Corpo.
Diametro 6 cm



2



SCHERMO TERMOATTIVO AL GRAPHENE

VEICOLAZIONE COSMETICI



Lo Schermo Termoattivo al Graphene è particolarmente indicato al termine di tutti i trattamenti viso, per massimizzare gli effetti di una maschera viso o qualsiasi prodotto cosmetico per il quale necessita un tempo minimo di posa.

Il **GRAPHENE** è un materiale di **NUOVA GENERAZIONE**, il più sottile mai realizzato ad elevata resistenza meccanica.

Ottimo conduttore elettrico distribuisce il calore come nessun altro materiale fino a ora conosciuto.

La sua struttura lo rende sostanzialmente trasparente, ma la sua arma segreta è la conduttività: il controllato passaggio di corrente riscalda il Graphene dello Schermo Termoattivo emettendo luce infrarossa invisibile che delicatamente penetra nei tessuti apportando un gradevole beneficio fisico.

Da connettere ai dispositivi Muster Beauty Technology predisposti o con alimentazione esterna tramite caricatore USB 9-12V - max 2A



La luce infrarossa lontana invisibile emessa dallo Schermo Termoattivo al Graphene è pari a 6-14 μm (nanometri), ovvero la stessa dei raggi infrarossi lunghi, estremamente salutari per il corpo.

Tale radiazione luminosa agisce sugli scambi cellulari, sull'eliminazione di sostanze di scarto e favorisce l'assimilazione di sostanze nutritive. I raggi infrarossi lontani sono in grado di penetrare nella cute elevando dolcemente la temperatura, migliorando quindi la circolazione sanguigna, apportando notevoli benefici:

- 1 Il **CALORE** apre i pori cutanei, espande i vasi capillari, stimola l'aumento del flusso sanguigno e favorisce la circolazione e l'ossigenazione. Il **MIGLIORAMENTO** della **CIRCOLAZIONE** aumenta la rimozione delle sostanze di scarto del metabolismo cellulare, anch'esso influenzato dagli infrarossi lontani.
- 2 L'**INFRAROSSO** lontano **INCREMENTA L'ATTIVITÀ METABOLICA CELLULARE**, migliorando quindi la metabolizzazione dei nutrienti e l'eliminazione delle scorie metaboliche.
- 3 Il **CALORE INFRAROSSO LONTANO** promuove la **RICOSTRUZIONE** di **TESSUTI DANNEGGIATI** grazie all'effetto positivo sui fibroblasti ed incrementa la sintesi proteica, necessaria durante la riparazione e la rigenerazione dei tessuti.
- 4 L'**ENERGIA DELL'INFRAROSSO LONTANO** favorisce l'**ASSORBIMENTO** delle **SOSTANZE NUTRITIVE** nelle cellule, con conseguente aumento della vitalità cellulare.



Attivate dal calore, le cellule umane assorbono l'energia dell'infrarosso lontano mediante un processo noto come "risonanza" o "assorbimento risonante".

Le attività cellulari sono **IMMEDIATAMENTE RINVIGORITE**, con conseguente **MIGLIORAMENTO DEL METABOLISMO**.

L'utilizzo dello Schermo Termoattivo al Graphene, coadiuvato dall'applicazione di una maschera viso, permette di ottenere il miglior risultato sugli inestetismi della cute.

- Trattamento naturale
- Sensazione di un piacevole tepore
- Adatto a tutti i tipi di pelle
- Cinturino regolabile per adattarsi alla circonferenza della testa
- Pratico velcro per fissare la maschera
- Naselli in gomma facili da igienizzare

REGOLAZIONE DELL'INTENSITÀ DEL CALORE

Il pratico telecomando integrato per l'impostazione della temperatura permette di scegliere in completo comfort il livello di calore da applicare, selezionando uno dei tre livelli preimpostati.

3 livelli di regolazione



3



WELLNESS MASK


PRESSOMASSAGGIO OCCHI

Wellness mask è un innovativo dispositivo, concepito per massaggiare delicatamente e rilassare i muscoli degli occhi.

- MIGLIORAMENTO DELLE RUGHE
- DRENAGGIO LIQUIDI E CONTRASTO DELLE BORSE SOTTO GLI OCCHI
- PELLE IMMEDIATAMENTE PIÙ COMPATTA E TONICA
- DISTENSIONE CONTORNO OCCHI
- MIGLIORAMENTO DEL RILASSAMENTO CUTANEO
- MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE SANGUIGNA



Bluetooth Ascolta la tua musica... e rilassati!



WELLNES MASK favorisce l'applicazione e la penetrazione di creme, gel e sieri anti-age specifici per la zona del contorno occhi.

Grazie alla sua funzione di **PRESSOMASSAGGIO** ottimizza l'azione dei prodotti cosmetici stimolando la microcircolazione sanguigna riducendo gonfiore, borse sotto gli occhi, occhiaie e piccole rughe.

Wellness Mask effettua un leggero e piacevole massaggio rilassante, coadiuvato da un delicato tepore. Funzione di riscaldamento attivabile o escludibile.

Wellness Mask riduce la sensazione di occhi secchi e stanchi anche dopo un uso intensivo del computer.

I SUOI PRINCIPALI EFFETTI SONO:

- la compressione modulata del trattamento di pressomassaggio allevia i gonfiori e riattiva il sistema linfatico e circolatorio;
- il trattamento con calore migliora la circolazione sanguigna, donando sollievo agli occhi affaticati e secchi, aiutando a ripristinare lo strato lipidico del film lacrimale.



Da connettere ai dispositivi Muster Beauty Technology predisposti o con alimentazione esterna tramite caricatore USB 5V - max 1A



INTRADERM ACTION

VEICOLAZIONE TRANSDERMICA

La veicolazione Transdermica è una innovativa Tecnologia che può essere impiegata su qualsiasi inestetismo in sinergia con un apposito prodotto idoneo al trattamento.

Il cosmetico a base acquosa (no olii o creme), grazie all'azione intensiva e precisa della Veicolazione Transdermica, agisce miratamente ed immediatamente amplificando l'azione positiva del cosmetico applicato.

I principali inestetismi che possono essere trattati sono:

sul Viso e Decolleté

- RUGHE
- BORSE
- OCCHIAIE
- DISCROMIE CUTANEE
- CUTE DISIDRATATA, ASSOTTIGLIATA
- CEDIMENTI STRUTTURALI

sul Corpo

- ATONIA
- INESTETISMI DATI DA CELLULITE
- RIMODELLAMENTO DELLA SILHOUETTE



Intraderm

La **VEICOLAZIONE TRANSDERMICA** è il nuovo modo intelligente ed alternativo di elettrostimolare la cute per tonificare il tessuto e, allo stesso tempo, veicolare principi cosmetici attivi in profondità nella pelle, in modo che essi possano essere metabolizzati dalle cellule in quantità maggiore rispetto ad una normale applicazione topica.

La Veicolazione Transdermica consiste in una stimolazione elettrica che, grazie al campo elettrico a corrente pulsata, tonifica il tessuto con micro-contrazioni muscolari, favorendo la dilatazione dei pori cutanei e l'apertura dei canali acquosi cellulari per un piccolissimo lasso di tempo. Ciò permette l'ingresso della sostanza veicolata nelle cellule e quindi una migliore metabolizzazione ed utilizzo di esse per la correzione dell'inestetismo.

La Veicolazione Transdermica aumenta la permeabilità dei tessuti creando nuovi canali acquosi sulla membrana cellulare allargando i preesistenti, facilitando quindi il flusso di macromolecole idrosolubili, che non passerebbero in condizioni normali.

La **VEICOLAZIONE TRANSDERMICA** è utilizzata sul Viso, dopo l'applicazione del prodotto idoneo, utilizzando lo speciale manipolo che, lavorando a impulsi, crea un campo elettrico a corrente pulsata: tale corrente non solo aumenta la permeabilità della cute, ma ha anche un effetto di stimolazione sulla muscolatura sottocutanea, tonificandola.

- Valida alternativa per chi non sopporta i trattamenti con gli aghi
- Indolore

PRINCIPALI PARAMETRI

- Regolazione della frequenza
- Regolazione potenza



MANIPOLO con applicatore intercambiabile: permette all'operatore di raggiungere tutte le aree anatomiche cambiando la dimensione dell'elettrodo facilmente.



ELETTRODO e **PLACCA** di ritorno in acciaio AISI che garantisce un passaggio impeccabile della corrente sulla cute ed un altissimo livello di biocompatibilità.



DUE ELETTRODI per trattare perfettamente qualsiasi area del Viso, Decolleté e Corpo.



Applicatore a Disco per superfici piane ed ampie.



Applicatore Bipolare con Doppia Sfera, per raggiungere dislivelli e superfici curve.

roll&fix
S Y S T E M

Connessione sicura delle testine con sistema **"ROLL & FIX"** veloce e pratico, che vincola l'applicatore al manipolo con sicurezza.

Valori di emissione regolabili per calibrare potenza e frequenza in base alla sensibilità del cliente, così da garantire trattamenti nel massimo comfort.



5



ULTRASUONO 1MHz

CON 2 APPLICATORI:
Piccola e Grande superficie

- ANTI-AGE
- MICROSTIMOLAZIONE E MIGLIORAMENTO MICROCIRCOLAZIONE
- IDRATAZIONE
- AZIONE DRENANTE



Mediante l'utilizzo degli ultrasuoni a 1MHz, a livello del derma, si favorisce:

- miglioramento della microcircolazione cutanea ed incremento dell'ossigenazione tissutale;
- aumento della permeabilità cellulare per favorire gli scambi cellulari, quindi, l'attivazione delle reazioni chimiche ed enzimatiche e aumento dell'idratazione grazie ai fenomeni osmotici attivati dall'effetto positivo dell'onda ultra sonica:
- effetto meccanico di micro-massaggio tonificazione
- effetto termico per la variazione di temperatura dell'epidermide
- effetto chimico per la movimentazione di sostanze nutritive favorendo l'eliminazione delle scorie

PRINCIPALI PARAMETRI

intensità dell'ultrasuono

3 DIFFERENTI FASI DI LAVORO:

- PULSATO LEGGERO
- PULSATO MEDIO
- CONTINUO INTENSIVO

3 fasi
di lavoro



MANIPOLO ULTRASONICO SUPERFICIE PICCOLA

Applicatore con superficie piccola per trattare aree come contorno occhi, labbra, rughe e segni d'espressione.



MANIPOLO ULTRASONICO SUPERFICIE GRANDE

Applicatore con superficie grande per trattare ampie aree del viso, collo e décolleté.

6



SCRUB ULTRASUONO 25kHz

PEELING PROFONDO

Sfruttando l'azione degli Ultrasuoni sull'applicatore a lama, si crea un'iperemia localizzata che stimola la circolazione locale e la movimentazione delle scorie metaboliche. Inoltre, l'utilizzo della spatola ultrasonica permette di effettuare un **PEELING PROFONDO**, con conseguente rimozione dello strato inerte cutaneo e delle impurità.



Contribuisce al **"TURN OVER" CELLULARE**, apportando un benefico contributo all'**AZIONE IDRATANTE** della pelle che apparirà visibilmente **LUMINOSA** e **DALL'EFFETTO SETOSO** al tatto.

PRINCIPALI PARAMETRI

Regolazione dell'intensità di vibrazione dell'applicatore lama

3 DIFFERENTI FASI DI LAVORO:

- PULSATO LEGGERO
- PULSATO MEDIO
- CONTINUO INTENSIVO

3 fasi
di lavoro



7




H.F. - ALTA FREQUENZA

MASSAGGIO CON MICROCORRENTI - AZIONE ANTISETTICA

Effettua un massaggio riattivante che, grazie alle microcorrenti prodotte dalla tecnologia erogate attraverso appositi elettrodi in vetro, svolge un benefico massaggio, riattivando la locale circolazione superficiale della cute e favorendo inoltre un'azione antiseptica.

PRINCIPALI PARAMETRI

Regolazione dell'intensità delle Microcorrenti





8



BRUSH - ESFOLIAZIONE

Effettua un'ottima detersione dello strato corneo superficiale eliminando le cellule morte mediante l'impiego d'apposite spazzole rotanti, con setole dure e morbide, di differenti diametri.

In considerazione delle caratteristiche e condizioni individuali della pelle, è possibile selezionare la corretta velocità, il senso di rotazione delle spazzole utile per intensificare l'effetto **ESFOLIANTE**.

PRINCIPALI PARAMETRI

- Regolazione della velocità di rotazione
- Inversione del senso di rotazione



9



VACUUM - RIMOZIONE COMEDONI E IMPURITÀ

Utile per rimuovere le impurità (comedoni) evitando l'azione meccanica (spremitura) eseguita manualmente.

Il trattamento avviene per mezzo di aspirazione attraverso apposite cannule in vetro:

- Trattamento delicato
- Trattamento intensivo

PRINCIPALI PARAMETRI
Regolazione dell'intensità di aspirazione



10



SPRAY - NEBULIZZATORE

Mediante l'utilizzo dell'apposito contenitore è possibile nebulizzare sostanze cosmetiche senza l'impiego di gas aggiuntivi.

PRINCIPALI PARAMETRI

Leggera regolazione del flusso d'aria





10 trattamenti Skin Care in 1 sola tecnologia

caratteristiche tecniche

Alimentazione 230V ~ 50Hz
Watt 60
Dimensioni apparecchio senza porta accessori
37x42x23h cm
Dimensioni apparecchio con porta accessori e
accessori: 51x42x45h cm
Peso apparecchio con accessori 10 kg
Peso lordo 14 kg
Dimensioni imballo 56x51x37,5h cm
Volume imballo 0,11 m³



tutorial



INQUADRA
IL QR CODE E
GUARDA IL VIDEO



video emotional



INQUADRA
IL QR CODE E
GUARDA IL VIDEO



accessori inclusi **very beautiful**



n. 1 pezzo
Art. 99626
Manipolo H.F.
(senza regolazione di potenza)



n. 1 pezzo
Art. 99256
Elettrodo HF Microfolgoratore



n. 1 pezzo
Art. 9701
Elettrodo HF cipolla



n. 1 pezzo
Art. 99243
Manipolo Ultrasonico con testina
d'emissione superficie grande



n. 1 pezzo
Art. 99244
Manipolo Ultrasonico con testina
d'emissione superficie piccola



n. 1 pezzo
Art. 99260
Cavo connessione per Manipoli
Ultrasonici Art. 99243 e Art. 99244



n. 1 pezzo
Art. 9702
Elettrodo HF cipollina



n. 1 pezzo
Art. 99620
Manipolo R.F. Bipolar



n. 1 pezzo
Art. 99621
Testa Emissione R.F. Bipolar
Viso – diametro 2,5 cm



n. 1 pezzo
Art. 99627
Manipolo per Intraderm Veicolazione
Transdermica



n. 1 pezzo
Art. 99628
Elettrodo disco per Intraderm
Veicolazione Transdermica
diametro 4 cm



n. 1 pezzo
Art. 99629
Elettrodo Bipolare con Sfere
per Intraderm Veicolazione Transdermica



n. 1 pezzo
Art. 99622
Testa Emissione R.F. Bipolar Viso/Corpo
diametro 4,5 cm



n. 1 pezzo
Art. 99623
Testa Emissione R.F. Bipolar Corpo
diametro 6,0 cm



n. 1 pezzo
Art. 99424
Jelly Gell All in One –New Formula
1000 ml
MultiAzione – Idoneo per trattamenti con:
- RADIO FREQUENZA
- ULTRASUONO
- INTRADERM ACTION
- LASER
- LUCE PULSATA
- SOFT LASER



n. 1 pezzo
Art. 99634
Placca in Acciaio per Intraderm
Veicolazione Transdermica
dimensioni 10x8cm



n. 1 pezzo
Art. 99253
Tubetto connessione per Trattamento
Vacuum completo di filtro anti-impurità



n. 1 pezzo
Art. 99251
Boccetta Spray



n. 1 pezzo
Art. 99254
Cannula aspiracomedoni, aspirazione
delicata – foro piccolo



n. 1 pezzo
Art. 99252
Tubetto connessione per Boccetta Spray



n. 1 pezzo
Art. 99255
Cannula aspiracomedoni, aspirazione
intensiva – foro grande

accessori inclusi **very beautiful**



n. 1 pezzo
Art. 99257
Manipolo Porta Spazzole
(spazzole escluse)



n. 1 pezzo
Art. 9720
Spazzola dura diametro 40mm



n. 1 pezzo
Art. 9721
Spazzola morbida diametro 40mm



n. 1 pezzo
Art. 9728
Dischetto in spugna
Ø 40mm



n. 1 pezzo
Art. 9722
Spazzola morbida diametro 20mm



n. 1 pezzo
Art. 9723
Spazzola dura diametro 20mm



n. 1 pezzo
Art. 99607
Cavo connessione Wellness Mask USB –
DC Plug – lunghezza 3m



n. 1 pezzo
Art. 21251
Fascia monouso in spunlace per
Wellness Mask dimensioni 16x20cm –
Confezione da 20pezzi



n. 1 pezzo
Art. 99624
Porta accessori
laterale destro



n. 1 pezzo
Art. 99625
Porta accessori
laterale sinistro

accessori inclusi **very beautiful**



n. 1 pezzo
Art. 99605
Wellness Mask – Pressomassaggio Occhi - completa di cavo di connessione da 1m
*Da connettere ai dispositivi Muster Beauty Technology predisposti o con alimentazione esterna
tramite caricatore USB 5V - max 1A*



n. 1 pezzo
Art. 99606
Schermo Termoattivo al Graphene completa di cavo
USD-C con DC Plug
*Da connettere ai dispositivi Muster Beauty Technology
predisposti o con alimentazione esterna tramite
caricatore USB 9-12V - max 2A*



accessori optional
very beautiful

carrelli

per Very Beautiful a pagina 254-255

HF SYNTHESIS 2.0

Art. 99413



KIT PROFESSIONALE PER TRATTAMENTI ESTETICI DI ALTA FREQUENZA (HF) completo di:

- n. 1 art. 99415 – MANIPOLO CON REGOLAZIONE DI POTENZA
- n. 1 art. 99416 – VALIGETTA DA TRASPORTO ANTI-URTO
- n. 1 art. 9701 – ELETTRODO CIPOLLA
- n. 1 art. 9702 – ELETTRODO CIPOLLINA



ART. 99414
Manipolo H.F. con regolazione di
potenza completa di 2 elettrodi:
art. 9701 Cipolla
art. 9702 Cipollina



ART. 99626
Manipolo senza regolazione di
potenza

accessori optional hf synthesis 2.0



n. 1 pezzo
Art. 9703
Elettrodo HF pettine



n. 1 pezzo
Art. 9704
Elettrodo HF saturatore



n. 1 pezzo
Art. 9705
Elettrodo HF folgoratore



n. 1 pezzo
Art. 9706
Elettrodo HF collo



n. 1 pezzo
Art. 9707
Elettrodo HF rullo

FACE & BODY
- **Face&Body**
RESHAPE AND SCULPT

muster
BEAUTY TECHNOLOGY



Extreme Beauty Up

Art. 9164

Radio Frequenza
bipolare e monopolare
FACE & BODY



TRATTAMENTO INTENSIVO
ANTI-AGE
RISTRUTTURANTE
CELLULITE E ADIPOSITÀ LOCALIZZATA



RADIO FREQUENZA



TOUCH SCREEN



TUTORIAL



VIDEO EMOTIONAL

muster
BEAUTY
EXTREME
UP
R.F. FACE & BODY



R.F. FACE & BODY

ancora più
Completa
e più
Efficace!



LA RADIO FREQUENZA È UN TRATTAMENTO **NON INVASIVO**

che sfrutta l'azione benefica di onde elettromagnetiche per contrastare diverse tipologie di inestetismi.

- INESTETISMI DEL TEMPO (ANTI-AGE)
- LASSITÀ CUTANEA
- SMAGLIATURE
- MIGLIORAMENTO DEGLI INESTETISMI LEGATI ALLA CELLULITE E ADIPE

Extreme Beauty Up, concentrato di tecnologia, incorpora ben due tipologie di Radio Frequenza:

- BIPOLARE RESISTIVA VISO E CORPO
- MONOPOLARE PER TRATTAMENTI PIÙ CONCENTRATI ED INTENSIVI CORPO

RF bipolar ●●●●

RF monopolar ○○

RADIO FREQUENZA BIPOLARE

Esercita la sua azione attraverso il benefico calore a seguito del passaggio della corrente elettromagnetica nella cute e attraverso i differenti strati della pelle.
Il calore può propagarsi con diversi gradi di profondità con effetti differenti.

RF bipolar 



L'azione del calore, che attraversa l'epidermide e raggiunge il derma,

induce alla denaturazione termica parziale delle proteine che formano il collagene e favorisce il conseguente accorciamento delle fibre che lo compongono, stimolando l'attività dei fibroblasti.

Quest'ultimi, grazie alla naturale stimolazione indotta dalla R.F., non solo producono nuovo collagene, che andrà a sostituirsi a quello vecchio e danneggiato, ma favoriscono la formazione di nuove fibre elastiche e nuovi glicosamminoglicani di fondamentale importanza per il mantenimento di una **PELLE TONICA, SODA E GIOVANE**.







RADIO FREQUENZA MONOPOLARE

L'azione del calore nella cute, che raggiunge il tessuto adiposo sottostante

favorisce un effetto benefico sul microcircolo.

Quando il calore generato dalla R.F. raggiunge l'ipoderma, si assiste ad un rimodellamento degli inestetismi dovuti alla stasi microcircolatoria e alla riduzione dell'accumulo di liquidi a livello interstiziale, determinando in questo modo un incremento benefico della salute cutanea ed il conseguente miglioramento delle adiposità localizzate e degli inestetismi legati alla cellulite edematosa e fibrosa.

Il manipolo Monopolare, a differenza della R.F. Bipolare, ha sia un applicatore positivo che un elettrodo negativo costituito una piastra di ritorno in acciaio AISI biocompatibile, posizionata a contatto con la pelle.


Grazie a questo stesso meccanismo d'azione, inoltre, viene favorito anche un effetto di **BODY RESHAPING**.

Proprio per la profondità di azione della R.F. Monopolare Resistiva, questa modalità è eseguibile solo sul corpo.

RF monopolar ○○



LA SINERGIA DI UTILIZZO
DI RADIO FREQUENZA
MONOPOLARE E BIPOLARE
permette di ottenere un trattamento
completo della cute, dall'epidermide
all'ipoderma, migliorando la salute di
tutti gli strati cutanei ed attenuando
gli inestetismi.



- **CONTRASTARE** le rughe del viso e décolleté (zampe di gallina, solchi naso-labiali, ecc.)
- **CONTRASTARE** il rilassamento cutaneo viso e corpo
- **RIDURRE** le smagliature
- **COMBATTERE** gli inestetismi della cellulite e delle adiposità localizzate
- **FAVORIRE** l'approvvigionamento di nutrienti nella zona trattata, coadiuvando l'eliminazione delle scorie metaboliche del tessuto
- **RIDURRE** cicatrici dell'acne e altri esiti cicatriziali
- È una metodica non invasiva. Trattamento **INDOLORE**
- Permette di ottenere un **EFFETTO SIMIL-LIFTING**
- **IL TRATTAMENTO PUÒ ESSERE EFFETTUATO TUTTO L'ANNO**

QUANDO USARE LA RADIO FREQUENZA MONOPOLARE E QUANDO QUELLA BIPOLARE?

RADIO FREQUENZA MONOPOLARE

- Impiegata per **TRATTAMENTI CORPO**, in quanto consente un riscaldamento dei tessuti in profondità, non idonea alle aree anatomiche di viso, collo e décolleté.
- **AGISCE PIÙ IN PROFONDITÀ**, è valida per contrastare gli inestetismi della cellulite, fino a raggiungere adipe e ipoderma

RADIO FREQUENZA BIPOLARE

- Utilizzata per **VISO, COLLO E DECOLLETÉ**, **ZONE PIÙ DELICATE** che necessitano di un riscaldamento dei tessuti più superficiale.
- Idonea anche per **TRATTAMENTI CORPO** con **INESTETISMI PIÙ SUPERFICIALI**, come smagliature, lassità della pelle.



SINERGIA
DELLE 2 RADIO FREQUENZE
=
MAGGIORE AZIONE
SULL'INESTETISMO

ancora più
Completa
 e più
Efficace!



R.F.
FACE & BODY



roll&fix
 S Y S T E M

Un unico Manipolo R.F. Bipolare + un Manipolo R.F. Monopolare Intelligenti che riconoscono automaticamente l'Applicatore inserito **AUTOSENSING** e predispongono l'apparecchio per un trattamento Viso o Corpo.

Connessione sicura delle testine con sistema **"ROLL & FIX"** veloce e pratico, che vincola l'applicatore al manipolo con sicurezza.

RF bipolar ○○○

3 APPLICATORI R.F. INTERCAMBIABILI
 con superfici in acciaio inox Biocompatibili ad elevata conducibilità:

- elevata qualità dell'erogazione dell'R.F.
- garanzia di durata nel tempo
- perfetta compatibilità con la pelle

PRINCIPALI PARAMETRI

- Regolazione di intensità della Radio Frequenza
- Selezione automatica del trattamento R.F. Viso o Corpo



Testa Emissione
 R.F. Bipolar Viso.
 Diametro 2,5 cm



Testa Emissione
 R.F. Bipolar Ampie zone del
 Viso e Decollete o Corpo.
 Diametro 4,5 cm



Testa Emissione
 R.F. Bipolar Corpo.
 Diametro 6 cm



RF monopolar ○○

2 APPLICATORI R.F. MONOPOLARI INTERCAMBIABILI
 con superfici in acciaio inox Biocompatibili ad elevata conducibilità:

- elevata qualità dell'erogazione dell'R.F.;
- garanzia di durata nel tempo;
- perfetta compatibilità con la pelle.

PRINCIPALI PARAMETRI

- Regolazione di intensità della Radio Frequenza
- Selezione automatica del trattamento R.F. Viso o Corpo



Testa Emissione Media
 R.F. Monopolare Corpo - Adatta a superfici corporee
 di dimensioni moderate, come braccia, fianchi e
 ginocchio interno.
 Diametro 5 cm



Testa Emissione Grande
 R.F. Monopolare Corpo - Adatta a superfici corporee
 ampie, come cosce, glutei e addome.
 Diametro 6,5 cm

caratteristiche tecniche

Alimentazione 230V ~ 50Hz
Watt 55
Dimensioni apparecchio senza porta accessori
37x42x23h cm
Dimensioni apparecchio con porta accessori e accessori: 51x42x40h cm
Peso apparecchio con accessori 7,5 kg
Peso lordo 12 kg
Dimensioni imballo 56x51x37,5h cm
Volume imballo 0,11 m³



i

tutorial



INQUADRA
IL QR CODE E
GUARDA IL VIDEO



video emotional



INQUADRA
IL QR CODE E
GUARDA IL VIDEO



accessori inclusi extreme beauty up



n. 1 pezzo

Art. 99635
Porta accessori laterale destro



n. 1 pezzo

Art. 99636
Porta accessori laterale sinistro

accessori inclusi extreme beauty up



n. 1 pezzo

Art. 99620
Manipolo R.F. Bipolar



n. 1 pezzo

Art. 99621
Testa Emissione R.F.
Bipolar Viso
diametro 2,5 cm



n. 1 pezzo

Art. 99622
Testa Emissione R.F. Bipolar
Viso/Corpo
diametro 4,5 cm



n. 1 pezzo

Art. 99623
Testa Emissione R.F. Bipolar Corpo
diametro 6 cm



n. 1 pezzo

Art. 99424
Jelly Gell All in One -New Formula
1000 ml
MultiAzione – Idoneo per trattamenti con:
- RADIO FREQUENZA
- ULTRASUONO
- INTRADERM ACTION
- LASER
- LUCE PULSATA
- SOFT LASER



n. 1 pezzo

Art. 99422 - Active Gel Cellulite 500ml
No alcool e coloranti. Idratante e Drenante, Contrasta la Formazione di Cellulite e Pelle a “Buccia d’Arancia”. Con Estratto di Edera, Escina, Caffeina, Alga Bruna e Complesso di Silanolo.
Azione Sinergica con Radio Frequenza, Ultrasuono e Soft Laser
Gel specifico per l’impiego sinergico con R.F., Ultrasuono e Soft Laser favorisce la conduzione delle energie e l’assorbimento, in maniera ottimale, delle sostanze funzionali accuratamente selezionate per il trattamento degli inestetismi della cellulite. Migliora l’aspetto della pelle che appare più compatta, tonica, soda e idratata. Azione preventiva contro la cellulite. Al termine del trattamento, massaggiare con la tecnica preferita, sino a completo assorbimento.



n. 1 pezzo

Art. 99421 - Active Gel Adipe 500ml
No alcool e coloranti. Idratante e Drenante, Contrasta la Formazione di Adiposità Localizzata e “Ritenzione Idrica”. Con Caffeina, Complesso a base di Glaucina, Alga Marina Rosa, Escina e Estratto di Fucus.
Azione Sinergica con Radio Frequenza, Ultrasuono e Soft Laser
Gel specifico per l’impiego sinergico con R.F., Ultrasuono e Soft Laser, favorisce la conduzione delle energie e l’assorbimento, in maniera ottimale, delle sostanze funzionali accuratamente selezionate per il trattamento degli inestetismi della cute, dovuta all’adiposità localizzata e alla ritenzione idrica. Migliora l’aspetto della pelle che appare più tonica, soda ed idratata. Azione preventiva contro le adiposità localizzate. Al termine del trattamento, massaggiare con la tecnica preferita, sino a completo assorbimento.

accessori optional
extreme beauty up

carrelli

per Extreme Beauty UP a pagina 254-255

FACE

MIGLIORAMENTO
DELLA
MICROCIRCOLAZIONE
CUTANEA
CON INCREMENTO
DELL'OSSIGENAZIONE
TISSUTALE

BODY

TRATTAMENTO
RISTRUTTURANTE E
RIMODELLANTE



Skin Up

Art. 9163

Radio Frequenza
bipolare

FACE & BODY



TRATTAMENTO INTENSIVO
ANTI-AGE E RISTRUTTURANTE



RADIO FREQUENZA



TOUCH SCREEN



TUTORIAL



VIDEO EMOTIONAL

Display Touch Screen a Colori da 8"
ad Alta Definizione, protetto da
cristallo ad Elevata resistenza.

Interfaccia **grafica software** moderna
ed estremamente intuitiva.

Inclinazione e posizionamento
del **Display** per una migliore
visualizzazione e utilizzo con qualsiasi
condizione di luce presente in cabina.

Ad ogni modalità selezionata, oltre ai
parametri tecnici per la regolazione
dei valori, è **visualizzata l'immagine**
dell'accessorio da utilizzare per il
trattamento.

Qualità e praticità di tutti gli
accessori.



Nuova e moderna carrozzeria
realizzata in materiale plastico ad
elevata resistenza che favorisce
migliori condizioni di lavoro per la
componentistica interna.

Tutto al proprio posto!
Nuovi pratici **porta
accessori** in ABS ad alta
resistenza.

TRATTAMENTO VISO
Intensivo Anti-Age
e Ristrutturante

TRATTAMENTO CORPO
Ristrutturante e rimodellante



RADIO FREQUENZA BIPOLARE VISO

Miglioramento della microcircolazione cutanea con incremento dell'ossigenazione tissutale

La metodologia ed il principio fisico sono strettamente legati all'iperemia localizzata.

Le proprietà antalgiche e terapeutiche del calore sono ben note ai ricercatori e sperimentatori, i quali, hanno utilizzato i più disparati sistemi per indurre calore sul corpo umano.

La **RADIO FREQUENZA** rappresenta una delle più moderne tecniche impiegate nei **TRATTAMENTI ANTI-AGE** e del **RILASSAMENTO CUTANEO**, attenuando con una certa stabilità le rughe e la lassità cutanea.

La **RADIO FREQUENZA** si avvale di una corrente elettrica alternata ad alta frequenza: tale flusso di energia non interessa il tessuto nervoso e muscolare ma produce un **"EFFETTO TERMICO CONTROLLATO"**, favorendo l'aumento della temperatura del derma.

RF bipolar ●●●

Il trattamento con Radio Frequenza, riscaldando il sottocutaneo, favorisce un'azione:

- ANTI-AGE
- RISTRUTTURANTE
- RIMODELLANTE
- IPERIDRATANTE

Il flusso della RADIO FREQUENZA contribuisce alla contrazione delle fibre di **COLLAGENE** e, a lungo termine, favorisce la sintesi di nuovo collagene.

È evidente che, dopo il ciclo di sedute previste, l'aspetto della pelle troverà nuova **TONICITÀ** e **LUMINOSITÀ**, attenuando i segni antiestetici dell'invecchiamento cutaneo.





RADIO FREQUENZA BIPOLARE CORPO

Il campo elettromagnetico che si viene a creare tra i due elettrodi, determina un aumento del metabolismo cellulare che, variando la permeabilità delle membrane cellulari, incrementa il consumo di ossigeno e della circolazione locale, favorendo gli scambi cellulari e la combustione dei grassi localizzati.

SKIN UP, grazie all'onda diatermica bipolare, **STIMOLA LA FORMAZIONE DI PROCESSI NATURALI** quali **COLLAGENE**, **ELASTINA** e **ACIDO IALURONICO**, incrementando la loro azione e favorendo il riequilibrio delle aree trattate.

- CONTRASTA L'INestetismo DELLA CELLULITE
- MIGLIORAMENTO DEL MICROCIRCOLO
- RIDUZIONE DEGLI ACCUMULI ANTIESTETICI
- EFFETTO RESHAPING e effetto sugli adipociti e accumuli lipidici

RF bipolar ●●●



ancora più **Performante** e più **Sicura** da utilizzare!

Un unico Manipolo R.F. Intelligente che riconosce automaticamente l'Applicatore inserito **AUTOSENSING** e predispone la tecnologia per un trattamento Viso o Corpo.

Connessione sicura delle testine con sistema **"ROLL & FIX"** veloce e pratico, che vincola l'applicatore al manipolo con sicurezza.



RF bipolar ●●●

3 APPLICATORI R.F. INTERCAMBIABILI

con superfici in acciaio inox Biocompatibili ad elevata conducibilità:

- elevata qualità dell'erogazione dell'R.F.
- garanzia di durata nel tempo
- perfetta compatibilità con la pelle

PRINCIPALI PARAMETRI

- Regolazione di intensità della Radio Frequenza.
- Selezione automatica del trattamento R.F. Viso o Corpo.

roll&fix
SYSTEM



Testa Emissione
R.F. Bipolar Viso.
Diametro 2,5 cm



Testa Emissione
R.F. Bipolar Ampie zone del
Viso e Decollete o Corpo.
Diametro 4,5 cm



Testa Emissione
R.F. Bipolar Corpo.
Diametro 6 cm



caratteristiche tecniche

Alimentazione 230V ~ 50Hz
Watt 55
Dimensioni apparecchio senza porta accessori 37x42x23h cm
Dimensioni apparecchio con porta accessori e accessori: 42x42x40h cm
Peso apparecchio con accessori 6,5 kg
Peso lordo 11 kg
Dimensioni imballo 56x51x37,5h cm
Volume imballo 0,11 m³



i

tutorial



INQUADRA
IL QR CODE E
GUARDA IL VIDEO



video emotional



INQUADRA
IL QR CODE E
GUARDA IL VIDEO



accessori inclusi skin up



n. 1 pezzo

Art. 99620
Manipolo R.F. Bipolar



n. 1 pezzo

Art. 99621
Testa Emissione R.F. Bipolar Viso
diametro 2,5 cm



n. 1 pezzo

Art. 99622
Testa Emissione R.F. Bipolar Viso/Corpo
diametro 4,5 cm



n. 1 pezzo

Art. 99623
Testa Emissione R.F. Bipolar Corpo
diametro 6 cm



n. 1 pezzo

Art. 99424
Jelly Gell All in One - New Formula
1000 ml
MultiAzione - Idoneo per trattamenti con:
- RADIO FREQUENZA
- ULTRASUONO
- INTRADERM ACTION
- LASER
- LUCE PULSATA
- SOFT LASER



n. 1 pezzo

Art. 99422 - Active Gel Cellulite 500ml
No alcool e coloranti. Idratante e Drenante, Contrasta la Formazione di Cellulite e Pelle a "Buccia d'Arancia". Con Estratto di Edera, Escina, Caffeina, Alga Bruna e Complesso di Silanolo.
Azione Sinergica con Radio Frequenza, Ultrasuono e Soft Laser
Gel specifico per l'impiego sinergico con R.F., Ultrasuono e Soft Laser favorisce la conduzione delle energie e l'assorbimento, in maniera ottimale, delle sostanze funzionali accuratamente selezionate per il trattamento degli inestetismi della cellulite. Migliora l'aspetto della pelle che appare più compatta, tonica, soda e idratata. Azione preventiva contro la cellulite. Al termine del trattamento, massaggiare con la tecnica preferita, sino a completo assorbimento.



n. 1 pezzo

Art. 99421 - Active Gel Adipe 500ml
No alcool e coloranti. Idratante e Drenante, Contrasta la Formazione di Adiposità Localizzata e "Ritenzione Idrica". Con Caffeina, Complesso a base di Glaucina, Alga Marina Rosa, Escina e Estratto di Fucus.
Azione Sinergica con Radio Frequenza, Ultrasuono e Soft Laser
Gel specifico per l'impiego sinergico con R.F., Ultrasuono e Soft Laser, favorisce la conduzione delle energie e l'assorbimento, in maniera ottimale, delle sostanze funzionali accuratamente selezionate per il trattamento degli inestetismi della cute, dovuta all'adiposità localizzata e alla ritenzione idrica. Migliora l'aspetto della pelle che appare più tonica, soda ed idratata. Azione preventiva contro le adiposità localizzate. Al termine del trattamento, massaggiare con la tecnica preferita, sino a completo assorbimento.



n. 1 pezzo

Art. 99635
Porta accessori laterale destro

accessori optional skin up

carrelli

per Skin UP a pagina 254-255

4IN1 BEAUTY STATION BEST PARTNER

Art. 9157

**RIMODELLA
LA TUA
SILHOUETTE**

**TONIFICA E
RINGIOVANISCI
IL TUO VISO**

- BODY SLIMMING
- TRATTAMENTO SMAGLIATURE
- COMBATTE GLI INESTETISMI di adipe e cellulite
- AZIONE ANTI-AGE ringiovanimento cutaneo del viso

4

**MANIPOLI
VISO E
CORPO**

per trattamenti completi e diversificati, con risultati visibili fin da subito



RADIO FREQUENZA



SOFT LASER



VACUUM



TOUCH SCREEN



TUTORIAL




VIDEO EMOTIONAL 69

trattamento

1+2

MASSAGGIO ENDODERMICO

(VACUUM + RULLI)




L'apparecchiatura per il massaggio endodermico crea un'aspirazione progressiva e pulsata delle pliche della pelle, con un movimento di arrotolamento e rilascio. Sfruttando l'azione di "aspirazione" della parte interessata, stimola la circolazione sanguigna e linfatica.

Inoltre, svolge un'azione di riduzione dei gonfiori dovuti all'accumulo dei liquidi in eccesso e ossigena i tessuti della pelle. L'utilizzo del sistema di aspirazione associato alla pressione di rulli in acciaio,

situati all'interno del manipolo, aiuta il processo di drenaggio e la sollecitazione degli adipociti, i quali, sottoposti a stress, tenderanno a rilasciare parte del loro contenuto.

Questo sistema determina un **RIMODELLAMENTO DEL CONTORNO CORPOREO**, consentendo una più facile **RIDUZIONE** delle stesse **CELLULE ADIPOSE** in eccesso e rendendo il **TESSUTO PIÙ TONICO**.



La Radio Frequenza si avvale di una corrente elettrica alternata ad alta frequenza: tale flusso di energia non interessa il tessuto nervoso e muscolare ma resta localizzata in superficie, producendo un "effetto termico controllato", favorendo l'aumento della temperatura del derma.

Il calore controllato e localizzato provocato all'interno del tessuto stimola l'attività del derma, in particolare la microcircolazione ed i fibroblasti, che producendo nuovo collagene vanno a rinnovare il tono della cute.

Il processo naturale di rinnovamento, indotto dalla Diatermia con R.F., è visibile subito con effetto "long lasting" fino a 2 mesi.

La Radio Frequenza bipolare offre un ottimo giovamento nei casi di lassità cutanea in zone del viso e del corpo.

trattamento

3

RADIO FREQUENZA

IL RISULTATO È IL RASSODAMENTO E LA TONICITÀ DEL TESSUTO A LIVELLO PROFONDO E SUPERFICIALE.

LE PICCOLE RUGHE VENGONO ELIMINATE, MENTRE LE RUGHE PROFONDE SI ATTENUANO NOTEVOLMENTE.

LA PELLE APPARE PIÙ COMPATTA, TONICA E OSSIGENATA.



trattamento

4

SOFT LASER




La specifica lunghezza d'onda a 940nm agisce miratamente sugli adipociti e sui fibroblasti, lasciando inalterati la cute sovrastante ed i tessuti sottostanti.

Tutto ciò si traduce in un trattamento mirato che **FAVORISCE LA RIDUZIONE DEL TESSUTO ADIPOSO E L'ELASTICITÀ CUTANEA.**

La frequenza di 940nm incentiva e favorisce l'azione dei fibroblasti, con conseguente **CREAZIONE DI COLLAGENE**, stressa gli adipociti, inducendoli a rilasciare grassi.

Il delicato tepore sottocutaneo, percepito dal soggetto in trattamento, **FAVORISCE UNA LEGGERA APERTURA DEI PORI FACILITANDO IL NATURALE ASSORBIMENTO DEI PRINCIPI ATTIVI COSMECEUTICI** utilizzati nei punti di contatto, anche successivamente al trattamento.



BENEFICI VISO

- RINGIOVANIMENTO CUTANEO E AZIONE ANTI- AGE
- MIGLIORAMENTO DELL'ELASTICITÀ DELLA CUTE E DELL'ASPETTO
- RASSODAMENTO DELLE AREE CON CEDIMENTO STRUTTURALE
- TRATTAMENTO DELLE RUGHE IN MODO MIRATO E DECISIVO

BENEFICI CORPO

- BODY SLIMMING E RIDEFINIZIONE DELLA SILHOUETTE
- TONIFICAZIONE DELLE AREE E MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE
- TRATTAMENTO E ATTENUAMENTO DELLE SMAGLIATURE
- COMBATTE GLI INESTETISMI DI ADIPE E CELLULITE

manipoli

Beauty Station 4in1 dispone di ben

4

MANIPOLI VISO E CORPO

per trattamenti completi
e diversificati, con risultati
visibili fin da subito

MANIPOLO PICCOLO VISO



MANIPOLO VISO: VACUUM + R.F.

Con applicatore piccolo dedicato
all'ATTENUAMENTO DELLE
RUGHE e TRATTAMENTO DELLE
SMAGLIATURE

MANIPOLO MEDIO VISO



MANIPOLO VISO: VACUUM + R.F. + SOFT LASER

Con applicatore medio per
TRATTAMENTI ANTI AGE e
RINGIOVANIMENTO CUTANEO



PORTA MANIPOLI VISO

completo di supporto
dei cavi per un
minor affaticamento
dell'operatore



MANIPOLO GRANDE CORPO



MANIPOLO MEDIO CORPO



Con DISPLAY E COMANDI INCORPORATI

per una migliore
praticità di regolazione
durante il trattamento
e visualizzazione
dei parametri senza
dover operare sul
display principale
dell'apparecchio.

2 MANIPOLI CORPO VACUUM + RULLI + R.F. + SOFT LASER

Ottima ergonomia per facilitare il
lavoro dell'operatore estetico.



safety and sanitation

Tutti i manipoli della Beauty Station 4in1 hanno applicatori amovibili e igienizzabili.



display

Software intuitivo e semplice

Ampio display
Touch Screen
da 8,0"



impostazione parametri

Ampia possibilità di personalizzare i parametri di trattamento.

Semplicità di utilizzo



caratteristiche tecniche

Vacuum/Aspirazione: da 10 a 80kPa

R.F.: da 0 a 60J/cm²

Soft Laser: da 0 a 20W

Lunghezza d'onda soft laser: 940nm

Velocità Rulli: da 0 a 36 rpm

Alimentazione: 220 - 240V ~ 50/60Hz - 750W

Dimensioni apparecchio: 64x61,5xH108,5cm

Dimensioni apparecchio con porta manipoli montati: 64x61,5xH168cm

Dimensioni imballo: 75x62x123cm

Peso apparecchio completo di manipoli: 54kg

Peso apparecchio con imballo: 84kg

Volume: 0,6mc

IL TUO **BEST PARTNER**
TECNOLOGICO PER UN
TRATTAMENTO VISO
E CORPO UNICO E
COMPLETO:
RIMODELLAMENTO
CORPO E
RINGIOVANIMENTO
CUTANEO DEL VISO



accessori inclusi beauty station 4in1



n. 1 pezzo

Art. 99551
Manipolo Grande corpo con elettrodi rulli motorizzati



n. 1 pezzo

Art. 99552
Applicatore per manipolo Grande corpo



n. 1 pezzo

Art. 99553
Manipolo Medio corpo con elettrodi rulli fissi



n. 1 pezzo

Art. 99554
Applicatore per manipolo Medio corpo



n. 1 pezzo

Art. 99555
Manipolo Medio viso



n. 1 pezzo

Art. 99557
Manipolo Piccolo viso



n. 1 pezzo

Art. 99558
Applicatore per manipolo Piccolo viso



n. 1 pezzo

Art. 9886
Occhiali di protezione operatore



n. 1 pezzo


Art. CB1002069C
69C Olio Secco con Fosfatidilcolina per trattamento corpo
BeneXere - 500ml



n. 1 pezzo

Art. CB1001208V
208V Olio Secco con Sinergia Multivitaminica per trattamento viso
BeneXere - 200ml

merchandising incluso beauty station 4in1



n. 1 pezzo

Art. 99550
Roll-up Istituto
dim. 80x200cm



n. 2 pezzi

Art. 21957
Dépliant informativo consumatrice
(1 pezzo contiene 50 dépliant)

tutorial

YouTube



INQUADRA IL QR CODE E GUARDA IL VIDEO



video emotional

YouTube



INQUADRA IL QR CODE E GUARDA IL VIDEO



INCLUSI N.2 OLIO SECCO

CON FORMULE INNOVATIVE E SPECIFICHE PER VISO E CORPO.

Ideale per trattamenti con apparecchiature per il Massaggio Endodermico. Aumenta la scorrevolezza dei manipoli, nutre e idrata la pelle senza ungerla.



muster Wellness Skin

INTRADERM ACTION
FACE&BODY

Art. 9165

Wellness Skin è l'innovativo dispositivo professionale per trattamenti viso e corpo, pensato per la veicolazione transdermica, non invasiva, di principi attivi contenuti in specifici cosmetici studiati per questa nuova tecnologia.

L'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA
IN SINERGIA
CON IL COSMETICO
PROFESSIONALE



METODO INNOVATIVO E RIVOLUZIONARIO

per trattamenti viso e corpo
con risultati straordinari e
visibili subito!



INTRADERM



TOUCH SCREEN



TUTORIAL




VIDEO EMOTIONAL

come funziona

Wellness Skin è un'apparecchiatura sicura, non invasiva ed indolore che agisce alla base dell'inestetismo.


TRATTAMENTI SEMPLICI, EFFICACI E DURATURI



L'azione mirata del campo elettromagnetico generato mediante radio frequenza all'interno dell'ergonomico e pratico applicatore, spinge **I PRINCIPI ATTIVI NEI TESSUTI SUPERFICIALI**, agendo all'origine dell'inestetismo.

Il campo elettromagnetico generato dalla radio frequenza, opportunamente studiato ed ingegnerizzato sulla base di specifici cosmetici, quando applicato sulla pelle, genera l'**effetto "mobilitazione"**, inducendo lo spostamento dei liquidi presenti negli spazi extracellulari e **sospiando in profondità il prodotto** precedentemente applicato.

Tale azione è catalizzante sulle reazioni chimiche cellulari basali. Il campo elettromagnetico generato dalla radio frequenza, inoltre, agisce anche sui liquidi intracellulari, incrementandone la mobilità e gli scambi cellulari, favorendo l'attività biochimica cellulare ed i meccanismi metabolici.



BENEFICI VISO

- ATTENUAZIONE E RIEMPIMENTO RUGHE
- PELLE IDRATATA E LUMINOSA
- EFFETTO FILLER
- AUMENTO DELL'ELASTICITÀ DELLA PELLE
- TRATTAMENTO PELLI ULTRASENSIBILI E COUPEROSICHE
- EFFETTO ANTI AGE
- IDRATAZIONE CUTANEA PROFONDA

BENEFICI CORPO

- MAGGIORE COMPATTEZZA DEL TESSUTO
- AZIONE ELASTICIZZANTE E TONIFICANTE
- FAVORISCE IL MASSAGGIO DRENANTE PROFONDO, CHE ELIMINA I LIQUIDI IN ECCESSO
- EFFICACE CONTRO GLI INESTETISMI DI ADIPE E CELLULITE
- IDRATAZIONE CUTANEA PROFONDA



comfort cliente

Alta tollerabilità da parte della maggior parte dei soggetti grazie al **piacevole tepore** sviluppato durante l'applicazione senza l'impiego di energie fastidiose e corrente elettrica direttamente sulla cute.

comfort operatore

Nessun affaticamento sulla mano dell'operatore, grazie agli ergonomici manipoli studiati appositamente per conferire **sicurezza, maneggevolezza e praticità** all'operatore.

MANIPOLI ergonomici studiati per lavori continuativi senza affaticare l'operatore.



DISPLAY TOUCH SCREEN con impostazione dei programmi semplice ed intuitiva.



MODO D'USO WELLNESS SKIN

In funzione del trattamento scelto Wellness Skin suggerisce il siero specifico da utilizzare. Applicare una piccola dose di siero (viso o corpo) sull'area da trattare.

Passare il manipolo con movimenti lenti e circolari sull'area interessata. Ripetere per almeno 2/3 volte sulla stessa area. In seguito, passare all'area successiva.

PROGRAMMA LIBERO PER UTILIZZARE SIERI GENERICI A BASE ACQUOSA.



merchandising incluso wellness skin



n. 1 pezzo

Art. 510916550001
Poster Istituto bifacciale italiano/inglese dim. 70x100cm



n. 2 pezzi

Art. 21965
Art. Dépliant informativo consumatrice (1 pezzo contiene 50 dépliant)

accessori optional wellness skin

carrelli

per Wellness Skin a pagina 259

caratteristiche tecniche

Alimentazione: 230V~ 50/60Hz
Potenza massima assorbita: 40W
Frequenza di lavoro: 457KHz
Dimensioni apparecchio (LxAxP): 400x315x195 mm
Dimensioni apparecchio con porta accessori montato: 500x315x195 mm
Peso apparecchio: 3 kg
Dimensioni imballo (LxAxP): 56x47x27cm
Peso lordo: 8,2 kg
Volume: 0,07mc

tutorial

YouTube



INQUADRA IL QR CODE E GUARDA IL VIDEO

video emotional

YouTube



INQUADRA IL QR CODE E GUARDA IL VIDEO

accessori inclusi wellness skin



n. 1 pezzo

Art. 99650
Manipolo Viso Intraderm



n. 1 pezzo

Art. 99651
Manipolo Corpo Intraderm



n. 1 pezzo

Art. CB1001062V
62V Siero Viso Multivitaminico
BeneXere
Confezione 12 Fialoidi - 3 ml cad.



n. 1 pezzo

Art. CB1001063V
63V Siero Viso Acido Ialuronico
BeneXere
Confezione 12 Fialoidi - 3 ml cad.



n. 1 pezzo

Art. CB1002052C
52C Siero Corpo Adipe e Pancia
BeneXere
Confezione 12 Fialoidi - 5 ml cad.



n. 1 pezzo

Art. CB1001209V
209V Siero Viso Antiage
BeneXere
Confezione 12 Fialoidi - 5 ml cad.



n. 1 pezzo

Art. CB1001210V
210V Siero Viso Pelli Ultrasensibili e
Couperosiche - BeneXere
Confezione 12 Fialoidi - 3 ml cad.



n. 1 pezzo

Art. CB1001211V
211V Siero Viso Idratante
BeneXere
Confezione 12 Fialoidi - 5 ml cad.



n. 1 pezzo

Art. CB1002070C
70C Siero Corpo Cellulite e Adipe
BeneXere
Confezione 12 Fialoidi - 5 ml cad.



n. 1 pezzo

Art. CB1002071C
71C Siero Corpo Rassodante -
BeneXere
Confezione 12 Fialoidi - 5 ml cad.



n. 1 pezzo

Art. 99652
Porta accessori in plex



**METODO INNOVATIVO
E RIVOLUZIONARIO
PER TRATTAMENTI
VISO E CORPO
CON **RISULTATI
STRAORDINARI E
VISIBILI SUBITO!****



DEPY

SWEET AND DELICATE



■ SEDUTE
ANCORA PIÙ
VELOCI

■ TRATTAMENTI
REALMENTE
INDOLORI CON
SHR COMFORT
SYSTEM



■ TRATTAMENTI
EFFETTUATI
CON LA
MASSIMA
COMODITÀ



muster
**M-
LasEr**
808 + 1064
DUAL SYSTEM PRO

Art. 9158

2

**DOPPIO MANIPOLO
DOPPIA FREQUENZA
DOPPIA POTENZA**

è l'innovativo dispositivo laser
professionale a doppia lunghezza
d'onda che permette di effettuare
trattamenti di epilazione progressiva
permanente sicuri, efficaci e duraturi
anche su carnagioni più scure e su
bulbi piliferi più profondi.



quali sono i vantaggi?




■ **RICRESCITA LENTA**, se non addirittura inesistente, grazie all'eliminazione del bulbo pilifero. Questo meccanismo produce un immediato riscaldamento e una conseguente distruzione delle cellule germinative del bulbo, dando vita al processo di Epilazione Progressiva Permanente.

■ Favorisce una **RIDUZIONE DELLA QUANTITÀ** dei peli

■ **SHR SYSTEM:**
effetto **INDOLORE**



come funziona il laser?



A differenza delle classiche tecniche di depilazione, che rimuovono solo il pelo, senza eliminare la matrice germinativa, l'epilazione laser consente di distruggerlo nella sua interezza, bulbo pilifero compreso.

Questa tecnologia sfrutta il principio della **FOTOTERMOLISI SELETTIVA** (ossia l'energia luminosa che si trasforma in calore una volta concentrata su un cromoforo) provocando la distruzione del bulbo e delle cellule che lo rigenerano, consentendo di ottenere risultati duraturi.

Il laser emette un fascio di onde unidirezionali e monocromatiche, a una frequenza tale da colpire selettivamente la melanina contenuta nei peli, surriscaldandoli e denaturandone le strutture vitali (in particolare il bulbo).

SI PUÒ TRATTARE QUALSIASI AREA DEL CORPO E DEL VISO DELLA DONNA... E DELL'UOMO!



i manipoli

- **MANIPOLI LEGGERI, ERGONOMICI E BILANCIATI** per trattamenti effettuati con la massima comodità. Visuale dell'area da trattare e scorrimento sulla cute migliorati grazie all'innovativa forma della tip del manipolo.
- Modalità di lavoro: sia a spot singolo che multipli da 1 a 10 al secondo
- Manipoli con raffreddamento EXTRA COOL per sensazione pressoché indolore. Area Spot raffreddata: da -5°C a +5°C (regolabile)
- Raffreddamento Testata Manipolo con Celle di Peltier (Tecnologia sicura e Innovativa)
- Densità di Energia Max 40 J/cm²
- Sistema di emissione laser: Pulsante + Pedale
- Vita media manipolo: 10.000.000 di spot *

*I manipoli laser art.99530 e art. 99531 sono garantiti un anno e/o 10.000.000 di spot se effettuati entro i primi 12 mesi



2

MANIPOLI CON AREE DI EMISSIONI DIFFERENTI:

1. **MANIPOLO 808nm** da 800W con 8 barre diodi laser da 100W: potenza uniforme e performance elevate
2. **MANIPOLO DUAL WAVELENGTH** (808nm + 1064nm) da 1000W con 10 barre diodi laser da 100W. Per un'azione più efficace su bulbi profondi e carnagioni abbronzate. **SPOT MAGGIORATO** (240mm²) per trattamenti più veloci: **RISPARMIO DEL 50%**



LONG LIFE CONTROL SYSTEM: polarizzazione avanzata dei diodi laser per una maggiore durata e performance elevate.

il display
top quality design

AMPIO DISPLAY FULL HD
TOUCH SCREEN
A COLORI DA **15,6"**
CON INCLINAZIONE
REGOLABILE
per adattare la visione in qualsiasi
condizione.

INTERFACCIA GRAFICA
CON SOFTWARE MODERNO
ED ESTREMAMENTE
INTUITIVO
con comandi e sensibilità migliorati per
RISULTATI STRAORDINARI.



SHR (Super Hair Removal) SYSTEM

Sfoltimento iniziale indolore, mediante l'impiego automatico fluenze basse e frequenze alte.

SHR surriscalda gradualmente il pelo raggiungendo l'obiettivo e, contemporaneamente, abitua la pelle al calore riducendo al minimo la sensazione di dolore.

Dopo aver effettuato l'anamnesi della cliente e selezionata l'area da trattare, My Laser imposta automaticamente i parametri corretti da utilizzare per il **TRATTAMENTO INDOLORE.**


INDICAZIONE: la modalità **SHR** è consigliata per lo sfoltimento iniziale dei peli (prime 1-2 sedute) per un **TRATTAMENTO INDOLORE** e una **RIDUZIONE DEI PELI EFFICACE E VISIBILE SUBITO.**

Successivamente, si consiglia di passare alla modalità di lavoro senza l'impiego del metodo SHR.



trattamenti
sicuri

- **NUOVO SOFTWARE: veloce, moderno, intuitivo**
- Solo pochi secondi per un'anamnesi completa
- My Laser imposta automaticamente tutti i parametri ideali al trattamento
- Premere start e iniziare il trattamento in totale sicurezza.



i punti di forza

REDDITIVITÀ

Grazie al ridotto tempo impiegato per ogni singolo trattamento.

PROFITTO

L'elevata redditività del trattamento consente elevati guadagni per l'Istituto. Ciò grazie anche alla possibilità d'integrare più trattamenti di epilazione su differenti parti del corpo, addirittura nella stessa seduta.

MAGGIOR INCASSO!

VELOCITÀ

Velocità di esecuzione = risparmio di tempo per la Cliente, che ha sempre meno tempo disponibile.

FUNZIONALITÀ ED EFFICIENZA

Risultati visibili da subito.

SICUREZZA

Software di utilizzo e di controllo delle funzioni con anamnesi incorporata + Qualità dei materiali impiegati + Protocolli collaudati, permettono di lavorare per 12 mesi all'anno, anche su pelli abbronzate.



CONFORTEVOLE TRATTAMENTO INDOLORE CON PROTOCOLLO SHR.

Raffreddamento ad elevata intensità con doppio circuito.

MIRATO

Grazie alla nuova Tip frontale del manipolo, ottimi risultati anche su aree difficili come gomiti, ginocchia, mento, baffetti...

AVANGUARDIA E DESIGN

Niente è lasciato al caso, design ed ergonomia sono la «pelle» che racchiude tecnologia ad altissimo livello.

SUPER VANTAGGI OPERATORE

- **TECNOLOGIA INNOVATIVA** CHE MIGLIORA IL COMFORT E L'ASSORBIMENTO DELLA LUCE
- NON VIENE RICHIESTO ALCUN ANESTETICO TOPICO O RAFFREDDAMENTO SECONDARIO
- **RIDUZIONE** DEI TEMPI DI TRATTAMENTO DI CIRCA IL **75%**
- **RIDUZIONE** DEI CICLI DI TRATTAMENTO DI CIRCA IL **40%**
- POSSIBILITÀ DI TRATTARE AMPIE ZONE IN **POCHISSIMO TEMPO**
- POSSIBILITÀ DI TRATTARE (CON CAUTELA) ANCHE I FOTOTIPI PIÙ SCURI

SUPER VANTAGGI CLIENTE

- **TRATTAMENTI MOLTO PIÙ RAPIDI**, MIGLIORE PROGRAMMAZIONE DEL PROPRIO TEMPO
- **TRATTAMENTI PIÙ CONFORTEVOLI** CHE INCORAGGIANO L'APPROCCIO DEL CLIENTE VERSO IL SISTEMA E LO CONVINCONO A PROSEGUIRE SINO AL SUO COMPLETAMENTO.
- IL CICLO DI TRATTAMENTI (MOLTO PIÙ VELOCE RISPETTO ALLE PRECEDENTI TECNOLOGIE) MIGLIORA I RISULTATI E LA SODDISFAZIONE
- LA VELOCITÀ DI ESECUZIONE RENDE ACCESSIBILI, PER TEMPO E DENARO, ANCHE LE ZONE PIÙ ESTESE (GAMBE, SCHIENA, ECC...)
- **NESSUNA SENSAZIONE DI DOLORE CON PROTOCOLLO SHR**

EPILAZIONE
PROGRESSIVA
PERMANENTE
PER
**RISULTATI
AI MASSIMI
LIVELLI**
CON ELEVATA
SICUREZZA.



caratteristiche tecniche

Sorgente Laser a diodo
Lunghezza d'onda 808 nm + 1064 nm (nanometri)
Potenza Laser 800 W + 1000W
Dimensione Spot manipolo 800W 14 x 14mm (196mm²)
Dimensione Spot manipolo 1000W 12 x 20mm (240mm²)
Modalità di lavoro sia a spot singolo che multipli da 1 a 10 al secondo
Fluenza 1÷40 J
Densità energia Max 40 J / cm²
Area Spot raffreddata da -5°C a +5°C (regolabile)
Raffreddamento Testata Manipoli
 con Celle di Peltier (Tecnologia sicura e Innovativa)
Sistema di emissione laser Pulsante + Pedale
Schermo Full HD Touch-Screen a colori da 15,6" con inclinazione regolabile

Tempo a seduta Tempi Ridotti per zona
 Esempio: 4/6 min.
Velocità Impulso Fino a 10 spot secondo
Numero sedute per zona Da 6 a 8
Fototipi trattati Tutti fino al VI°
Raffreddamento Acqua a circuito integrato
Raffreddamento Manipolo Celle di Peltier (Tecnologia sicura ed innovativa) + acqua e aria
Vita Manipolo Fino a 10.000.000 di spot* (effettuati a valore medio di potenza)
Periodicità Stagionale 12 mesi all'anno
Effetti sulla pelle indolore con SHR SYSTEM
Ambiente in Istituto Nessun Odore



dati tecnici

Alimentazione 220 - 240V ~ 50/60Hz ~ 3600W
Dimensioni apparecchio 64x61,5xh108,5 cm
Dimensioni apparecchio con porta manipoli montati
 64x61,5xh168 cm
Dimensioni imballo 68x68xh136 cm
Peso apparecchio 51kg
Peso apparecchio con imballo 84kg

*I manipoli laser art.99530 e art. 99531 sono garantiti un anno e/o 10.000.000 di spot se effettuati entro i primi 12 mesi

Il Laser per epilazione My Laser Dual System è un'apparecchiatura conforme alle normative in vigore che regolamentano il Settore Estetico e precisamente:

- Decreto 12 maggio 2011 n.110, e
- Decreto 15 ottobre 2015 n. 206.
- Scheda Tecnico Informativa n. 21b.
- Categoria: LASER ESTETICO DEFOCALIZZATO PER L'EPILAZIONE.
- Elenco apparecchi: Laser per epilazione estetica.

accessori inclusi my laser dual system pro



n. 1 pezzo
Art. 99531
Manipolo My Laser Dual System Pro
1000W



n. 1 pezzo
Art. 99530
Manipolo My Laser Dual System Pro
800W



n. 1 pezzo
Art. 40001253
Laser Ritual Box

Include:
44C Gel Lenitivo con estratto di Aloe Vera - 220 ml
83V Acqua Micellare con Succo di Cetriolo e Acque distillate di Fiordaliso e Sambuco - 200 ml
72C Guanto Esfoliante con Acido Salicilico - 20 ml - N. 10 pz
73C Spray Solare SPF 50+ con Bava di Lumaca, Bisabololo e Vitamina E - 100 ml



n. 1 pezzo
Art. 99227
Occhiali protezione operatore



n. 5 pezzi
Art. 9999
Occhiali protezione cliente



n. 1 pezzo
Art. 99425
Jelly Gell All in One - New Formula
5 Kg
MultiAzione - Idoneo per trattamenti con:
- LASER
- LUCE PULSATA
- SOFT LASER
- R.F. RADIO FREQUENZA
- ULTRASUONO
- INTRADERM ACTION

accessori inclusi my laser dual system pro



n. 1 pezzo
Art. 3630770
Set 3 ciotole flessibili in silicone



n. 1 pezzo
Art. 99236
Acqua Ultra Pura in tanica
da 5 litri



n. 1 pezzo
Art. 16242
Spatola



n. 1 pezzo
Art. 99532
Kit carico acqua per art. 9158



n. 1 pezzo
Art. 99500
set 2 chiavi con porta chiavi



n. 1 pezzo
Art. 99511
Pedale

merchandising
my laser dual
system pro



n. 2 pezzi
Art. 21958
Dépliant informativo
consumatrice
(1 pezzo contiene 50 dépliant)



n. 1 pezzo
Art. 99533
Roll-up Istituto dim. 80x200cm

tutorial



INQUADRA
IL QR CODE E
GUARDA IL VIDEO



video emotional



INQUADRA
IL QR CODE E
GUARDA IL VIDEO



muster
MEGALaser 808
SHR Comfort

Art. 9156



ADDIO IRRITAZIONI E PELI INCARNITI

ADATTO A QUALSIASI
TIPO DI PELLE ANCHE
SE ABBRONZATE

PER TRATTAMENTI
VISO E CORPO:

- REALMENTE INDOLORI
CON INNOVATIVO
SISTEMA SHR
- EFFICACI
- CONFORTEVOLI
- RAPIDI

808



LASER



TOUCH SCREEN



TUTORIAL



VIDEO EMOTIONAL

quali sono i vantaggi?




■ **RICRESCITA LENTA**, se non addirittura inesistente, grazie all'eliminazione del bulbo pilifero. Questo meccanismo produce un immediato riscaldamento e una conseguente distruzione delle cellule germinative del bulbo, dando vita al processo di Epilazione Progressiva Permanente.

■ Favorisce una **RIDUZIONE DELLA QUANTITÀ** dei peli

■ **SHR SYSTEM:** effetto **INDOLORE**



come funziona il laser?



A differenza delle classiche tecniche di depilazione, che rimuovono solo il pelo, senza eliminare la matrice germinativa, l'epilazione laser consente di distruggerlo nella sua interezza, bulbo pilifero compreso.

Questa tecnologia sfrutta il principio della **FOTOTERMOLISI SELETTIVA** (ossia l'energia luminosa che si trasforma in calore una volta concentrata su un cromoforo) provocando la distruzione del bulbo e delle cellule che lo rigenerano, consentendo di ottenere risultati duraturi.

Il laser emette un fascio di onde unidirezionali e monocromatiche, a una frequenza tale da colpire selettivamente la melanina contenuta nei peli, surriscaldandoli e denaturandone le strutture vitali (in particolare il bulbo).

SI PUÒ TRATTARE QUALSIASI AREA DEL CORPO E DEL VISO DELLA DONNA... E DELL'UOMO!

il manipolo

- **LEGGERO, ERGONOMICO E BILANCIATO** per trattamenti in totale sicurezza e massima comodità. Visuale dell'area da trattare e scorrimento sulla cute migliorati grazie **ALL'INNOVATIVA FORMA DELLA NUOVA TIP FRONTALE** del manipolo.
- **DISPLAY TOUCH** con comandi semplici ed intuitivi:
+ PRATICO + VELOCE + COMODO
- Lunghezza d'onda 808nm e 12 BARRE LED da 50 W cad.
- Modalità di lavoro: sia a spot singolo che multipli da 1 a 10 al secondo
- Dimensione spot: 14mm x 14mm (196 mm²)
- Area Spot raffreddata: da -5°C a +5°C (regolabile)
- Raffreddamento Testata Manipolo con Celle di Peltier (Tecnologia sicura e Innovativa)
- Densità di Energia Max 40 J/cm²
- Sistema di emissione laser: Pulsante + Pedale
- Vita media manipolo: 10.000.000 di spot*

* il manipolo laser art.99520 è garantito un anno e/o 10.000.000 di spot se effettuati entro i primi 12 mesi.

DISPLAY TOUCH
+ PRATICO
+ VELOCE
+ COMODO



IMPUGNATURA
ERGONOMICA


AREA DI SPOT
14X14 mm
(196 mm²)

DEPY

NUOVA TIP

PROTEZIONE
ANTI-PIEGA

LACETTO DI
SICUREZZA



NUOVO DESIGN PORTA MANIPOLO: più resistente, con gomma antiscivolo per un collocamento sicuro del manipolo.

LONG LIFE CONTROL SYSTEM: polarizzazione avanzata dei diodi laser per una maggiore durata e performance elevate.

display


Software intuitivo e
semplice

**AMPIO DISPLAY FULL HD
TOUCH SCREEN DA 11,6" CON
INCLINAZIONE REGOLABILE**
per adattare la visione in qualsiasi condizione.

INTERFACCIA GRAFICA
CON SOFTWARE MODERNO ED
ESTREMAMENTE INTUITIVO
con comandi e sensibilità migliorati per
RISULTATI STRAORDINARI.



top
quality
design



SHR (Super Hair Removal) SYSTEM

Sfoltimento iniziale indolore,
mediante l'impiego automatico di
fluenze basse e frequenze alte.

SHR surriscalda gradualmente il
pelo raggiungendo l'obiettivo e,
contemporaneamente, abitua la
pelle al calore riducendo al minimo
la sensazione di dolore.

Dopo aver effettuato l'anamnesi
della cliente e selezionata l'area
da trattare, Mega Laser 808
imposta automaticamente i
parametri corretti da utilizzare per il
TRATTAMENTO INDOLORE.

INDICAZIONE: la modalità **SHR** è
consigliata per lo sfoltimento iniziale
dei peli (prime 1-2 sedute) per
un **TRATTAMENTO INDOLORE**
e una **RIDUZIONE DEI PELI**
EFFICACE E VISIBILE SUBITO.

Successivamente, si consiglia di
passare alla modalità di lavoro
senza l'impiego del metodo SHR.

trattamenti sicuri

- NUOVO SOFTWARE: veloce, moderno, intuitivo

- Solo pochi secondi per un'anamnesi completa
- Mega Laser 808 imposta automaticamente tutti i parametri ideali al trattamento
- Premere start e iniziare il trattamento in totale sicurezza.



SUPER VANTAGGI OPERATORE

- **TECNOLOGIA INNOVATIVA** CHE MIGLIORA IL COMFORT E L'ASSORBIMENTO DELLA LUCE
- NON VIENE RICHIESTO ALCUN ANESTETICO TOPICO O RAFFREDDAMENTO SECONDARIO
- **RIDUZIONE** DEI TEMPI DI TRATTAMENTO DI CIRCA IL **75%**
- **RIDUZIONE** DEI CICLI DI TRATTAMENTO DI CIRCA IL **40%**
- POSSIBILITÀ DI TRATTARE AMPIE ZONE IN **POCHISSIMO TEMPO**
- POSSIBILITÀ DI TRATTARE (CON CAUTELA) ANCHE I FOTOTIPI PIÙ SCURI

i punti di forza

REDDITIVITÀ

Grazie al ridotto tempo impiegato per ogni singolo trattamento.

PROFITTO

L'elevata redditività del trattamento consente elevati guadagni per l'Istituto. Ciò grazie anche alla possibilità d'integrare più trattamenti di epilazione su differenti parti del corpo, addirittura nella stessa seduta.

MAGGIOR INCASSO!

VELOCITÀ

Velocità di esecuzione = risparmio di tempo per la Cliente, che ha sempre meno tempo disponibile.

FUNZIONALITÀ ED EFFICIENZA

Risultati visibili da subito.

SICUREZZA

Software di utilizzo e di controllo delle funzioni con anamnesi incorporata + Qualità dei materiali impiegati + Protocolli collaudati, permettono di lavorare per 12 mesi all'anno, anche su pelli abbronzate.

CONFORTEVOLE TRATTAMENTO INDOLORE CON PROTOCOLLO SHR.

Raffreddamento ad elevata intensità con doppio circuito.



MIRATO

Grazie alla nuova Tip frontale del manipolo, ottimi risultati anche su aree difficili come gomiti, ginocchia, mento, baffetti...

AVANGUARDIA E DESIGN

Niente è lasciato al caso, design ed ergonomia sono la «pelle» che racchiude tecnologia ad altissimo livello.



SUPER VANTAGGI CLIENTE

- **TRATTAMENTI MOLTO PIÙ RAPIDI**, MIGLIORE PROGRAMMAZIONE DEL PROPRIO TEMPO
- **TRATTAMENTI PIÙ CONFORTEVOLI** CHE INCORAGGIANO L'APPROCCIO DEL CLIENTE VERSO IL SISTEMA E LO CONVINCONO A PROSEGUIRE SINO AL SUO COMPLETAMENTO.
- IL CICLO DI TRATTAMENTI (MOLTO PIÙ VELOCE RISPETTO ALLE PRECEDENTI TECNOLOGIE) MIGLIORA I RISULTATI E LA SODDISFAZIONE
- LA VELOCITÀ DI ESECUZIONE RENDE ACCESSIBILI, PER TEMPO E DENARO, ANCHE LE ZONE PIÙ ESTESE (GAMBE, SCHIENA, ECC...)
- **NESSUNA SENSAZIONE DI DOLORE CON PROTOCOLLO SHR**



caratteristiche tecniche

Sorgente Laser a diodo
Lunghezza d'onda 808 nm (nanometri)
Potenza Laser 600 Watt
Dimensione Spot manipolo 14 x 14mm (196mm²)
Modalità di lavoro sia a spot singolo che multipli da 1 a 10 al secondo
Fluenza 1÷40 J
Densità energia Max 40 J / cm²
Area Spot raffreddata da -5°C a +5°C (regolabile)
Raffreddamento Testata Manipolo con Celle di Peltier (Tecnologia sicura e Innovativa)
Sistema di emissione laser Pulsante + Pedale
Schermo Full HD Touch-screen a colori da 11.6" con inclinazione regolabile
Numero di barre laser 12 barre da 50W cad.

Tempo a seduta Tempi Ridotti per zona
 Esempio: 4/6 min.
Velocità Impulso Fino a 10 spot secondo
Numero sedute per zona Da 5 a 7
Fototipi trattati Tutti fino al VI°
Raffreddamento Acqua a circuito integrato
Raffreddamento Manipolo Celle di Peltier (Tecnologia sicura ed innovativa) + acqua e aria
Vita Manipolo Fino a 10.000.000 di spot* (effettuati a valore medio di potenza)
Periodicità Stagionale 12 mesi all'anno
Effetti sulla pelle indolore con SHR SYSTEM
Ambiente in Istituto Nessun Odore



* il manipolo laser art.99520 è garantito un anno e/o 10.000.000 di spot se effettuati entro i primi 12 mesi.

Il Laser per epilazione Mega Laser 808 è un'apparecchiatura conforme alle normative in vigore che regolamentano il Settore Estetico e precisamente:
 - Decreto 12 maggio 2011 n.110, e
 - Decreto 15 ottobre 2015 n. 206.
 - Scheda Tecnico Informativa n. 21b.
 - Categoria: LASER ESTETICO DEFOCALIZZATO PER L'EPILAZIONE.
 - Elenco apparecchi: Laser per epilazione estetica.

dati tecnici

Alimentazione 220 - 240V ~ 50/60Hz - 2200W
Dimensioni apparecchio 59x40x41h cm
Dimensioni apparecchio con porta manipolo montato 59x46,5xh 41 cm
Dimensioni imballo 73x50xh 58,5 cm
Peso apparecchio 36,5kg
Peso apparecchio con imballo 50kg

i

tutorial



INQUADRA
IL QR CODE E
GUARDA IL VIDEO



video emotional



INQUADRA
IL QR CODE E
GUARDA IL VIDEO



accessori inclusi mega laser 808



n. 1 pezzo

Art. 3630770
Set 3 ciotole flessibili in silicone



n. 1 pezzo

Art. 16242
Spatola



n. 1 pezzo

Art. 99511
Pedale

accessori inclusi mega laser 808



n. 1 pezzo

Art. 99227
Occhiali protezione operatore



n. 1 pezzo

Art. 99512
Kit carico acqua per art. 9155 - 9156



n. 5 pezzi

Art. 9999
Occhiali protezione cliente



n. 1 pezzo

Art. 99236
Acqua Ultra Pura in tanica da 5 litri



n. 1 pezzo

Art. 99500
set 2 chiavi con porta chiavi




n. 1 pezzo

Art. 99425
Jelly Gell All in One - New Formula
5 Kg
MultiAzione - Idoneo per trattamenti con:
- LASER
- LUCE PULSATA
- SOFT LASER
- R.F. RADIO FREQUENZA
- ULTRASUONO
- INTRADERM ACTION



n. 1 pezzo

Art. 40001253
Laser Ritual Box
Include:
- **44C** Gel Lenitivo con estratto di Aloe Vera - 220 ml
- **83V** Acqua Micellare con Succo di Cetriolo e Acque distillate di Fiordaliso e Sambuco - 200 ml
- **72C** Guanto Esfoliante con Acido Salicilico - 20 ml - N. 10 pz
- **73C** Spray Solare SPF 50+ con Bava di Lumaca, Bisabololo e Vitamina E - 100 ml



n. 1 pezzo

Art. 99521
Manipolo Mega Laser 808 con touch Screen multifunzionale

accessori optional mega laser 808

carrello

per Mega Laser 808 a pagina 256-258

merchandising mega laser 808



n. 1 pezzo

Art. 99523

Roll-up Istituto dim. 80x200cm



n. 2 pezzi

Art. 21956

Dépliant informativo
consumatrice
(1 pezzo contiene 50 dépliant)

**ADDIO AI PELI
SUPERFLUI,
PELI INCARNITI O
FOLLICOLITI**

SENZA DOLORE!



muster
iCOMPACT 2.0
PORTABLE **LASER** TECHNOLOGY
HIGH PERFORMANCE
Art. 9155



- **TRATTAMENTI TOTAL
FACE&BODY**
- **SEDUTE VELOCI =
PIÙ TEMPO LIBERO
PER TE**
- **SUPER COMFORT**
- **RAFFREDDAMENTO
EXTRA COOL
PER SENSAZIONE
PRESSOCHÉ
INDOLORE**

RISULTATI AI MASSIMI
LIVELLI CON ELEVATA
SICUREZZA.

APPARECCHIATURA
LASER AVANZATA
TECNOLOGICAMENTE
PER IL TRATTAMENTO DI
EPILAZIONE PROGRESSIVA
PERMANENTE



LASER



TOUCH SCREEN



TUTORIAL



VIDEO EMOTIONAL

quali sono i vantaggi?


■ **RICRESCITA LENTA**, se non addirittura inesistente, grazie all'eliminazione del bulbo pilifero. Questo meccanismo produce un immediato riscaldamento e una conseguente distruzione delle cellule germinative del bulbo, dando vita al processo di Epilazione Progressiva Permanente.

■ Favorisce una **RIDUZIONE DELLA QUANTITÀ** dei peli

■ Effetto **PRESSOCHÈ INDOLORE**



come funziona il laser?




A differenza delle classiche tecniche di depilazione, che rimuovono solo il pelo, senza eliminare la matrice germinativa, l'epilazione laser consente di distruggerlo nella sua interezza, bulbo pilifero compreso.

Questa tecnologia sfrutta il principio della **FOTOTERMOLISI SELETTIVA** (ossia l'energia luminosa che si trasforma in calore una volta concentrata su un cromoforo) provocando la distruzione del bulbo e delle cellule che lo rigenerano, consentendo di ottenere risultati duraturi.

Il laser emette un fascio di onde unidirezionali e monocromatiche, a una lunghezza d'onda tale da colpire selettivamente la melanina contenuta nei peli, surriscaldandoli e denaturandone le strutture vitali (in particolare il bulbo).

SI PUÒ TRATTARE QUALSIASI AREA DEL CORPO E DEL VISO DELLA DONNA... E DELL'UOMO!



il manipolo

- **LEGGERO, ERGONOMICO E BILANCIATO** per trattamenti in totale sicurezza e massima comodità. Visuale dell'area da trattare e scorrimento sulla cute migliorati grazie **ALL'INNOVATIVA FORMA DELLA NUOVA TIP FRONTALE** del manipolo.
- Lunghezza d'onda 808nm e 6 BARRE LED da 50 W cad.
- Modalità di lavoro: sia a spot singolo che multipli da 1 a 10 al secondo
- Dimensione spot: 14mm x 14mm (196 mm²)
- Area Spot raffreddata: da -5°C a +5°C (regolabile)
- Raffreddamento Testata Manipolo con Celle di Peltier (Tecnologia sicura e Innovativa)
- Densità di Energia Max 40 J/cm²
- Sistema di emissione laser: Pulsante + Pedale
- Vita media manipolo: 10.000.000 di spot*

* il manipolo laser art.99510 è garantito un anno e/o 10.000.000 di spot se effettuati entro i primi 12 mesi.



NUOVO DESIGN PORTA MANIPOLO: più resistente, con gomma antiscivolo per un collocamento sicuro del manipolo.



LONG LIFE CONTROL SYSTEM: polarizzazione avanzata dei diodi laser per una maggiore durata e performance elevate.



INDICAZIONE LUMINOSA EMISSIONE RAGGIO LASER

trattamenti sicuri

Per poter ottenere un risultato progressivamente definitivo è necessaria un'anamnesi precisa.

ANAMNESI COMPUTERIZZATA - **NUOVO SOFTWARE: veloce, moderno, intuitivo**

- Solo pochi secondi per un'anamnesi completa
- iCompact 2.0 imposta automaticamente tutti i parametri idonei al trattamento
- Premere start e iniziare il trattamento in totale sicurezza.

L'Operatore, durante il trattamento, potrà sempre modificare i parametri impostati dall'apparecchio se lo ritenesse necessario.



SUPER VANTAGGI OPERATORE

- **TECNOLOGIA INNOVATIVA** CHE MIGLIORA IL COMFORT E L'ASSORBIMENTO DELLA LUCE
- NON VIENE RICHIESTO ALCUN ANESTETICO TOPICO O RAFFREDDAMENTO SECONDARIO
- **RIDUZIONE** DEI TEMPI DI TRATTAMENTO DI CIRCA IL **75%**
- **RIDUZIONE** DEI CICLI DI TRATTAMENTO DI CIRCA IL **40%**
- POSSIBILITÀ DI TRATTARE AMPIE ZONE IN **POCHISSIMO TEMPO**
- POSSIBILITÀ DI TRATTARE (CON CAUTELA) ANCHE I FOTOTIPI PIÙ SCURI



SUPER VANTAGGI CLIENTE

- **TRATTAMENTI MOLTO PIÙ RAPIDI**, MIGLIORE PROGRAMMAZIONE DEL PROPRIO TEMPO
- **TRATTAMENTI PIÙ CONFORTEVOLI** CHE INCORAGGIANO L'APPROCCIO DEL CLIENTE VERSO IL SISTEMA E LO CONVINCONO A PROSEGUIRE SINO AL SUO COMPLETAMENTO.
- IL CICLO DI TRATTAMENTI (MOLTO PIÙ VELOCE RISPETTO ALLE PRECEDENTI TECNOLOGIE) MIGLIORA I RISULTATI E LA SODDISFAZIONE
- LA VELOCITÀ DI ESECUZIONE RENDE ACCESSIBILI, PER TEMPO E DENARO, ANCHE LE ZONE PIÙ ESTESE (GAMBE, SCHIENA, ECC...)
- **PRESSOCHÉ INDOLORE**



i punti di forza

■ REDDITIVITÀ

Grazie al ridotto tempo impiegato per ogni singolo trattamento.

■ PROFITTO

L'elevata redditività del trattamento consente elevati guadagni per l'Istituto. Ciò grazie anche alla possibilità d'integrare più trattamenti di epilazione su differenti parti del corpo, addirittura nella stessa seduta.

MAGGIOR INCASSO!

■ VELOCITÀ

Velocità di esecuzione = risparmio di tempo per la Cliente, che ha sempre meno tempo disponibile.

■ FUNZIONALITÀ ED EFFICIENZA

Risultati visibili da subito.

■ SICUREZZA

Software di utilizzo e di controllo delle funzioni con anamnesi incorporata + Qualità dei materiali impiegati + Protocolli collaudati, permettono di lavorare per 12 mesi all'anno, anche su pelli abbronzate.

■ CONFORTEVOLE

Trattamento pressoché indolore.

■ MIRATO

Grazie alla nuova Tip frontale del manipolo, ottimi risultati anche su aree difficili come gomiti, ginocchia, mento, baffetti...

■ AVANGUARDIA E DESIGN

Niente è lasciato al caso, design ed ergonomia sono la «pelle» che racchiude tecnologia ad altissimo livello.

ecological system

GRANDE RISPARMIO ENERGETICO: CONSUMA FINO AL 50% IN MENO



POTENTE!

Fino a 40 J/cm² di energia (massimo valore consentito per legge) per trattare anche i peli più difficili!

ovunque con te



Pratico trolley per il trasporto dell'apparecchio, dotato di ruote e maniglia per facilitarne il trasporto.

caratteristiche tecniche

Sorgente Laser a diodo
Lunghezza d'onda 808 nm (nanometri)
Potenza Laser 300 Watt
Dimensione Spot manipolo 14 x 14mm (196mm²)
Modalità di lavoro sia a spot singolo che multipli da 1 a 10 al secondo
Fluenza 1÷40 J
Densità energia Max 40 J / cm²
Area Spot raffreddata da -5°C a +5°C (regolabile)
Raffreddamento Testata Manipolo con Celle di Peltier (Tecnologia sicura e Innovativa)
Sistema di emissione laser Pulsante + Pedale
Schermo Full HD Touch-screen a colori da 10.4"
Numero di barre laser 6 barre da 50W cad.

Tempo a seduta Tempi Ridotti per zona
 Esempio: 4/6 min.
Velocità Impulso Fino a 10 spot secondo
Numero sedute per zona Da 8 a 10
Fototipi trattati Tutti fino al VI°
Raffreddamento Acqua a circuito integrato
Raffreddamento Manipolo Celle di Peltier (Tecnologia sicura ed innovativa) + acqua e aria
Vita Manipolo Fino a 10.000.000 di spot* (effettuati a valore medio di potenza)
Periodicità Stagionale 12 mesi all'anno
Effetti sulla pelle Pressoché indolore
Ambiente in Istituto Nessun Odore

* il manipolo laser art.99510 è garantito un anno e/o 10.000.000 di spot se effettuati entro i primi 12 mesi.

dati tecnici

Alimentazione 220 - 240V ~ 50/60Hz ~ 900W
Dimensioni apparecchio 55,5x41x42,5h cm
Dimensioni apparecchio con porta manipolo montato 55,5x47,5x42,5h cm
Dimensioni imballo 69x51x63,5cm
Peso apparecchio 25,6kg
Peso apparecchio con imballo 41,5kg

Il Laser per epilazione iCompact 2.0 è un'apparecchiatura conforme alle normative in vigore che regolamentano il Settore Estetico e precisamente:
 - Decreto 12 maggio 2011 n.110, e
 - Decreto 15 ottobre 2015 n. 206.
 - Scheda Tecnico Informativa n. 21b.
 - Categoria: LASER ESTETICO DEFOCALIZZATO PER L'EPILAZIONE.
 - Elenco apparecchi: Laser per epilazione estetica.

i

accessori inclusi icompact 2.0



n. 1 pezzo
Art. 3630770
Set 3 ciotole flessibili in silicone



n. 1 pezzo
Art. 16242
Spatola



n. 1 pezzo
Art. 99511
Pedale



n. 1 pezzo
Art. 99236
Acqua Ultra Pura in tanica da 5 litri



n. 1 pezzo
Art. 99500
set 2 chiavi con porta chiavi



n. 1 pezzo
Art. 40001253
Laser Ritual Box
Include:
- **44C** Gel Lenitivo con estratto di Aloe Vera - 220 ml
- **83V** Acqua Micellare con Succo di Cetriolo e Acque distillate di Fiordaliso e Sambuco - 200 ml
- **72C** Guanto Esfoliante con Acido Salicilico - 20 ml - N. 10 pz
- **73C** Spray Solare SPF 50+ con Bava di Lumaca, Bisabololo e Vitamina E - 100 ml



n. 1 pezzo
Art. 99227
Occhiali protezione operatore



n. 1 pezzo
Art. 99512
Kit carico acqua per art. 9155 - 9156



n. 5 pezzi
Art. 9999
Occhiali protezione cliente



n. 1 pezzo
Art. 99425
Jelly Gell All in One - New Formula
5 Kg
MultiAzione - Idoneo per trattamenti con:
- LASER
- LUCE PULSATA
- SOFT LASER
- R.F. RADIO FREQUENZA
- ULTRASUONO
- INTRADERM ACTION



n. 1 pezzo
Art. 99510
Manipolo iCompact 2.0

accessori inclusi icompact 2.0

merchandising icompact 2.0



n. 1 pezzo
Art. 99503
Roll-up Istituto dim. 80x200cm



n. 2 pezzi
Art. 21955
Dépliant informativo consumatrice
(1 pezzo contiene 50 dépliant)

tutorial



INQUADRA
IL QR CODE E
GUARDA IL VIDEO



video emotional



INQUADRA
IL QR CODE E
GUARDA IL VIDEO




accessori optional
icompact 2.0

carrello

per icompact 2.0
a pagina 256-258



**IL TRATTAMENTO
LASER**
TECNOLOGICAMENTE
AVANZATO
ANCHE PER L'UOMO!



■ **Body** BODY
BEAUTY AND HARMONY

muster
BEAUTY TECHNOLOGY



SlimPress 4in1 EVO

Art. 9161

Tecnologia professionale
multifunzione
per trattamenti

- Pressomassaggio sequenziale corpo
- Pressomassaggio occhi
- Termo-trattamento
- Elettrostimolazione



PRESSOMASSAGGIO



STIMOL



PRESSOMASSAGGIO
OCCHI



TERMOTRATTAMENTO



TOUCH SCREEN



TUTORIAL



VIDEO EMOTIONAL

Display Touch Screen a Colori da 8"
ad Alta Definizione, protetto da
cristallo ad Elevata resistenza.

Interfaccia **grafica software** moderna
ed estremamente intuitiva.

Inclinazione e posizionamento
del **Display** per una migliore
visualizzazione e utilizzo con qualsiasi
condizione di luce presente in cabina.



Nuova e moderna carrozzeria
realizzata in materiale plastico ad
elevata resistenza che favorisce
migliori condizioni di lavoro per la
componentistica interna.

Facile e veloce
programmazione di tutti
i parametri tecnici per la
regolazione dei valori.

4in1

La tecnologia **ideale**
per ottenere
grandi risultati
con una notevole
riduzione di tempo

**I 4 TRATTAMENTI POSSONO ESSERE UTILIZZATI SINGOLARMENTE,
IN COPPIA O TUTTI E 4 CONTEMPORANEAMENTE!**

Azione combinata di 4 tecnologie:

- 1 PRESSOMASSAGGIO SEQUENZIALE CORPO
- 2 PRESSOMASSAGGIO OCCHI
- 3 TERMO-TRATTAMENTO
- 4 ELETTROSTIMOLAZIONE

Lavorando in sinergia tra loro, fanno di **Slimpress 4in1 EVO** la **tecnologia ideale per ottenere grandi performances** con una notevole riduzione di tempo, amplificando e massimizzando i risultati che si otterrebbero applicando singolarmente i trattamenti.



AZIONI:

- MOVIMENTAZIONE DEI LIQUIDI NEL TESSUTO E STIMOLAZIONE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO
- MIGLIORAMENTO DEL TONO E DELL'ASPETTO ESTETICO DELLA PELLE
- RIDUZIONE DELLA RITENZIONE IDRICA
- RIDEFINIZIONE DELLA FISIONOMIA DI ALCUNE PARTI DEL CORPO, IN PARTICOLARE GAMBE E ADDOME
- TONIFICAZIONE DEI TESSUTI, DONANDO NUOVA COMPATTEZZA AI TESSUTI LASSI
- ELIMINAZIONE DELLE SOSTANZE TOSSICHE DAL CORPO
- SNELLIMENTO DI ALCUNE PARTI DEL CORPO, AIUTANDO IL METABOLISMO CELLULARE
- RIDUZIONE DEL GONFIORE
- MIGLIORAMENTO DEL TONO DELLA PELLE
- BUONI RISULTATI GLI INESTETISMI DELLA CELLULITE
- ELIMINAZIONE DELLE TOSSINE E DEI PRODOTTI DI SCARTO
- NATURALE ASSORBIMENTO DEI PRINCIPI ATTIVI
- RIDUZIONE DELLO STRESS E FAVORISCE IL RILASSAMENTO
- RIDUZIONE DELLE BORSE SOTTO AGLI OCCHI
- RIDUZIONE DELLA STANCHEZZA OCULARE E BENEFICO EFFETTO RILASSANTE





SPECIALI SETTORI GONFIABILI

(gambali e bracciali), facilmente applicabili al corpo mediante la pratica e rapida chiusura con velcro ad elevata resistenza, esercita un minuzioso massaggio sequenziale grazie alla selezione dei programmi preimpostati.

Il Pressomassaggio sequenziale, esercita una pressione controllata sulle zone d'interesse, ricreando differenti tipologie di massaggio garantendo, un'efficacia maggiore al massaggio manuale, grazie al gonfiaggio contemporaneo di diversi settori.

L'intensità e le sequenze elaborate da Slimpress 4in1 EVO **SIMULANO DELLE VERE E PROPRIE MANOVRE DI MASSAGGIO MANUALE, MA CON UN'EFFICACIA MAGGIORE**, stimolando diverse aree contemporaneamente.



1 PRESSOMASSAGGIO SEQUENZIALE CORPO

Il **PRESSOMASSAGGIO** esercita sui tessuti una benefica **AZIONE TONIFICANTE E DRENANTE** favorendo il benessere cellulare, migliorando sia il tono che l'aspetto estetico della pelle contrastando gli inestetismi estetici più frequenti dovuti a:

- INESTETISMI DELLA CELLULITE
- ADIPOSITÀ LOCALIZZATA
- RITENZIONE DI LIQUIDI

L'aumento naturale della diuresi, nei soggetti con ritenzione idrica, produce effetti benefici a sostegno dell'eliminazione delle scorie trattenute nei tessuti.



Funzione pressomassaggio

10 USCITE A REGOLAZIONE INDIPENDENTE

- **IMPOSTAZIONE del TEMPO di TRATTAMENTO.**
- **REGOLAZIONE del TEMPO di GONFIAGGIO** per ogni canale: da 1' a 15".
- **POSSIBILITÀ**, in caso di necessità, di **ESCLUSIONE del GONFIAGGIO** per ogni singolo canale.
- **3 DIFFERENTI LIVELLI DI REGOLAZIONE** dell'intensità di lavoro: minimo, medio, massimo.
- **4 PROGRAMMI OPERATIVI PRE-IMPOSTATI:**
 - A** sequenziale da piedi a braccia, con gonfiaggio dei singoli settori.
 - B** sequenziale da piedi a braccia, con gonfiaggio a coppia di settori.
 - C** sequenziale da piedi a braccia, con mantenimento dei settori gonfiati.
 - D** sequenziale con attivazione contemporanea gambe e braccia.



▲ **MARSUPIO ATTEZZATO CON CONNESSIONI RAPIDE** per Funzione: Pressomassaggio, Termo, Elettrostimolazione e Wellness Mask completo di Gambale Multifunzione a 9 elementi e bracciali:

- 2 unità gonfiabili con termo piede/caviglia
- 2 unità gonfiabili con termo gambe
- 2 unità pressori inguinali
- 1 unità gonfiabile con termo addome
- 2 unità gonfiabili con termo braccia




◀ **COMODO E FUNZIONALE MARSUPIO** con connessione per Wellness Mask predisposta nella tasca anteriore adiacente alla posizione del viso.



CONNETTORI PNEUMATICI APPARECCHIO/GAMBALI SICUR CONTACT realizzati in materiale plastica rigido ad elevata resistenza con inserimento rapido a scatto: contatto sicuro e guidato, consentono una corretta connessione, resistenza ed una lunga durata.



CONNETTORI INFRARED METALLICI per una connessione sicura e duratura.



2

WELLNESS MASK

PRESSOMASSAGGIO OCCHI

MASCHERA DI ASSOLUTA BELLEZZA che, grazie ad un delicato massaggio occhi ed un piacevole tepore, entrambi regolabili, elimina la stanchezza oculare, effettuando un massaggio drenante sulle borse oculari e favorendo, mediante il calore, la penetrazione di attivi adatti al trattamento del contorno occhi precedentemente applicati.

- MIGLIORAMENTO DELLE RUGHE
- DRENAGGIO LIQUIDI E CONTRASTO DELLE BORSE SOTTO GLI OCCHI
- PELLE IMMEDIATAMENTE PIÙ COMPATTA E TONICA
- DISTENSIONE CONTORNO OCCHI
- MIGLIORAMENTO DEL RILASSAMENTO CUTANEO
- MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE SANGUIGNA



WELLNESS MASK effettua un **LEGGERO E PIACEVOLE MASSAGGIO RILASSANTE**, coadiuvato da un delicato tepore. Funzione di riscaldamento attivabile o escludibile.

Il trattamento con calore **MIGLIORA LA CIRCOLAZIONE SANGUIGNA, RIDUCE LA SENSAZIONE DI OCCHI SECCHI E STANCHI** anche dopo un uso intensivo del computer, aiutando a ripristinare lo strato lipidico del film lacrimale.

 *Ascolta la tua musica...
e rilassati!*

WELLNESS MASK connessa alla tecnologia, non necessita la ricarica della batteria per un utilizzo long lasting.



Da connettere ai dispositivi Muster Beauty Technology predisposti o con alimentazione esterna tramite caricatore USB 5V - max 1A



3

TERMOTRATTAMENTO

CALORE BUONO PER INTENSIFICARE L'EFFICACIA

Il riscaldamento generalizzato, "stimolando termicamente i tessuti" contribuisce al rilassamento muscolare e all'eliminazione delle tossine intensificando l'azione del microcircolo.

MIGLIORA IL METABOLISMO CELLULARE, INCREMENTANDO LA SALUTE DEI TESSUTI E LA LORO CONSEGUENTE ATTIVITÀ METABOLICA.

Il calore generato dai diffusori riscaldanti, incorporati nei gambali, è un ottimo aiuto per aumentare l'efficacia dei prodotti cosmetici che si possono applicare in funzione del trattamento necessario, es. Fanghi, Bendaggi Riducenti o Drenanti, Creme Anti- Adiposità, Drenanti, Anti Cellulite, ecc...

Grazie alla possibilità di selezionare, ben **10 LIVELLI DI INTENSITÀ DI TEMPERATURA**, è possibile ottimizzare la funzionalità del trattamento: sudorazione, aumento del metabolismo, riattivazione del microcircolo ed effetto rilassante.



Funzione thermo

- **IMPOSTAZIONE del TEMPO di TRATTAMENTO.**
- **REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA** per ogni canale: da 1 a 10 livelli.
- **POSSIBILITÀ**, in caso di necessità, di **ESCLUSIONE** del **RISCALDAMENTO** di uno o più canali.
- **FUNZIONE PRE-HEAT:** possibilità di azionare la funzione Pre-Riscaldamento dei gambali prima di accomodare il cliente: ottima soluzione che garantisce massimo comfort, specialmente nella stagione invernale.
- **PRE-HEAT** può essere impostato, a discrezione dell'operatore, con un anticipo di: 5' - 10' - 15' - 20' - 25' - 30'.



4 ELETTROSTIMOLAZIONE

TONIFICA E RASSODA LA MUSCOLATURA

La stimolazione migliora la vitalità e la bellezza del corpo, stimola e sviluppa nuova tonicità dell'apparato muscolare.

Valido aiuto **CONTRO L'INestetismo DELLA CELLULITE**, contribuisce a "stimolare" il sistema vascolare periferico e la circolazione linfatica.

L'elettrostimolazione mirata risveglia i distretti muscolari non utilizzati da tempo che, inevitabilmente, provocano lassità ad effetto cascata.

Il risultato è un aspetto più piacevole e una migliore forma fisica grazie all'aumento dell'elasticità dei muscoli interessati dal trattamento.



Funzione stimol

- **IMPOSTAZIONE del TEMPO di TRATTAMENTO**
- **REGOLAZIONE DELL'INTENSITÀ DELL'IMPULSO** per ogni canale: **DA 1 A 15 LIVELLI**
- **POSSIBILITÀ**, in caso di necessità, di **ESCLUSIONE di UNO O PIU CANALI**
- **3 LIVELLI DI REGOLAZIONE DELL'INTENSITÀ DEL LAVORO**: MINIMO, MEDIO E MASSIMO
- **4 PROGRAMMI DI ELETTROSTIMOLAZIONE**: leggero, medio, intenso e extra strong.



caratteristiche tecniche

Alimentazione 230V ~ 50Hz
 Watt 55
 Dimensioni apparecchio 37x42x23h cm
 Peso apparecchio 7,2 kg
 Peso lordo 23,5 kg
 Dimensioni imballo 64x51x54,5h cm
 Volume imballo 0,18 m³



tutorial



INQUADRA
IL QR CODE E
GUARDA IL VIDEO



video emotional



INQUADRA
IL QR CODE E
GUARDA IL VIDEO



accessori inclusi **slimpress 4in1 EVO**



n. 1 pezzo

Art. 99470
Set gambale e braccia completo di elementi riscaldanti Infrared senza tubi di connessione.
Connettori Infrared metallici




n. 1 pezzo

Art. 99610
Marsupio attrezzato completo di connessioni per funzioni: Pressomassaggio – Termotrattamento – Elettrostimolazione – Wellness Mask - Completo di connettori aria Sicur Contact



n. 10 pezzi

Art. 99330
Cavo per elettrostimolazione con attacco rapido a clip



n. 20 pezzi

Art. 9771
Elettrodo placca rivestito in spugna sintetica con attacco automatico. Dim. 60x80 mm



n. 4 pezzi

Art. 9772
Fascia per il fissaggio elettrodi, in tessuto elastico regolabile. Dim. 40x10H cm.



n. 4 pezzi

Art. 9773
Fascia per il fissaggio elettrodi, in tessuto elastico regolabile. Dim. 60x10H cm.



n. 4 pezzi

Art. 9774
Fascia per il fissaggio elettrodi, in tessuto elastico regolabile. Dim. 80x10H cm.



n. 2 pezzi

Art. 9775
Fascia per il fissaggio elettrodi, in tessuto elastico regolabile. Dim. 100x10H cm.



n. 2 pezzi

Art. 9776
Fascia per il fissaggio elettrodi, in tessuto elastico regolabile. Dim. 150x10H cm.



n. 1 pezzo

Art. 21258
Pantapresso in PLT alta densità (confezione da 25 pezzi)



n. 1 pezzo

Art. 21209
Protezione monouso per braccia in PE. Dimensioni 22 x 70 cm. Confezione in sacchetto da 100 pezzi.



n. 1 pezzo

Art. 21251
Fascia monouso in spunlace per Wellness Mask dimensioni 16x20cm – Confezione da 20pezzi

accessori inclusi **slimpress 4in1 EVO**



n. 1 pezzo

Art. 99605
Wellness Mask – Pressomassaggio Occhi - completa di cavo di connessione da 1m

Da connettere ai dispositivi Muster Beauty Technology predisposti o con alimentazione esterna tramite caricatore USB 5V - max 1A



accessori optional **slimpress 4in1 EVO**



n. 1 pezzo

Art. 21212
Telo atossico per fanghi



n. 1 pezzo

Art. 99360
Estensione per corpetto addominale Slim Press 4 in 1 - dim. 38*32cm



n. 1 pezzo

Art. 21257
Rotolo HDPE ad alta densità 25 fogli 170x200 cm

carrelli

per Slim Press 4in1 a pagina 254-255

SlimPress 2.0

Art. 9160

PRESS
BODY

WELLNESS
MASK

Tecnologia professionale
per trattamenti

- Pressomassaggio sequenziale corpo
- Pressomassaggio occhi



PRESSOMASSAGGIO



PRESSOMASSAGGIO
OCCHI



TOUCH SCREEN



TUTORIAL



VIDEO EMOTIONAL

Display Touch Screen a Colori da 8"
ad Alta Definizione, protetto da
cristallo ad Elevata resistenza.

Interfaccia **grafica software** moderna
ed estremamente intuitiva.

Inclinazione e posizionamento
del **Display** per una migliore
visualizzazione e utilizzo con qualsiasi
condizione di luce presente in cabina.



Nuova e moderna carrozzeria
realizzata in materiale plastico ad
elevata resistenza che favorisce
migliori condizioni di lavoro per la
componentistica interna.

Facile e veloce
programmazione di tutti
i parametri tecnici per la
regolazione dei valori.

È UN'INNOVATIVA
TECNOLOGIA DEDICATA AL
**TRATTAMENTO DI
PRESSOMASSAGGIO**
DI GAMBE, BRACCIA,
ADDOME ED OCCHI.

2.0

SUPER**COMPLETA**
SUPER**EFFICACE**

Il trattamento di pressomassaggio esercita sul sistema circolatorio e linfatico un'azione benefica, coadiuvando i naturali processi di eliminazione delle sostanze tossiche circolanti nell'organismo.

L'applicazione del trattamento:

- MIGLIORA IL TONO E L'ASPETTO ESTETICO DELLA PELLE
- COMBATTE GLI INESTETISMI DELLA CELLULITE
- RIDUCE LA RITENZIONE IDRICA
- RIDEFINISCE LA FISIONOMIA DI ALCUNE PARTI DEL CORPO, IN PARTICOLARE GAMBE E ADDOME
- INCENTIVA L'ELIMINAZIONE DELLE SOSTANZE TOSSICHE DAL CORPO
- FAVORISCE LO SNELLIMENTO
- RIDUCE IL GONFIORE
- FAVORISCE L'ELIMINAZIONE DELLE TOSSINE E DEI PRODOTTI DI SCARTO
- RIDUCE LO STRESS E FAVORISCE IL RILASSAMENTO
- RIDUCE LE BORSE SOTTO AGLI OCCHI
- ALLEVIA LA STANCHEZZA OCULARE E PORTA UN BENEFICO EFFETTO RILASSANTE



1

PRESSOMASSAGGIO SEQUENZIALE CORPO

Il trattamento di **PRESSOMASSAGGIO** esercita sui tessuti una benefica **AZIONE TONIFICANTE** e **DRENANTE** favorendo il benessere cellulare, migliorando sia il tono che l'aspetto estetico della pelle contrastando gli inestetismi estetici più frequenti dovuti a:

- INESTETISMI DELLA CELLULITE
- ADIPOSITÀ LOCALIZZATA
- RITENZIONE DI LIQUIDI

L'aumento naturale della diuresi, nei soggetti con ritenzione idrica, produce effetti benefici a sostegno dell'eliminazione delle scorie trattenute nei tessuti.



SPECIALI SETTORI GONFIABILI (gambali e bracciali), facilmente applicabili al corpo mediante la pratica e rapida chiusura con velcro ad elevata resistenza, esercita un minuzioso massaggio sequenziale grazie alla selezione dei programmi preimpostati.

Il Pressomassaggio sequenziale esercita una pressione controllata sulle zone d'interesse, ricreando differenti tipologie di massaggio, garantendo un'efficacia maggiore al massaggio manuale, grazie al gonfiaggio contemporaneo di diversi settori.

L'intensità e le sequenze elaborate da Slimpress 2.0 **SIMULANO DELLE VERE E PROPRIE MANOVRE DI MASSAGGIO MANUALE, MA CON UN'EFFICACIA MAGGIORE**, stimolando diverse aree contemporaneamente.





Funzione pressomassaggio

10 USCITE A REGOLAZIONE INDIPENDENTE

- **IMPOSTAZIONE del TEMPO di TRATTAMENTO.**
- **REGOLAZIONE del TEMPO di GONFIAGGIO** per ogni canale: da 1" a 15".
- **POSSIBILITÀ**, in caso di necessità, di **ESCLUSIONE del GONFIAGGIO** per ogni singolo canale.
- **3 DIFFERENTI LIVELLI DI REGOLAZIONE** dell'intensità di lavoro: minimo, medio, massimo.
- **4 PROGRAMMI OPERATIVI PRE-IMPOSTATI:**
 - A sequenziale da piedi a braccia, con gonfiaggio dei singoli settori.
 - B sequenziale da piedi a braccia, con gonfiaggio a coppia di settori.
 - C sequenziale da piedi a braccia, con mantenimento dei settori gonfiati.
 - D sequenziale con attivazione contemporanea gambe e braccia.



▲ GAMBALE A 9 ELEMENTI COMPLETO DI BRACCIALI:

- 2 unità gonfiabili piede/caviglia
- 2 unità gonfiabili gambe
- 2 unità pressori inguinali
- 1 unità gonfiabile addome
- 2 unità gonfiabili braccia



MARSUPIO Art 99600 OPTIONAL ►



CONNETTORI PNEUMATICI APPARECCHIO/GAMBALI SICUR CONTACT realizzati in materiale plastico rigido ad elevata resistenza con inserimento rapido a scatto: contatto sicuro e guidato, consentono una corretta connessione, resistenza ed una lunga durata.

2 UNITÀ PRESSORI INGUINALI



2

WELLNESS MASK

PRESSOMASSAGGIO OCCHI

MASCHERA DI ASSOLUTA BELLEZZA che, grazie ad un delicato massaggio occhi ed un piacevole tepore, entrambi regolabili, elimina la stanchezza oculare, effettuando un massaggio drenante sulle borse oculari e favorendo, mediante il calore, la penetrazione di attivi adatti al trattamento del contorno occhi precedentemente applicati.

- MIGLIORAMENTO DELLE RUGHE
- DRENAGGIO LIQUIDI E CONTRASTO DELLE BORSE SOTTO GLI OCCHI
- PELLE IMMEDIATAMENTE PIÙ COMPATTA E TONICA
- DISTENSIONE CONTORNO OCCHI
- MIGLIORAMENTO DEL RILASSAMENTO CUTANEO
- MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE SANGUIGNA



WELLNESS MASK connessa alla tecnologia, non necessita la ricarica della batteria per un utilizzo long lasting.

🔗 *Ascolta la tua musica...
e rilassati!*



WELLNESS MASK effettua un **LEGGERO E PIACEVOLE MASSAGGIO RILASSANTE**, coadiuvato da un delicato tepore. Funzione di riscaldamento attivabile o escludibile.

Il trattamento con calore **MIGLIORA LA CIRCOLAZIONE SANGUIGNA, RIDUCE LA SENSAZIONE DI OCCHI SECCHI E STANCHI** anche dopo un uso intensivo del computer, aiutando a ripristinare lo strato lipidico del film lacrimale.



Da connettere ai dispositivi *Muster Beauty Technology* predisposti o con alimentazione esterna tramite caricatore USB 5V - max 1A

caratteristiche tecniche

Alimentazione 230V ~ 50Hz
Potenza massima assorbita 32W
Dimensioni apparecchio 37x42x23h cm
Peso apparecchio 7 kg
Peso lordo 19 kg
Dimensioni imballo 64x51x54,5h cm
Volume imballo 0,18 m³



tutorial



INQUADRA
IL QR CODE E
GUARDA IL VIDEO



video emotional



INQUADRA
IL QR CODE E
GUARDA IL VIDEO



accessori optional slimpress 2.0



n. 1 pezzo

Art. 21212

Telo atossico per fanghi



n. 1 pezzo

Art. 99601

Estensione addome 38x32cm



n. 1 pezzo

Art. 21257

Rotolo HDPE ad alta densità
25 fogli 170x200 cm

accessori inclusi slim slimpress 2.0



n. 1 pezzo

Art. 99602

Set gambale e braccia completo di kit
tubi di connessione con connettori aria
Sicur Contact



n. 1 pezzo

Art. 21209

Protezione monouso per braccia in PE.
Dimensioni 22 x 70 cm.
Confezione in sacchetto da 100 pezzi.



n. 1 pezzo

Art. 99600

Marsupio completo di kit tubi di
connessione con connettori aria **Sicur
Contact**, predisposizione cavo di
collegamento per Wellness Mask



n. 1 pezzo

Art. 21258

Pantapresso in PLT alta densità
(confezione da 25 pezzi)



n. 1 pezzo

Art. 21251

Fascia monouso in spunlace per
Wellness Mask dimensioni 16x20cm –
Confezione da 20pezzi



n. 1 pezzo

Art. 99605

Wellness Mask – Pressomassaggio Occhi - completa di cavo di connessione da 1m

*Da connettere ai dispositivi Muster Beauty Technology predisposti o con alimentazione
esterna tramite caricatore USB 5V - max 1A*



n. 1 pezzo

Art. 99607

Cavo connessione Wellness Mask USB –
DC Plug – lunghezza 3m



n. 1 pezzo

Art. 99603

Set gambale e braccia senza kit tubi di connessione



n. 1 pezzo

Art. 99604

Set tubi connessione gambali/apparecchio
con connettori aria **Sicur Contact**

carrelli

per Slim Press 2.0 a
pagina 254-255


made in Italy

BREVETTO

ITALIANO E
INTERNAZIONALE
DEPOSITATO

UNICA
AL MONDO,
COME I SUOI
RISULTATI!

**BODY
ACTION 3X3**
SOFTLASER + R.F. + ULTRASOUND
muster

Art. 9144



EVOLUTION 2.0 AUTO TUNING PERFORMANCE

Innovativo e Rivoluzionario Applicatore a
Placca con 3 Energie Differenziate
per trattamenti sinergici con:

SOFTLASER
ULTRASUONO
RADIOFREQUENZA

- ADIPE
- INESTETISMI DELLA CELLULITE –
RITENZIONE IDRICA
- GONFIORE
- ATONIA DISTRETTUALE TESSUTALE
- RIMODELLAMENTO GLOBALE
- PELLE BUCCIA D'ARANCIO



TOUCH SCREEN



SOFTLASER



ULTRASUONO



RADIOFREQUENZA



TUTORIAL



VIDEO EMOTIONAL

principio di funzionamento



L'effetto di queste tre forme di energia si riassume in:

- **ULTRASUONO** → **RIMODELLAMENTO**
- **SOFTLASER** → **RIMODELLAMENTO E TONO**
- **RADIOFREQUENZA** → **TONO, CONSOLIDAMENTO ED ELASTICITA'**

VANTAGGI DEL TRATTAMENTO CON BODY ACTION 3X3

- Lavorare **LA STESSA AREA**, contemporaneamente ed in sinergia, **CON 3 DIFFERENTI ENERGIE**
- Intensificazione dei risultati grazie all'**AZIONE SINERGICA** del **SOFTLASER + R.F. + ULTRASUONO**
- Facilità e velocità d'applicazione
- **NOTEVOLE RISPARMIO DI TEMPO** per l'Operatore Estetico ed il Cliente
- Riduzione **SIGNIFICATIVA** delle misure
- Miglioramento del tono: la fermezza e la consistenza della pelle
- **Rimodellamento e miglioramento** degli inestetismi della cellulite
- **Favorisce la diminuzione dell'adipe localizzato**
- **Ringiovanimento della pelle.**

- Miglioramento della pelle a buccia d'arancia
- Non invasivo, indolore e confortevole.
- Possibilità d'intervenire nelle aree del corpo dove l'adipe è difficile da combattere.
- Idoneo per soggetti sia con adiposità localizzate che per gli inestetismi della cellulite anche i più difficili.
- Favorisce il naturale incremento del metabolismo degli adipociti.

QUALI AREE SI POSSONO LAVORARE?

Questa tecnologia può essere applicata in qualsiasi zona del corpo come schiena, braccia, addome, cosce, vita, glutei, fianchi e ginocchia.

QUANTO TEMPO DURA UNA SEDUTA CON BODY ACTION 3 X 3?


La seduta dura mediamente 40/50 minuti e deve essere ripetuta, in funzione delle condizioni dell'inestetismo della cliente, 1/2 volte la settimana, per almeno 4/6 settimane

COSA SI AVVERTE DURANTE IL TRATTAMENTO?


- **SOFTLASER** : assolutamente nulla, la cliente, comodamente stesa sul lettino, potrà rilassarsi, mentre le placche del SOFTLASER, genereranno un piacevole calore.
- **R.F. E ULTRASUONO**: un piacevole calore che perdurerà per diversi minuti anche dopo aver terminato l'applicazione.

IL PROCESSO SOPRA DESCRITTO, NON TERMINA NEI 40/50 MINUTI DI TRATTAMENTO, MA BENSI CONTINUA NELLE ORE SUCCESSIVE. Per proseguire con l'effetto positivo del trattamento, che favorisce l'incremento naturale del metabolismo, è opportuno bere 1/2 litri d'acqua e coadiuvare con massaggi drenanti manuali o con l'ausilio di un apparecchio di pressomassaggio

SOFTLASER + R.F. + ULTRASUONO



SOFTLASER



Il **SOFTLASER ESTETICO** deriva da una tecnologia medica altamente performante che ha garantito risultati certi e sicuri nel mondo della medicina estetica.

È una tecnologia laser che, attraverso placche vincolate al soggetto da trattare, nelle aree con presenza di adipe localizzato, emettono la luce ad una specifica lunghezza d'onda in grado di stimolare gli adipociti a liberare grassi negli spazi interstiziali.

La lunghezza d'onda impiegata, di 760nm, garantisce la massima resa in termini di sollecitazione dei fibroblasti, necessari per la produzione di collagene. Essendo prossima a quella dell'infrarosso, favorisce la mobilitazione dei liquidi ed il drenaggio naturale nella ritenzione idrica localizzata.

A differenza di altri metodi usati in passato come, Criolipolisi, Cavitazione, ecc..., il SOFTLASER non rompe le cellule, ma bensì le svuota in maniera "sana", senza effetti collaterali.

Infatti, la specifica lunghezza d'onda agisce solo dove serve, lasciando inalterato la cute sovrastante ed i tessuti sottostanti. Si facilita, inoltre, la mobilitazione dei liquidi e il drenaggio naturale della ritenzione idrica localizzata. Tutto ciò si traduce in un trattamento mirato che favorisce la riduzione del tessuto adiposo localizzato. Il delicato tepore sottocutaneo, percepito dal soggetto in trattamento, favorisce una leggera apertura dei pori facilitando il naturale assorbimento dei principi attivi cosmeceutici utilizzati nei prodotti di contatto, anche successivamente al trattamento.



Rappresentazione grafica dell'azione del SOFTLASER nell'area di applicazione.

EFFETTO DELLA DIATERMIA

La Diatermia è il riscaldamento controllato, quindi sicuro, del tessuto adiposo e sottocutaneo nelle zone trattate. Questo processo favorisce la vasodilatazione, l'aumento della quantità di ossigeno trasportato nei tessuti, l'accelerazione del metabolismo e la naturale rimozione delle scorie cataboliche.

Il calore generato dal processo di **DIATERMIA**, contribuisce alla denaturazione e la contrazione delle fibre di collagene: effetto lifting antiage, compattamento della pelle, stimola la produzione di nuovo collagene, contrasta gli effetti del rilassamento dato dal tempo.

Il processo naturale di rinnovamento, indotto dalla Diatermia con R.F., è più visibile a distanza di alcuni mesi

EFFETTO DELL'ONDA R.F.:

Gli effetti della **R.F. BIPOLARE**, non sono immediati, bensì gradualmente. Si evidenziano con il passare dei giorni e delle settimane, raggiungendo il massimo effetto anche dopo 15/20 giorni dal trattamento. Interessanti risultati si ottengono contrastando gli inestetismi della cellulite.

L'onda della R.F., mantiene il risultato ottenuto per diversi mesi, nelle zone di volume ridotto, mentre, nelle aree più voluminose come addome, gambe o braccia, sono consigliati richiami periodici di mantenimento. Un altro effetto indotto dal trattamento con R.F. Bipolare, è il miglioramento dell'aspetto della pelle.

L'efficacia della R.F. Bipolare è percepibile subito, sin dal primo trattamento, migliorando progressivamente durante i mesi successivi. I risultati sono la testimonianza della reale efficacia di questa metodica:

- Non invasiva
- Indolore
- Sicura e veloce
- Risultato naturale e duraturo




Rappresentazione grafica dell'azione della radiofrequenza nell'area di applicazione.

RADIOFREQUENZA



ULTRASUONO LOCALIZZATO



INOLTRE L'ULTRASUONO FAVORISCE:

- LEVIGAZIONE DELLA PELLE
- MIGLIORAMENTO DELL'OSSIGENAZIONE DEI TESSUTI TRATTATI
- RIMODELLAMENTO DELLE AREE CON PANNICOLO ADIPOSO ISPESSITO
- INCREMENTO DELLA NATURALE PRODUZIONE DI FIBROBLASTI, ELASTINA E COLLAGENE
- DIMINUZIONE DELLA COSIDDETTA "BUCCIA D'ARANCIA"

EFFETTI BIOLOGICI

L'esperienza maturata in medicina ci insegna come gli ultrasuoni siano indicati per il recupero dei liquidi essudati nello spazio intercellulare, come dimostra il loro impiego per il riassorbimento degli edemi.


Tale applicazione testimonia che gli ultrasuoni possono essere utilizzati senza problemi su tessuti il cui microcircolo è gravato da forti compromissioni e da fragilità capillare in genere.

Ne consegue che l'ultrasuono risulta il metodo più efficace attualmente conosciuto per supportare il microcircolo cutaneo nello svolgimento delle sue funzioni, la degenerazione delle quali comporta la concausa certa dell'insorgenza della cellulite.

Sappiamo infatti che, l'ultrasuono, consente anche un'azione di recupero nei confronti dei liquidi presenti nello spazio intercellulare (vedi riassorbimento degli edemi) pertanto potremo al tempo stesso rimodellare gli accumuli e recuperare, grazie ad una indotta maggiore funzionalità del sistema linfatico, i liquidi presenti nello spazio intercellulare nell'ambito dei quali si sono disperse le molecole dagli accumuli trattati.

L'ultrasuono vanta una azione di disgregamento e nebulizzazione dei liquidi in minutissime goccioline, favorisce un'azione disgregante del prodotto fluido posto a contatto con la fonte di ultrasuoni stessi, permette un frazionamento in strutture a peso molecolare basso, tali da poter sfruttare al massimo le alterazioni temporanee della superficie cutanea.

L'onda ultrasonica di Body Action 3X3 ha l'importante caratteristica di diminuire sensibilmente l'effetto di iperemia, incrementandone l'azione su adipe e cellulite localizzata, favorendo la naturale disgregazione delle cellule adipose.



Rappresentazione grafica dell'azione dell'ultrasuono nell'area di applicazione.



BODY
ACTION 3X3
SOFTLASER + R.F. + ULTRASOUND
muster

i punti di forza

- **NUOVO INTUITIVO SOFTWARE** per le impostazioni dell'apparecchio
- **SEMPLICITÀ** di utilizzo
- **PROGRAMMI PRE-IMPOSTATI**
- **PROGRAMMA LIBERO**
- **POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE LE ENERGIE SINGOLARMENTE O TUTTE INSIEME IN AZIONE SINERGICA**
- **DISPLAY TOUCH SCREEN**
- **BEN 384 DIODI SOFTLASER!**
- **8 INNOVATIVI APPLICATORI STATICI**, ogni applicatore dispone di:
 - **48 LED** soft laser 760nm, densità max. 10mW/cm²
 - **Uscita ULTRASUONI** a 1MHz max. 1.5W/ cm²
 - **Uscita RADIOFREQUENZA** a 500kHz - 25W max
 - Pratico supporto in plex porta accessori incluso

dati tecnici

Alimentazione 220- 240V ~ 50/60 Hz
Assorbimento massimo: 130W
Dimensioni apparecchio: 40x31,5x19,5h cm
Dimensioni apparecchio con porta placche: 61,5x54x19,5h cm
Dimensioni apparecchio con placche montate sull'apposito supporto: 61,5x56,5x23h cm
Dimensioni imballo 73x49x28hcm
Peso netto 15kg
Peso lordo 17kg

tutorial



INQUADRA IL QR CODE E GUARDA IL VIDEO



video emotional



INQUADRA IL QR CODE E GUARDA IL VIDEO



i

merchandising body action 3x3



n. 2 pezzi

Art. 21940

Depliant informativo consumatrice (1 pezzo contiene 50 dépliant)

n. 1 pezzo

Art. 99382

Roll-Up istituto BODY ACTION 3X3 dim. cm 80x200h



n. 1 pezzo

Art. 510914450001

Poster Istituto Bifacciale Italiano/Inglese 70x100cm



**EVOLUTION 2.0
 AUTO TUNING
 PERFORMANCE:**
 INNOVATIVO ED UNICO
 SISTEMA DI CONTROLLO
 E DI EROGAZIONE
 DELL'ENERGIA
 ISTANTANEA, PER
 RISULTATI ECCEZIONALI!

accessori inclusi body action 3x3



n. 8 pezzi

Art. 99361
Applicatore 3 Energie
SOFTLASER + R.F. + Ultrasuono



n. 4 pezzi

Art. 9774
Fascia per il fissaggio elettrodi,
in tessuto elastico regolabile.
Dim. 80x10H cm.



n. 1 pezzo

Art. 99362
Porta accessori in metacrilato



n. 1 pezzo

Art. 9999
Occhiali di protezione cliente



n. 4 pezzi

Art. 9772
Fascia per il fissaggio elettrodi,
in tessuto elastico regolabile.
Dim. 40x10H cm.



n. 2 pezzi

Art. 9775
Fascia per il fissaggio elettrodi,
in tessuto elastico regolabile.
Dim. 100x10H cm.



n. 1 pezzo

Art. 91440079071
Porta placca SX



n. 1 pezzo

Art. 9886
Occhiali di protezione operatore



n. 4 pezzi

Art. 9773
Fascia per il fissaggio elettrodi,
in tessuto elastico regolabile.
Dim. 60x10H cm.



n. 2 pezzi

Art. 9776
Fascia per il fissaggio elettrodi,
in tessuto elastico regolabile.
Dim. 150x10H cm.



n. 1 pezzo

Art. 91440069071
Porta placca DX

accessori inclusi body action 3x3



n. 2 pezzi

Art. 99422
Active Gel Cellulite 500ml.
No alcool e coloranti.
Idratante e Drenante, Contrasta la
Formazione di Cellulite e Pelle a “Buccia
d’Arancia”.
Con Estratto di Edera, Escina, Caffeina,
Alga Bruna e Complesso di Silanolo.

**Azione Sinergica con Radiofrequenza,
Ultrasuono e Soft Laser**

Gel specifico per l'impiego sinergico
con R.F., Ultrasuono e Soft Laser
favorisce la conduzione delle energie
e l'assorbimento, in maniera ottimale,
delle sostanze funzionali accuratamente
selezionate per il trattamento degli
inestetismi della cellulite.
Migliora l'aspetto della pelle che appare
più compatta, tonica, soda e idratata.
Azione preventiva contro la cellulite.
Al termine del trattamento, massaggiare
con la tecnica preferita, sino a completo
assorbimento.



n. 2 pezzi

Art. 99421
Active Gel Adipe 500ml.
No alcool e coloranti.
Idratante e Drenante, Contrasta la
Formazione di Adiposità Localizzata e
“Ritenzione Idrica”.
Con Caffeina, Complesso a base di
Glaucina, Alga Marina Rosa, Escina e
Estratto di Fucus.

**Azione Sinergica con Radiofrequenza,
Ultrasuono e Soft Laser**

Gel specifico per l'impiego sinergico
con R.F., Ultrasuono e Soft Laser,
favorisce la conduzione delle energie e
l'assorbimento, in maniera ottimale, delle
sostanze funzionali accuratamente
selezionate per il trattamento degli
inestetismi della cute, dovuta all'adiposità
localizzata e alla ritenzione idrica.
Migliora l'aspetto della pelle che appare
più tonica, soda ed idratata.
Azione preventiva contro le adiposità
localizzate. Al termine del trattamento,
massaggiare con la tecnica preferita, sino
a completo assorbimento.



n. 1 pezzo


Art. 99411
USB Card con VIDEO TUTORIAL

accessori optional body action 3x3



n. 1 pezzo

Art. 99424
Jelly Gell All in One –New Formula
1000 ml
MultiAzione – Idoneo per
trattamenti con:
- LASER
- LUCE PULSATA
- SOFT LASER
- R.F. RADIO FREQUENZA
- ULTRASUONO
- INTRADERM ACTION



n. 1 pezzo

Art. 99420
Griglia di rilevazione

carrelli

per Body Action 3x3 a pagina 259

Le FISIOSAUNE



per trattamenti riducenti localizzati Muster, offrono all'operatore estetico l'opportunità di realizzare trattamenti specifici anti-cellulite e dimagrimento, con estrema semplicità d'impiego e grande efficacia.

La dinamica ed uniforme distribuzione del **CALORE DIFFERENZIATO** permette, grazie all'**AZIONE TERMICA CONTROLLATA ELETTRONICAMENTE** e prodotta da speciali elementi termoriscaldanti di **EFFETTUARE TRATTAMENTI CON DIFFERENTI GRADIENTI DI TEMPERATURA** anche in abbinamento ad opportuni prodotti cosmetici e termali.

Fisiosauna extra comfort

Art. 9119



- Rivestimento esterno morbido, trapuntato in PVC atossico
- Intercapedine ad elevato isolamento termico
- Forma conica per ottimizzare l'irradiazione sul corpo

Fisiosauna comfort

Art. 9118



Fisiosauna Comfort con rivestimento esterno in PVC atossico.

trattamenti

■ **RIMODELLAMENTO GENERALE E LOCALE**, dovuto all'eliminazione dei sovraccarichi idrici del tessuto cutaneo quale risultato della sudorazione. Esso viene coadiuvato dall'azione delle sostanze attive incorporate nel prodotto utilizzato (paraffina, fanghi, alghe) ed è evidente già dalle prime sedute.

■ **FACILITA L'ASSORBIMENTO E LA BENEFICA AZIONE DI PREPARATI COSMETICI** snellenti, rassodanti, aromatici o biologici; infatti le vie di penetrazione transfollicolare, vale a dire gli orifici e i canali dei follicoli pilo-sebacei, vengono progressivamente liberati da rifiuti e impurità mediante la sudorazione.

■ **SVOLGE UN'AZIONE DEPURATIVA** di tali vie predisponendole in modo favorevole ai preparati cosmetici "di profondità", utili per raggiungere gli strati più lontani dell'epidermide.

Nel trattamento contro la cellulite il meccanismo d'azione può sintetizzarsi nella stimolazione del ricambio, nella vasodilatazione periferica e nella notevole diminuzione d'acqua.

■ **STIMOLAZIONE DELLA REATTIVITÀ ANTINFIAMMATORIA** del trofismo muscolare ed epidermico.




DISPOSITIVO ELETTRONICO DI COMANDO PER OGNI SINGOLO SETTORE RISCALDANTE.


Sensori per il rilevamento e monitoraggio della temperatura Impostazione della temperatura da 20°C. a 65°C.

Impostazione del tempo di trattamento con programma automatico di spegnimento da 10 a 60 minuti Impostazione del tempo di trattamento con programma manuale e spegnimento automatico dopo 4 ore.

230V - 50 Hz - 300W



FISIOSAUNA COMFORT



FISIOSAUNA EXTRA COMFORT



Le TERMOCOPERTE



Concepita per l'intenso utilizzo frequente degli Istituti di Bellezza, sono realizzate con la massima cura e, grazie all'impiego di specifici materiali, garantiscono all'Estetista l'esecuzione di trattamenti professionali in totale sicurezza e con la massima praticità d'uso.



principali caratteristiche

- **RESISTENZA ELETTRICA PROTETTA** da filo di guardia che ne interrompe il funzionamento nel caso si verifichino sovratemperature.
- **TIMER A SPEGNIMENTO AUTOMATICO** dopo 4 ore
- **TESSUTO INTERNO**, parte a contatto con la persona, in poliuretano a elevata resistenza e lavabile
- **COMMUTATORE A 3 POSIZIONI** per l'impostazione delle temperature di lavoro



2 PROGRAMMI:

- 30' di LAVORO + 3,30' di comfort
- 4 ore di TEMPERATURA COMFORT

Art. 9055/E
150x50 cm



SUPERFICIE ESTERNA
in tessuto accoppiato
poliuretano



SUPERFICIE INTERNA
in poliuretano

Art. 9056/E
180x95 cm



SUPERFICIE ESTERNA
in tessuto accoppiato
poliuretano



SUPERFICIE INTERNA
in poliuretano

ACCESSORI GENERALI

FACE - DEPY - BODY

accessori FACE



n. 1 pezzo

Art. 9701
Elettrodo HF cipolla



n. 1 pezzo

Art. 9702
Elettrodo HF cipollina



n. 1 pezzo

Art. 9703
Elettrodo HF pettine



n. 1 pezzo

Art. 9772
Fascia elastica per fissaggio placca, dim. 40x10H cm.



n. 1 pezzo

Art. 9771
Elettrodo placca rivestito in spugna sintetica
Dim. 60x80 mm



n. 1 pezzo

Art. 99424
Jelly Gell All in One –New Formula
1000 ml
MultiAzione – Idoneo per trattamenti con:
- LASER
- LUCE PULSATA
- SOFT LASER
- R.F. RADIO FREQUENZA
- ULTRASUONO
- INTRADERM ACTION



n. 1 pezzo

Art. 9704
Elettrodo HF saturatore



n. 1 pezzo

Art. 9705
Elettrodo HF folgoratore



n. 1 pezzo

Art. 9706
Elettrodo HF collo



n. 1 pezzo

Art. 9759
Cavo unipolare per collegamento elettrodo placca



n. 1 pezzo

Art. 99313
Manipolo Ultrasuono 1MHZ
Applicatore piccolo per art. 9143 Butterfly



n. 1 pezzo

Art. 9707
Elettrodo HF rullo



n. 1 pezzo

Art. 9720
Spazzola dura
Ø 40mm



n. 1 pezzo

Art. 9721
Spazzola morbida
Ø 40mm



n. 1 pezzo

Art. 99312
Manipolo Ultrasuono 1MHZ
Applicatore grande per art. 9143 Butterfly



n. 1 pezzo

Art. 99310
Manipolo Ultrasuono 25kHz
Applicatore a lama per trattamento Peeling Intensivo per art. 9143 Butterfly



n. 1 pezzo

Art. 99311
Sensore di sicurezza a contatto per trattamento con manipolo art. 99310 per art. 9143 Butterfly



n. 1 pezzo

Art. 9722
Spazzola morbida
Ø 20mm



n. 1 pezzo

Art. 9723
Spazzola dura
Ø 20mm



n. 1 pezzo

Art. 9728
Dischetto in spugna
Ø 40mm



n. 1 pezzo

Art. 99325
Manipolo H.F. (senza regolazione di potenza)
Alta Frequenza per art. 9143 Butterfly



n. 1 pezzo

Art. 99326
Elettrodo H.F. piatto grande per art. 9143 Butterfly



n. 1 pezzo

Art. 99327
Elettrodo H.F. cucchiaio per art. 9143 Butterfly

accessori FACE



n. 1 pezzo

Art. 99328
Elettrodo H.F. cilindrico
per art. 9143 Butterfly



n. 1 pezzo

Art. 99329
Elettrodo H.F. micro cipollina
per art. 9143 Butterfly



n. 1 pezzo

Art. 99318
Manipolo porta spazzole
(spazzola esclusa) per art. 9143 Butterfly

accessori FACE



n. 1 pezzo

Art. 99316
Puntale a sfera per micro-ionoforesi
per art. 9143 Butterfly



n. 1 pezzo

Art. 99307
Puntale a piattello per disincrostante
per art. 9143 Butterfly



n. 1 pezzo

Art. 99304
Manipolo per trattamento vacuum
per art. 9143 Butterfly



n. 1 pezzo

Art. 99321
Dischetto lisciante per ispessimento
cutaneo Ø 40mm. (piedi, mani, gomiti,
ginocchia) per art. 9143 Butterfly



n. 1 pezzo

Art. 99322
Dischetto abrasivo in pietra
pomice per ispessimento cutaneo
Ø 40mm. (piedi, mani, gomiti, ginocchia)
per art. 9143 Butterfly



n. 1 pezzo

Art. 99324
Dischetto abrasivo in pietra pomice per
ispessimento cutaneo Ø 20mm. (piedi,
mani, gomiti, ginocchia) per art. 9143
Butterfly



n. 1 pezzo

Art. 99305
Tubetto per vacuum con
filtro anti-impurità per art. 9143 Butterfly



n. 1 pezzo

Art. 99306
Filtro anti-impurità per vacuum
per art. 9143 Butterfly



n. 1 pezzo

Art. 99302
Flacone per spray
per art. 9143 Butterfly



n. 1 pezzo

Art. 99319
Spazzola con setole
morbide Ø 40mm per art. 9143 Butterfly



n. 1 pezzo

Art. 99320
Spazzola con setole
dure Ø 40mm per art. 9143 Butterfly



n. 1 pezzo

Art. 99323
Spazzola con setole
morbide Ø 20mm per art. 9143 Butterfly



n. 1 pezzo

Art. 99303
Tubetto per spray
per art. 9143 Butterfly



n. 1 pezzo

Art. 99308
Puntale aspiracomedoni con
foro per aspirazione ridotta
trattamento delicato
per art. 9143 Butterfly



n. 1 pezzo

Art. 99309
Puntale aspiracomedoni con
foro per aspirazione grande
trattamento intensivo
per art. 9143 Butterfly



n. 1 pezzo

Art. 99314
Manipolo per micro-ionoforesi e
disincrostante completo
di cavo e spinotto per art. 9143 Butterfly



n. 1 pezzo

Art. 99315
Polo per massa micro-ionoforesi e
disincrostante per art. 9143 Butterfly



n. 1 pezzo

Art. 99317
Puntale a rullo per micro-ionoforesi per
art. 9143 Butterfly



n. 1 pezzo

Art. 99301
Lampada Bi-Lente LED a
luce fredda
per art. 9143 Butterfly



n. 1 pezzo

Art. 99300
Vaporizzatore
Elettronico Vapor Jet
per art. 9143
Butterfly

accessori FACE



n. 1 pezzo
Art. 99238
Manipolo Bipolare R.F. Viso
Ø 25mm
per Art. 9139 Beautiful e Art. 9141 Beauty Up



n. 1 pezzo
Art. 99239
Manipolo Bipolare R.F. Viso
Ø 44mm
per Art. 9139 Beautiful e Art. 9141 Beauty Up



n. 1 pezzo
Art. 99410
Manipolo Ultrasonico 25kHz
con testina d'emissione a lama
IIª versione
per Art. 9139 Beautiful



n. 1 pezzo
Art. 99251
Bocchetta Spray
per Art. 9139 Beautiful



n. 1 pezzo
Art. 99252
Tubetto per Spray
per Art. 9139 Beautiful



n. 1 pezzo
Art. 99253
Tubetto per Vacuum completo di filtro
anti-impurità
per Art. 9139 Beautiful



n. 1 pezzo
Art. 99243
Manipolo Ultrasonico 1Mhz
con testina d'emissione
superficie grande
per Art. 9139 Beautiful



n. 1 pezzo
Art. 99244
Manipolo Ultrasonico 1Mhz con testina
d'emissione superficie piccola
per Art. 9139 Beautiful



n. 1 pezzo
Art. 99260
Cavo connessione
per Manipoli Ultrasonici Art. 99243 e
Art. 99244
per Art. 9139 Beautiful



n. 1 pezzo
Art. 99254
Cannula aspiracomedoni
aspirazione delicata foro tondo
per Art. 9139 Beautiful



n. 1 pezzo
Art. 99255
Cannula aspiracomedoni
aspirazione intensiva foro grande
per Art. 9139 Beautiful



n. 1 pezzo
Art. 99257
Manipolo Porta spazzole
(spazzola esclusa)
per Art. 9139 Beautiful



n. 1 pezzo
Art. 99245
Manipolo Disincrostante
con puntale piattello
per Art. 9139 Beautiful



n. 1 pezzo
Art. 99246
Manipolo Microiono
con rullo
per Art. 9139 Beautiful



n. 1 pezzo
Art. 99247
Polo cromato per massa
Microiono/Disincrostante
per Art. 9139 Beautiful



n. 1 pezzo
Art. 99259
Porta accessori in metacrilato
(accessori esclusi)
per Art. 9139 Beautiful



n. 1 pezzo
Art. 99258
Manipolo Bipolare R.F. Corpo
Ø 60mm
per Art. 9139 Beautiful e Art. 9141 Beauty Up



n. 1 pezzo
Art. 99272
Porta-accessori in Plex Trasparente
(accessori esclusi)
per Art. 9141 Beauty Up



n. 1 pezzo
Art. 99248
Cavetto connessione polo
cromato/apparecchio
per Art. 9139 Beautiful



n. 1 pezzo
Art. 99249
Coppia di manipoli
monopolari Stimol completo di cavetto
e spinotto
per Art. 9139 Beautiful



n. 1 pezzo
Art. 99260
Manipolo Bipolare Stimol
completo di cavetto e spinotto
per Art. 9139 Beautiful



n. 1 pezzo
Art. 99626
Manipolo H.F. senza regolazione di
potenza per apparecchi: Art. 9049/E -
Art. 9065 - Art. 9075 - Art. 9089 - Art.
9139 - Art. 9162

accessori DEPY



n. 1 pezzo

Art. 9756
Elettrodo placca Art.9771
completo di adattatore Art.9784



n. 1 pezzo

Art. 9883
Unità luminosa per anti-acne
solo per uso extra cee
(disponibile sino ad esaurimento scorte).



n. 1 pezzo

Art. 99183
Unità di epilazione. 600Dark.
(disponibile sino ad esaurimento scorte).



n. 1 pezzo

Art. 9772
Fascia elastica per fissaggio
placca, dim. 40x10H cm.



n. 1 pezzo

Art. 9771
Elettrodo placca rivestito in spugna
sintetica
Dim. 60x80 mm



n. 1 pezzo

Art. 99331
Pedale per laser
Art.9149 - 9142 - 9148



n. 1 pezzo

Art. 9890
Pinza elettronica per depilatore completa
di cavo



n. 1 pezzo

Art. 9761
Manipolo porta ago con cavo e
connettore isolato.
Lunghezza manipolo 80 mm



n. 1 pezzo

Art. 9759
Cavo unipolare per collegamento
elettrodo placca



n. 1 pezzo

Art. 99425
Jelly Gell All in One - New Formula
5 Kg
MultiAzione – Idoneo per trattamenti con:
- LASER
- LUCE PULSATA
- SOFT LASER
- R.F. RADIO FREQUENZA
- ULTRASUONO
- INTRADERM ACTION



n. 1 pezzo

Art. 99424
Jelly Gell All in One –New Formula
1000 ml
MultiAzione – Idoneo per trattamenti con:
- LASER
- LUCE PULSATA
- SOFT LASER
- R.F. RADIO FREQUENZA
- ULTRASUONO
- INTRADERM ACTION



n. 1 pezzo

Art. 99332
Kit carico acqua per laser art. 9149 -
art. 9142 - art 9148



n. 1 pezzo

Art. 9886
Occhiali di protezione operatore
per trattamenti di epilazione con Luce
Pulsata



n. 1 pezzo

Art. 9999
Occhiali di protezione cliente



n. 1 pezzo

Art. 99406
Set 2 chiavi con porta chiavi per art. 9149



n. 1 pezzo

Art. 99334
Set 2 chiavi con porta chiavi per art. 9142 -
art. 9148

accessori DEPY



n. 1 pezzo

Art. 99405
Manipolo per Compact Laser art. 9149



n. 1 pezzo

Art. 99400
Manipolo per Laser 4You art. 9142
completo di Led per la segnalazione
dell'emissione Laser.
**Questo manipolo non è compatibile
con gli apparecchi dotati di manipolo
art. 99333**
(sostituisce il manipolo Art. 99333 e
99383 negli apparecchi prodotti dal
8/01/2018)



n. 1 pezzo

Art. 99384
Manipolo per laser 4You Extreme 800W art. 9148
Dimensioni Spot 12x20mm (240mm2)



accessori DEPY



n. 1 pezzo

Art. 99450
Manipolo per Luce Pulsata 80.000 spot
(filtro escluso)
Per I.P.L. Light 2.0 Art. 9152.



n. 1 pezzo

Art. 99454
Filtro 640nm - Rosso
(Fotoepilazione fototipo IV-V-VI).
Per I.P.L. Light 2.0 Art. 9152.




n. 1 pezzo

Art. 99452
Filtro 530nm - Giallo
Fotoringiovanimento.
Per I.P.L. Light 2.0 Art. 9152.



n. 1 pezzo

Art. 99455
Spina di sicurezza.
Per I.P.L. Light 2.0 Art. 9152.



n. 1 pezzo

Art. 99453
Filtro 600nm - Arancio
(Fotoepilazione fototipo I-II-III).
Per I.P.L. Light 2.0 Art. 9152.



n. 1 pezzo

Art. 99451
Filtro 480nm - Giallo/Verde
Trattamento Acne.
Per I.P.L. Light 2.0 Art. 9152.



accessori BODY



n. 1 pezzo

Art. 9768
Elettrodo placca rivestito in spugna sintetica con attacco automatico.
Dim. 120x80 mm



n. 1 pezzo

Art. 9771
Elettrodo placca rivestito in spugna sintetica con attacco automatico.
Dim. 60x80 mm



n. 1 pezzo

Art. 9772
Fascia per il fissaggio elettrodi placca, in tessuto elastico regolabile.
Dim. 40x10H cm.



n. 1 pezzo

Art. 99337
Set gambale e braccia complete di elementi riscaldanti Infrared senza tubi di connessione



n. 1 pezzo

Art. 99338
Marsupio attrezzato completo di connessioni per funzioni: Pressoterapia – Termotrattamento – Elettrostimolazione



n. 1 pezzo

Art. 9773
Fascia per il fissaggio elettrodi placca, in tessuto elastico regolabile.
Dim. 60x10H cm.



n. 1 pezzo

Art. 9774
Fascia per il fissaggio elettrodi placca, in tessuto elastico regolabile.
Dim. 80x10H cm.



n. 1 pezzo

Art. 9775
Fascia per il fissaggio elettrodi placca, in tessuto elastico regolabile.
Dim. 100x10H cm.



n. 1 pezzo

Art. 99425
Jelly Gell All in One - New Formula 5 Kg
MultiAzione – Idoneo per trattamenti con:
- LASER
- LUCE PULSATA
- SOFT LASER
- R.F. RADIO FREQUENZA
- ULTRASUONO
- INTRADERM ACTION



n. 1 pezzo

Art. 99424
Jelly Gell All in One –New Formula 1000 ml
MultiAzione – Idoneo per trattamenti con:
- LASER
- LUCE PULSATA
- SOFT LASER
- R.F. RADIO FREQUENZA
- ULTRASUONO
- INTRADERM ACTION



n. 1 pezzo

Art. 9785
Benda in cotone crespata ed elasticizzata 20 cm x 5 mt per elettroscultura.



n. 1 pezzo

Art. 9776
Fascia per il fissaggio elettrodi placca, in tessuto elastico regolabile.
Dim. 150x10H cm.



n. 1 pezzo

Art. 9826
Gambali per pressoterapia mod. Lux, completi di tubetti e raccordi per il collegamento all'apparecchio Camere d'aria sovrapposte e chiusura a velcro



n. 1 pezzo

Art. 9836
Gambali e kit braccia con marsupio per pressoterapia Modeling



n. 1 pezzo

Art. 99201
Gambale modello Light




n. 1 pezzo

Art. 9725
Spazzola dura Ø 100 mm



n. 1 pezzo

Art. 9726
Spazzola dura Ø 70 mm



n. 1 pezzo

Art. 99420
Griglia di rilevazione

accessori BODY



n. 1 pezzo

Art. 99375
Placca SOFTLASER Eccellex grande
dim. 68x134 mm.
Per Eccellex Art. 9147.



n. 1 pezzo

Art. 99376
Placca SOFTLASER Eccellex piccola
dim. 45x68mm.
Per Eccellex Art. 9147.



n. 1 pezzo

Art. 99365
Fascia elastica in
cotone elasticizzato, regolabile.
Dim 40x5cm. Per Eccellex Art. 9147.



n. 1 pezzo

Art. 99377
Set film protettivo per placche
SOFTLASER Eccellex: 16 film per placca
grande + 4 film per placca piccola.
Per Eccellex Art. 9147.



Art. 99378
Porta placche destro.
Per Eccellex Art. 9147.



Art. 99379
Porta placche sinistro.
Per Eccellex Art. 9147.



n. 1 pezzo

Art. 99366
Fascia elastica in cotone elasticizzato,
regolabile. Dim 60x5cm.
Per Eccellex Art. 9147.



n. 1 pezzo

Art. 99367
Fascia elastica in cotone elasticizzato,
regolabile. Dim 80x5cm. Per Eccellex Art.
9147.



n. 1 pezzo

Art. 99368
Fascia elastica in cotone elasticizzato,
regolabile. Dim 100x5cm.
Per Eccellex Art. 9147.



n. 1 pezzo

Art. 99470
Set gambale e braccia complete di
elementi riscaldanti Infrared
senza tubi di connessione **con**
connettori infrared metallici
Per Art. 9145 Slim Press 3in1



n. 10 pezzi

Art. 99330
Cavo per elettrostimolazione con attacco
rapido a clip
Per Art. 9145 Slim Press 3in1



n. 1 pezzo

Art. 99471
Marsupio attrezzato completo
di connessioni per funzioni:
pressomassaggio - stimol -
Termotrattamento.
con connettori infrared metallici
Per Art. 9145 Slim Press 3in1



n. 1 pezzo

Art. 99369
Fascia elastica in cotone elasticizzato,
regolabile. Dim 150x5cm.
Per Eccellex Art. 9147.



n. 1 pezzo

art. 99370
Fascia elastica in cotone elasticizzato,
regolabile. Dim 40x3cm.
Per Eccellex Art. 9147.



n. 1 pezzo

Art. 99371
Fascia elastica in cotone elasticizzato,
regolabile. Dim 60x3cm.
Per Eccellex Art. 9147.



n. 1 pezzo

Art. 99360
Estensione per corpetto addominale
dim. 38*32cm
Per Art. 9145 Slim Press 3in1



n. 1 pezzo

Art. 99348
Estensione per corpetto addominale
dim. 38*32cm
Per Art. 9137 Slim Press



n. 1 pezzo

Art. 99211
Set completo tubi per connessioni
apparecchio/set gambale
Per Art. 9137 Slim Press



n. 1 pezzo

Art. 99372
Fascia elastica in cotone elasticizzato,
regolabile. Dim 80x3cm.
Per Eccellex Art. 9147.



n. 1 pezzo

Art. 99373
Fascia elastica in cotone elasticizzato,
regolabile. Dim 100x3cm.
Per Eccellex Art. 9147.



n. 1 pezzo

Art. 99374
Fascia elastica in cotone elasticizzato,
regolabile. Dim 150x3cm.
Per Eccellex Art. 9147.



Art. 99216
Marsupio completo del set tubi di
collegamento ai settori gonfiabili
Per Art. 9137 Slim Press



n. 1 pezzo

Art. 99217
Gambale completo di braccia e kit tubi
connessione
Per Art. 9137 Slim Press



n. 1 pezzo

Art. 99210
Set gambale completo + braccia
(senza tubi di connessione)
Per Art. 9137 Slim Press



EQUIPMENT

FOR BEAUTY SALONS



SLY

Art. 30004

MANIPOLO SCALDACERA
per cartucce da 100 ml di cera depilatoria.
Completo di cavo di alimentazione.

caratteristiche tecniche
110 - 240V ~ 50/60Hz **CE**

Indicatore del
livello di cera
contenuto nella
cartuccia.



DEPYLLO EVOLUTION

Art. 30018

**MANIPOLO SCALDACERA
A RULLO**

per cartucce da 100 ml di cera depilatoria.
Completo di cavo di alimentazione.

**Doppia resistenza per riscaldare la cera
più velocemente.**

caratteristiche tecniche
110-240V ~ 50/60Hz **CE**



MULTI WAX

BASE DI CONNESSIONE PER
MANIPOLI SCALDACERA

Art. 30021

(la base non comprende i manipoli)

caratteristiche tecniche
110 - 240V ~ 50/60Hz **CE**



Indicatore del
livello di cera
contenuto nella
cartuccia.



**REGOLAZIONE
ELETTRONICA**
Imposta la
temperatura ideale
per il trattamento,
agendo sulla
manopola di
regolazione.



TRÈS JOLIE

Art. 259

**MANIPOLO SCALDACERA A
RULLO**

per cartucce da 100 ml di cera depilatoria.
Completo di cavo di alimentazione.

**Doppia resistenza per riscaldare
la cera più velocemente.**

**Pronto all'uso in soli
10 minuti!**

caratteristiche tecniche
110 - 240V ~ 50/60Hz **CE**





SCALDILLO

Art. 30013

SCALDACERA PROFESSIONALE

per ceretta in barattolo con regolazione
della temperatura.

caratteristiche tecniche

Alimentazione: 220-240V ~ 50Hz



In più: secchiello per cera a caldo o in pezzi



VELVETY

Art. 30012

SCALDACERA PROFESSIONALE

per ceretta in barattolo con regolazione
della temperatura.

caratteristiche tecniche

Alimentazione: 230V ~ 50Hz



In più: secchiello per cera a caldo o in pezzi

iSTERIL

AUTOCLAVE TIPO S - 7 LITRI

Art. 1009

4 PROGRAMMI:

- SOLIDI 121°C
- SOLIDI 134°C
- IMBUSTATI 121°C
- IMBUSTATI 134°C

ecofriendly



SANIFICAZIONE
RAPIDA
DEGLI **STRUMENTI**

STERILIZZA
GLI STRUMENTI
IMBUSTATI E NON.



- VOLUME INTERNO DELLA CAMERA

La dimensione della camera è stata studiata per potere sterilizzare un grande numero di strumenti.

- CAMERA IN ACCIAIO

- TEMPERATURA MASSIMA 134 C°

- RISPARMIO D'ACQUA

- RISPARMIO DI TEMPO 12'÷30'

- CONSUMI ENERGETICI -25%

- CONSUMO MEDIO 120W ÷ 400W

- FUNZIONE ASCIUGATURA

Inseribile a discrezione dell'utente, regolabile fino a 20'.

- FUNZIONE PRE-RISCALDAMENTO

Fino a 60', per mantenere l'apparecchio pronto all'uso e diminuire i tempi di attesa per la sterilizzazione.

USB MEMORY



PRATICO VANO SUPERIORE

per il carico acqua. Capiente serbatoio 2,5 l.



3 CESTELLI PORTASTRUMENTI

Carico fino a 2,5kg studiato per poter sterilizzare un grande numero di strumenti, per un carico massimo di 14/16 buste.



ACCESSO FRONTALE

alle valvole di scarico acqua

MEMORIZZAZIONE DI OGNI CICLO DI STERILIZZAZIONE

nella memoria interna del microprocessore. I dati potranno essere successivamente visualizzati, salvati sulla USB Memory in dotazione, oppure stampati con stampante integrata fornibile in opzione.



DISPLAY GRAFICO DIGITALE, con la visualizzazione istantanea di ogni dato operativo del programma in corso.

accessori optional sterilil



Art. 99273

STAMPANTE INTEGRATA

La stampante deve essere richiesta al momento dell'ordine dell'autoclave.



Art. 1004

Test integratore chimico (confezione da 250 pz)



Art. 1005

Buste autosigillanti 9x25cm (confezione da 200 pz)

caratteristiche tecniche

Dimensioni 42x54x37 cm (LxPxH)
Peso 35 kg
Dimensioni imballo 71x52x45 cm
Dimensioni camera di sterilizzazione
Diametro 17 cm
Profondità 32 cm

dati tecnici

Alimentazione 230V ~ 50Hz



tutorial



INQUADRA IL QR CODE E GUARDA IL VIDEO



O₃ Muster Sany - UV-C

Art. 1018



SANIFICATORE PROFESSIONALE PER AMBIENTI

**SAFETY
FIRST**

Sanificazione profonda
degli ambienti con Ozonizzatore O₃ e raggi UV-C
UV-C | DISINFECTION
TECHNOLOGY

SANIFICA
FINO A **120MQ**

SANIFICA IN PROFONDITÀ
IL TUO **ISTITUTO** DI BELLEZZA
IN SOLI **18 MINUTI**
E LA TUA **CABINA**
IN SOLI **3 MINUTI!**

L'apparecchiatura O₃ MÜSTER SANY UV-C
**SANIFICA GLI AMBIENTI IN MODO
NATURALE, ECONOMICO ED ECOLOGICO,
SENZA UTILIZZARE SOSTANZE
CHIMICHE.**

Si basa su una **DOPPIA TECNOLOGIA**,
che può anche essere combinata tra Ozono
e UV-C, sfruttando il flusso d'aria che
l'apparecchiatura aspira ed emette purificata,
dopo aver attraversato le lampade sanificatrici
ed un sistema di filtri integrati.

SANIFICAZIONE SELETTIVA

Sola ozonizzazione (O₃)
(senza permanenza di persone)

SANIFICAZIONE A CICLO CONTINUO

Solo UV-C
(ad esempio durante il lavoro,
con permanenza di persone)

SANIFICAZIONE PROFONDA ED ESTESA

Ozonizzatore O₃ + UV-C
(senza permanenza di persone)



OZONIZZATORE O₃

UV-C



INATTIVAZIONE AGENTI PATOGENI

- VIRUS
- BATTERI
- MUFFE
- FUNGHI
- INSETTI





SANIFICAZIONE SUPER RAPIDA DEGLI AMBIENTI

L'apparecchiatura O₃ MÜSTER SANY UV-C è destinata alla Sanificazione di ambienti confinati, quali negozi, saloni per parrucchiere, centri estetici, uffici, studi medici, locali pubblici, abitazioni, eccetera. La straordinaria efficacia è garantita dal dispositivo O₃ MÜSTER SANY UV-C, che sfrutta la **DOPPIA TECNOLOGIA DI SANIFICAZIONE BASATA SU OZONO (O₃) E RAGGI UV-C.**

In questo modo i tempi di intervento si riducono drasticamente, evitando disagi ed inutili attese.

OZONO

L'ozono (O₃) è un gas ed è un potente ossidante naturale, in grado di eliminare efficacemente microorganismi come batteri, virus, muffe, spore, funghi, acari e odori. L'ozono è un gas che, inalato in quantità significative, è tossico per l'uomo: per questa ragione i cicli di sanificazione con O₃ + UV-C, oppure con solo O₃, devono essere sempre effettuati in assenza di persone nell'ambiente.

UV-C

La luce ultravioletta UV-C è una radiazione elettromagnetica con lunghezze d'onda da 200 a 280 nm; essa garantisce un'azione germicida ad ampio spettro, con un picco di efficienza a 257.3 nm. Nel dispositivo O₃ MÜSTER SANY UV-C, le lampade che emettono radiazione UV-C sono poste all'interno dell'apparecchiatura. Di conseguenza è possibile eseguire la sanificazione dell'ambiente anche in presenza di persone utilizzando la sola modalità UV-C:

- Sanifica durante il lavoro.
- Sanifica durante le brevi pause pranzo.
- Garantisci la costante azione preventiva del dispositivo in ogni momento, senza limitazioni.

TEMPI MEDI PER IL TRATTAMENTO DI SANIFICAZIONE

Tempi medi di Sanificazione del locale con Tecnologia O₃
(ambienti con altezza 2.7 - 3.0 mt)

20 mq	3 min.	80 mq	12 min.
40 mq	6 min.	100 mq	15 min.
60 mq	9 min.	120 mq	18 min.

TABELLE INATTIVAZIONE AGENTI PATOGENI

ORGANISMO	CONCENTRAZIONE (ppm)	TEMPO DI ESPOSIZIONE
VIRUS Poliovirus type-1, Human Rotavirus, Enteric Virus	0.2 – 4.1	< 20 minuti
BATTERI E. Coli, Legionella, Mycobacterium, Fecal Streptococcus	0.23 – 2.2	< 20 minuti
MUFFE Aspergillus Niger, vari ceppi di Penicillium, Cladosporium	2	60 minuti
FUNGHI Candida Parapsilosis, Candida Tropicalis	0.02 – 0.26	< 1.67 minuti
INSETTI Acarus Siro, Tyrophagus Case, Tyrophagus Putrescentiae	1.5 – 2	30 minuti

Fonti: Edelstein et al., 1982; Joret et al., 1982; Farooq and Akhlaque, 1983; Harakeh and Butle, 1986; Kawamuram et al., 1986

ECCO IN PARTICOLARE L'AZIONE CHE SVILUPPANO QUESTE DUE TECNOLOGIE:

TECNOLOGIA OZONO: uno specifico generatore ozonizza l'aria presente nel locale; l'ozono così prodotto viene immesso nell'ambiente, andando a sanificare l'aria e tutte le superfici. (Rammentiamo che la presenza di personale all'interno del locale non è ammessa durante il processo di sanificazione con questa tecnologia).

TECNOLOGIA UV-C: le lampade UV-C effettuano un'azione germicida direttamente sul flusso di aria che transita all'interno del dispositivo, garantendo così una sanificazione continua. Quando usata singolarmente, questa tecnologia offre la possibilità di utilizzo anche in presenza di persone nell'ambiente.

O₃ MÜSTER SANY UV-C PUÒ ESSERE UTILIZZATO IN 3 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

L'apparecchiatura utilizza una temporizzazione digitale per la massima sicurezza di pre e post-trattamento.

MODALITÀ	DESCRIZIONE	TEMPI	FUNZIONI
UV-C 	Sanificazione continua dell'aria tramite raggi UV-C.	da 30 min. a continuo.	Utilizzo anche in presenza di personale.
O₃ 	Sanificazione veloce e profonda degli ambienti, esclusivamente in assenza di personale.	da 1 a 25 min. (+ 1h decadimento).	Avvio ritardato, per lasciare in tutta sicurezza il locale. Segnalazione acustica e visiva ad indicare il termine del ciclo di decadimento dell'ozono.
CYCLE O3 + UV (COMBO) 	Cicli ripetuti di sanificazione ad Ozono e con raggi UV-C, per un'azione ancora più intensa e profonda, esclusivamente in assenza di personale. (consigliata di notte o nel weekend).	fino a 3 cicli 1 ciclo si compone di: O ₃ : variabile come sopra. Ventola: 20 min. UV-C: 40 min. fisso.	Avvio ritardato, per lasciare in tutta sicurezza il locale. Segnalazione acustica e visiva ad indicare il termine del ciclo di decadimento dell'ozono. Ulteriore abbattimento dei tempi di decadimento, grazie all'effetto di fotolisi dell'ozono da parte della luce UV-C.

caratteristiche tecniche

Tecnologia: O₃ + UV-C (253.7nm)
Produzione ozono: 10.000 mg/h con aria ambiente (20°C - 50%RH)
Flusso aria/UV-C: 70 m³/h
Timer ozono: da 1 a 25 minuti
Timer UV-C: da 30 minuti a continuo

Modalità CYCLE: fino a 3 cicli O3+UV combinati
Alimentazione: 230 Vac 50/60 Hz - 100W
Dimensioni: 21 x 23 x 41.5 cm
Peso: 5.9 kg
Display: TFT a colori

i

merchandising
O₃ Muster Sany - UV-C

3 vetrofanie cm 15 x 10.5



SANIFICATORI PROFESSIONALI PER AMBIENTI



INATTIVAZIONE AGENTI PATOGENI

- VIRUS
- BATTERI
- MUFFE
- FUNGHI
- INSETTI

O₃ Muster Sanix 110

Art. 1019



O₃ Muster Sanix 190

Art. 1020




O₃ MÜSTER SANIX è un'APPARECCHIATURA INNOVATIVA nel campo della SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI IN MODO NATURALE, ECONOMICO ED ECOLOGICO SENZA UTILIZZARE SOSTANZE CHIMICHE.

Si basa su **TECNOLOGIA OZONO**, sfruttando il ricircolo d'aria creato da una ventilazione forzata e da un sistema di filtri.

TECNOLOGIA OZONO

Uno specifico generatore ozonizza l'aria ambiente, e l'ozono così prodotto viene immesso nell'aria andando a sanificare il particolato in sospensione nell'aria e le superfici del locale;
LA PRESENZA DI PERSONE ALL'INTERNO DEL LOCALE NON È AMMESSA.

EFFETTO DELLA TECNOLOGIA OZONO



O₃ MÜSTER SANIX

può essere utilizzato per una **SANIFICAZIONE VELOCE E PROFONDA DEGLI AMBIENTI**,

da effettuare esclusivamente in assenza di personale.

Il trattamento di ogni singolo ambiente chiuso può essere effettuato consultando la tabella che segue. I dati riportati nella tabella sono indicativi, in quanto la concentrazione di ozono nell'aria dipende da fattori quali temperatura, umidità, presenza di agenti inquinanti e arredo. Gli ambienti vuoti, con scarso arredo o privi di tessuti richiedono in genere un tempo di trattamento inferiore.

TEMPI MEDI DI TRATTAMENTO

Tempi medi in minuti di ozonizzazione consigliati per raggiungere una concentrazione di 4ppm (ambienti di altezza 2,7 - 3 metri):

SANIX 110	HIGH/LOW	HIGH/LOW
20 mq	4,5 / 9 min.	80 mq 17 / 34 min.
40 mq	8,5 / 17 min.	100 mq 21 / 42 min.
60 mq	13 / 26 min.	120 mq 24 / 48 min.

SANIX 190	HIGH/LOW	HIGH/LOW	HIGH/LOW
20 mq	2 / 4 min.	80 mq 5 / 10 min.	150 mq 9 / 18 min.
40 mq	3 / 6 min.	100 mq 6 / 12 min.	170 mq 10 / 20 min.
60 mq	4 / 8 min.	130 mq 8 / 16 min.	190 mq 11 / 22 min.

Il trattamento ozono, indipendentemente dalla durata, **DEVE ESSERE SEMPRE SEGUITO DA UN TEMPO DI DECADIMENTO DELL'OZONO RESIDUO RAPPORTATO ALLA DURATA DEL TRATTAMENTO, E COMUNQUE DI ALMENO 60 - 90 MINUTI PRIMA DI ACCEDERE AL LOCALE.**

E' inoltre possibile il trattamento di ampie superfici con diversi locali, avendo cura di mantenere aperte le porte dei singoli locali: è possibile prevedere una sanificazione profonda con tempi prolungati di trattamento (consigliato di notte o nel weekend).

TABELLE INATTIVAZIONE AGENTI PATOGENI

ORGANISMO	CONCENTRAZIONE (ppm)	TEMPO DI ESPOSIZIONE
VIRUS Poliovirus type-1, Human Rotavirus, Enteric Virus	0.2 – 4.1	< 20 minuti
BATTERI E. Coli, Legionella, Mycobacterium, Fecal Streptococcus	0.23 – 2.2	< 20 minuti
MUFFE Aspergillus Niger, vari ceppi di Penicillium, Cladosporium	2	60 minuti
FUNGHI Candida Parapsilosis, Candida Tropicalis	0.02 – 0.26	< 1.67 minuti
INSETTI Acarus Siro, Tyrophagus Case, Tyrophagus Putrescentiae	1.5 – 2	30 minuti

Fonti: Edelstein et al., 1982; Joret et al., 1982; Farooq and Akhlaque, 1983; Harakeh and Butle, 1986; Kawamuram et al., 1986



dati tecnici

Art. 1019
O₃ MUSTER SANIX 110

Misure apparecchio: 26,5x21,0x19,0cm
Misure scatola imballo: 31,0x28,0x25,5cm
Peso netto: 2,90 kg – Peso lordo 3,50 kg

caratteristiche tecniche

	SANIX 110 Art. 1019	SANIX 190 Art. 1020
Tensione di alimentazione	220-240 V ~	
Frequenza di rete	50/60 Hz	
Assorbimento massimo	110 W	270 W
Generatore di ozono con scarica a corona		
- numero / dimensione placche ceramiche	2 / 90 x 50 mm	6 / 104 x 50 mm
- produzione ozono (aria ambiente 20°C-50%RH)	3.500 / 7.000 mg/h	10.000 / 30.000 mg/h
- tempo di produzione ozono	da 1 a 180 minuti	
Flusso d'aria trattata ozono	180 m³/h	250 m³/h
Classificazione	Apparecchio di classe I	
Fusibile esterno	F 1A / 250V	



dati tecnici

Art. 1020
O₃ MUSTER SANIX 190

Misure apparecchio: 26,0x18,0x20,5cm
Misure scatola imballo: 33,5x28,5x25,5cm
Peso netto: 4,50 kg – Peso lordo 5,80 kg



OWO

Art. 991

STERILIZZATORE PROFESSIONALE

con lampada germicida per materiali termosensibili (non resistenti al calore).

caratteristiche tecniche

230V ~ 50Hz - 13W **CE**

X-STERIL

Art. 232

STERILIZZATORE PROFESSIONALE A MICROSFERE

- Temperatura operativa: **250° C**
- Risultati eccellenti in **solì 30 secondi**
- Involucro in materiale antiurto elevata resistenza termica



caratteristiche tecniche


230V ~ 50Hz **CE**



Art. 873/12
Confezione sfere
in vetro per Art. 232
(una carica)

Spia rossa:
fase di pre-riscaldamento

Spia verde:
temperatura OK per la
sterilizzazione



STILLA

Art. 15524

DISTRIBUTORE AUTOMATICO PER L'EROGAZIONE DI GEL IGIENIZZANTE O SAPONE

- Erogazione comandata da sensore infrarosso.
- Regolazione erogazione impostabile a 0,4 o 0,8ml.
- Predisposizione per fissaggio a muro o su piantana di supporto.
- Capacità max. 1000ml

caratteristiche tecniche

Alimentazione elettrica:

4 o 8 batterie alcaline AA-LR6 1,5V (non fornito)

Alimentatore a rete:

uscita c.c. 6V 2A max. con terminale cilindrico (non fornito)

Dimensioni apparecchio:

H 262 x L 123 x P 114mm



34 - WHITE



LUMEN

Art. 25806

FORNETTO UNGHIE

- 3 led ad alta efficienza
- Interruttore accensione
- Piedini antiscivolo

caratteristiche tecniche

110-240V ~ 50/60Hz **CE**



24 - BLUE



33 - BLACK



36 - RED

Polimerizzazione efficace
per qualsiasi tipo di smalto UV.



IGLOO

Art. 25808

FORNETTO UNGHIE

- LED/UV/CCFL
- **Funzione LASTING:** funzionamento in continuato senza temporizzazione (no-stop).
- **Funzione TIMING:** con temporizzazione 30" o 60".

caratteristiche tecniche

100-240V ~ 50/60Hz - 25W **CE**



SMILE

Art. 25892

FORNETTO UNGHIE

- 4 lampade da 9w cad.
- selettore tempo di accensione lampada: continuo o 120 secondi

caratteristiche tecniche

230V ~ 50Hz **CE**



BLANCHE

Art. 25900

FORNETTO UNGHIE

- 4 lampade da 9w cad.
- selettore tempo di accensione lampada: continuo o 120 secondi.

caratteristiche tecniche

220-240V ~ 50/60Hz **CE**



Art. 25893
Lampada di ricambio da 9W



Art. 25877
Lampada di ricambio da 7W L



Art. 25876
Lampada di ricambio da 9W L



4 lampade da 9W cad.



VERY BEAUTY

Art. 25907

4 lampade da 9W cad.

- **Funzione LASTING:** funzionamento in continuato senza temporizzazione.
- **Funzione TIMING:** funzionamento con temporizzazione 90" / 120" / 180".

caratteristiche tecniche

230V ~ 50Hz



WARMY

Art. 1010

SCALDA PANNI
PROFESSIONALE

(Scalda compresse)

PANNI PRONTI IN SOLI
20 MINUTI!

caratteristiche tecniche

Peso: 7,5 kg

Dimensioni: 22x26x39 cm (LxPxH)

220-240V ~ 50/60Hz



Lampada germicida integrata con
accensione indipendente



Ampio vano porta panni
con comodo cestello a due ripiani

VASCO

Art. 1011

IDROMASSAGGIO PROFESSIONALE
PER PIEDI

- Massaggio vibrante con regolazione d'intensità.
- Doppia regolazione di calore per mantenere la temperatura dell'acqua.
- Vasca asportabile.
- Tappetino in gomma per massaggio stimolante in vasca.

caratteristiche tecniche

Peso: 5,1 kg

Dimensioni: 38,5x46x25 cm (LxPxH)

220-240V ~ 50/60Hz



CALLISTO

Art. 2006

CARRELLO PEDICURE

con vano per idromassaggio.

- Resistente struttura in materiale plastico anti urto.
- Con poggiambracci laterali destro e sinistro e supporto poggiambracci centrale regolabile in altezza.
- Ruote piroettanti.
- 2 ruote frenanti.

caratteristiche tecniche

Peso: 6,8 kg

Dimensioni: 38x46x60 cm (LxPxH)



LENTE

Art. 30063

A LUCE FREDDA 45 LED
- 3/5 diotrie

Art. 30063/TV
versione da tavolo

Art. 30063/ST
versione a stativo

Art. 30063/MU
versione a parete

caratteristiche tecniche

Estensione braccio: cm 85

Dimensioni imballo: cm 58 x 27 x 15
(box 4 pezzi)

Peso: kg 11,75

100-240V ~ 50/60Hz
10W



Lampada con 2 lenti
intercambiabili
(3 e 5 diotrie)



STATIVO PER LENTI

Art. 30054

caratteristiche tecniche

Dimensioni imballo: cm 74 x 20 x 7



MINILENTE

Art. 30056

Luce fredda da tavolo, 3 diotrie, 48 led.

- Alimentazione elettronica
- Bassissimo consumo
- Lunga durata dell'unità luminosa

caratteristiche tecniche

Dimensioni imballo: cm 32,5 x 23,2 x 19,4

220-240V ~ 50Hz

5W



VAPOR JET

Art. 1008

VAPORIZZATORE PROFESSIONALE CON OZONO
PER TRATTAMENTI ESTETICI VISO, COMPLETO DI SUPPORTO AROMATIZZATORE PER OLI ESSENZIALI

TIMER ELETTRONICO
per l'impostazione del tempo di trattamento.

STATIVO A 5 RAZZE

Su ruote con regolazione dell'altezza dell'apparecchio (uscita vapore) da 96 cm a 160 cm.

caratteristiche tecniche

Peso: 7,5 kg
Dimensioni imballo: 95x42x28 cm (LxPxH)
230V ~ 50Hz



Multi-Regolazione del Braccio e della Testina Uscita Vapore

Le molteplici regolazioni permettono di adattare perfettamente il getto del vapore verso il cliente, sia esso seduto o sdraiato.



Testina di erogazione vapore con rotazione a 360°.



Regolazione laterale della testina 60°.



Ampia escursione del braccio (ben 150°).

funzione stand by



MANTENIMENTO TEMPERATURA DELL'ACQUA
Questa utilissima funzione mantiene la temperatura dell'acqua calda senza raggiungere il grado di ebollizione. Se sono previsti diversi trattamenti ravvicinati è possibile azionare la funzione STAND BY: l'erogazione del vapore avviene in meno di 10 secondi.
NELLA CONDIZIONE STAND BY, VAPOR JET CONSUMA POCHISSIMA CORRENTE: SOLO IL 10% DELL'ENERGIA impiegata durante l'erogazione del vapore.

funzione energy



REGOLAZIONE POTENZA VAPORE

MINIMO per pelli molto delicate, trattamento Soft.
MEDIO per pelli normali.
ALTO per pelli che necessitano un trattamento intensivo.



ACCENSIONE/ SPEGNIMENTO
Pulsante di accensione e spegnimento e spia luminosa di segnalazione.



IONIZZATORE/ OZONO
Pulsante di accensione e spegnimento e spia luminosa di segnalazione.



SERBATOIO DELL'ACQUA AMOVIBILE
Con attacco e distacco rapido: comodo, garantisce la perfetta pulizia del serbatoio.
DOPPIO CONTROLLO
Segnale acustico e spia luminosa avviso livello acqua, il dispositivo segnala la mancanza d'acqua o se il serbatoio è stato riempito troppo.



DIFFUSORE DI AROMI ED OLI ESSENZIALI
Nella testina di erogazione del vapore è possibile applicare, sull'apposito filtro, l'aroma o olio desiderato per aromatizzare il getto del vapore.



VAPORILLO

Art. 1000

VAPORIZZATORE PROFESSIONALE CON OZONO

- applicatore per oli essenziali
- testina orientabile
- completo di stativo su ruote

caratteristiche tecniche

Peso: 5,0 kg

Dimensioni imballo: 30x69x21,5 cm (LxPxH)

230V ~ 50Hz




TESTINA ORIENTABILE



SERBATOIO DELL'ACQUA AMOVIBILE

Con attacco e distacco rapido: comodo, garantisce la perfetta pulizia del serbatoio.



DIFFUSORE DI AROMI ED OLI ESSENZIALI

Nella testina di erogazione del vapore è possibile applicare, sull'apposito filtro, l'aroma o olio desiderato per aromatizzare il getto del vapore.



VAPO CLEANER

Art. 16206

DISINCROSTANTE E DECALCIFICANTE PER VAPORIZZATORI

Idoneo per la pulizia della resistenza e del serbatoio dell'acqua.

Utilizzo semplicissimo, risultati perfetti.

Confezione contenente 5 bustine da 30 gr. cad.



GIRINO

Art. 25930

MICROMOTORE PROFESSIONALE PER MANICURE E PEDICURE

- **DISPLAY** ad elevata visibilità per l'indicazione del numero dei giri.
- **REGOLAZIONE DI PRECISIONE** per selezionare il numero dei giri da 0 a 30.000 rpm (**STEP DI 1000 RPM**)
- **MANIPOLO PROFESSIONALE:**
 - con cavo a spirale estendibile fino a 2,5m
 - sistema anti-vibrazione per maggiore confort dell'operatore
 - super silenzioso
- **CONNETTORE POLARIZZATO** per il collegamento del manipolo
- **Funzione REVERSE:** inversione del senso di rotazione delle frese:
 - R** (senso orario)
 - F** (senso antiorario)

- **BASE** con piedini in gomma anti-vibranti

caratteristiche tecniche

110-240V ~ 50/60 HZ



Kit frese incluso



CLEVER SAVE SPACE

comoda sede per collocare il manipolo + 5 comode sedi per cambiare rapidamente le frese durante il trattamento



Presa per il pedale / Presa di alimentazione.

Cavo di alimentazione da 1,5m



pedale con cavo da 1,5m

DRILLY 25

Art. 25898

MICROMOTORE PROFESSIONALE per trattamenti di pedicure, manicure e ricostruzione unghie.

Funzione REVERSE per invertire il senso di rotazione delle frese.



Kit frese incluso

25.000
rpm

caratteristiche tecniche

110-240V ~ 50/60Hz



SACCHETTO

Art. 25879

Sacchetto di ricambio per aspiratore professionale Mistral per limatura unghie



VINCENT

TAVOLO MANICURE E RICOSTRUZIONE UNGHIE
(accessori esclusi, solo tavolo)



Art. 3675/1



Art. 3675/1

Tavolo manicure ad 1 posto con 2 vani porta smalti in plex

Art. 3675/1A

Tavolo manicure ad 1 posto con 2 vani porta smalti in plex
Con **1 aspiratore completo di sacchetto raccogli polvere.**

Art. 3677

confezione 5 SACCHETTI RACCOGLI POLVERE

dati tecnici

Dimensioni tavoli: 124x44xh75/120 cm

Dimensioni imballo: 130x45x25 cm

Peso imballo versione 3675/1: 36 kg

Peso imballo versione 3675/1A: 37 kg

Art. 3675/2



Art. 3675/2

Tavolo manicure a 2 posti con 4 vani porta smalti in plex

Art. 3675/2A

Tavolo manicure a 2 posti con 4 vani porta smalti in plex
Con **2 aspiratori completi di sacchetto raccogli polvere.**

Art. 3677

confezione 5 SACCHETTI RACCOGLI POLVERE

dati tecnici

Dimensioni tavoli: 244x44xh75/120 cm

Dimensioni imballo: 130x45x32 cm

Peso imballo versione 3675/2: 54 kg

Peso imballo versione 3675/2A: 56 kg

MILO

TAVOLO MANICURE E RICOSTRUZIONE UNGHIE
(accessori esclusi, solo tavolo)



Art. 3676/1



Art. 3676/1
Tavolo manicure ad 1 posto con 2 vani porta smalti in plex. Mobiletto completo di cassetto e vano porta accessori.

Art. 3676/1A
Tavolo manicure ad 1 posto con 2 vani porta smalti in plex. Mobiletto completo di cassetto e vano porta accessori.
Con **1 aspiratore completo di sacchetto raccogli polvere.**

Art. 3677
confezione 5 SACCHETTI RACCOGLI POLVERE

dati tecnici

Dimensioni tavoli: 128x50xh75/120 cm

Dimensioni imballo: 130x60x55 cm

Peso imballo versione 3676/1: 67 kg

Peso imballo versione 3676/1A: 68 kg

Art. 3676/2



Art. 3676/2
Tavolo manicure a 2 posti con 4 vani porta smalti in plex. 2 mobiletti completi di cassetto e vano porta accessori.

Art. 3676/2A
Tavolo manicure a 2 posti con 4 vani porta smalti in plex. 2 mobiletti completi di cassetto e vano porta accessori.
Con **2 aspiratori completi di sacchetto raccogli polvere.**

Art. 3677
confezione 5 SACCHETTI RACCOGLI POLVERE

dati tecnici

Dimensioni tavoli: 252x50xh75/120 cm

Dimensioni imballo: 130x60x75 cm

Peso imballo versione 3676/2: 116 kg

Peso imballo versione 3676/2A: 118 kg

INFINITY

TAVOLO MANICURE E RICOSTRUZIONE UNGHIE
(accessori esclusi, solo tavolo)



Art. 3621



dati tecnici

Dimensioni tavolo: 109x60xh80 cm

Dimensioni imballo: 115x85x10 cm

Peso imballo: 36 kg

KIWA

LETTINO DA MASSAGGI
con schienale regolabile e struttura in legno
imbottitura rivestita in ecopelle bianca
ampio piano porta oggetti



VERSIONE BIANCA

dati tecnici

Dimensione lettino: cm 183x70x80h
Dimensione imballo: cm 75x185x32h
Peso lettino: kg 42
Peso lettino imballato: kg 44

Art. 2003B
versione in legno lucidato bianco

Art. 2003M
versione in legno lucidato wengé

Art. 2003B/P
Versione in legno lucidato bianco
completo di portarotolo

Art. 2003M/P
Versione in legno lucidato wengé
completo di portarotolo

Art. 2003B/V
versione in legno lucidato bianco
completo di poggia viso e sostegno braccia

Art. 2003M/V
versione in legno lucidato wengé
completo di poggia viso e sostegno braccia

Art. 2003B/VP
Versione in legno lucidato bianco
completo di portarotolo e poggia viso con
sostegno braccia

ART.2003M/VP
Versione in legno lucidato wengé
completo di portarotolo e poggia viso con
sostegno braccia



poggiaviso con sostegno per le braccia



portarotolo



piano inferiore



RELAX

LETTINO DA MASSAGGI

con struttura in legno lucidato wengé o bianco.
Imbottitura rivestita in ecopelle bianca.
Ampio piano portaoggetti.

MADE IN ITALY



Schienale regolabile



Foro poggia viso

ART.153 - RELAX
versione senza foro
finitura wengé

ART.153/P - RELAX PLUS
Versione con portarotolo senza foro
finitura wengé

ART.153/V - RELAX S
Versione con foro poggia viso,
senza portarotolo
finitura wengé

ART.153/VP - RELAX S PLUS
Versione con foro poggia viso e portarotolo
finitura wengé

ART.153B - RELAX
versione senza foro
finitura bianca

ART.153B/P - RELAX PLUS
Versione con portarotolo senza foro
finitura bianca

ART.153B/V - RELAX S
Versione con foro poggia viso,
senza portarotolo
finitura bianca

ART.153B/VP - RELAX S PLUS
Versione con foro poggia viso e portarotolo
finitura bianca

optional

n. 1 - ART.153/C
Cuscino copriforo poggia viso

dati tecnici

Dimensione lettino: cm 182x67x80h
Dimensione imballo: cm 75x185x20h
Peso lettino: kg 38
Peso lettino imballato: kg 40

DÉSIR

Art. 9271



optional

ART. 9272
Kit accessori ad innesto rapido per lettino.



Poggiatesta regolabile ed asportabile



Portarotolo metallico idoneo per rotoli in carta con lunghezza massima 60 cm.

LETTINO DA MASSAGGI CON STRUTTURA IN LEGNO SUPER RESISTENTE.

Schienale Reclinabile.
Supporto laterale porta asciugamani.
Ampio piano porta oggetti.
Regolazione telescopica dell'altezza: **Min.** 62 cm - **Max.** 78 cm.



dati tecnici


Peso lettino: 31,6Kg
Peso lettino imballato: 36,6Kg
Dimensioni imballo: cm 76x197x19h
Dimensioni lettino: cm 71x192x62/78h

BRAMANTE PREMIUM

Art. 9280

LETTINO WELLNESS
MASSAGGI
TRATTAMENTI

2 MOTORI
per impostare facilmente ogni
posizione operativa azionate con
telecomando
1. ALTEZZA
2. SCHIENALE



THERMO COMFORT
DISPOSITIVO RISCALDANTE
INCORPORATO per riscaldare la seduta e lo
schienale del lettino.
2 REGOLAZIONI DI
TEMPERATURA



Pratici ed ampi cassetti porta accessori con apertura bi-laterale per un utilizzo più pratico durante il lavoro in cabina


Cuscino di chiusura foro



Supporti laterali asportabili per facilitare il posizionamento delle braccia garantendo una postura più confortevole durante il trattamento di massaggio in posizione prona



Foro e cuscino anatomico per posizionamento del viso





ILLUMINAZIONE
LED
della base con cromoterapia.



dati tecnici

Carico massimo: 150 kg
Dimensioni Imballo: cm 208x80x58 h
Peso lettino: kg. 100
Peso lettino imballato: kg. 125



BRAMANTE

Art. 9277


LETTINO WELLNESS - MASSAGGI - TRATTAMENTI

2 MOTORI per impostare facilmente ogni posizione operativa:
1. ALTEZZA
2. SCHIENALE



THERMO COMFORT
DISPOSITIVO RISCALDANTE
INCORPORATO per riscaldare la seduta e lo schienale del lettino.
2 REGOLAZIONI DI TEMPERATURA

ILLUMINAZIONE LED
della base con cromoterapia.



Cuscino di chiusura foro



Foro e cuscino anatomico per posizionamento del viso




Pratico cassetto porta accessori



Supporti laterali asportabili per facilitare il posizionamento delle braccia garantendo una postura più confortevole durante il trattamento di massaggio in posizione prona.



Azionamento con pratico telecomando di tutte le posizioni operative.
THERMO COMFORT
CROMOTERAPIA



dati tecnici

Carico massimo: 150 kg
Dimensioni Imballo: cm 208x80x58 h
Peso lettino: kg. 95
Peso lettino imballato: kg. 120

ONIRO Art. 9278

LETTINO E POLTRONA
MULTIFUNZIONE

4 MOTORI
per impostare facilmente ogni posizione operativa:

1. ALTEZZA
2. SCHIENALE
3. POGGIA GAMBE
4. INCLINAZIONE

RIVESTIMENTO in morbida ecopelle
ad **ELEVATA RESISTENZA**,
colore bianco avorio.



Braccioli regolabili



Azionamento con
**PRATICO
TELECOMANDO**
di tutte le posizioni
operative.
3 MEMORIE per
impostare le posizioni
operative più frequenti.



Estensione manuale del
poggiatesta



Foro per il
posizionamento
della testa




dati tecnici



Alimentazione: 230V~ 50Hz - 45W
Lunghezza cavo alimentazione: 3m
Carico massimo: 200kg
Peso lettino: 75kg
Peso lettino imballato: 93kg
Dimensioni imballo: cm141x65x60h
Volume imballo: 0,55 m³



Estensione manuale del
terminale poggia gambe



THERMO COMFORT
DISPOSITIVO RISCALDANTE
INCORPORATO per riscaldare lo
schienale, la seduta ed il poggia
gambe del lettino



MIRÒ

Art. 9274

LETTINO E POLTRONA
MULTIFUNZIONE

2 MOTORI
per l'impostazione e azionamento con
telecomando delle posizioni operative:
1. ALTEZZA
2. INCLINAZIONE



Rivestimento in morbida ecopelle ad
elevata resistenza, colore bianco avorio.



Regolazione manuale, con pompe a gas, di schienale e supporto gambe.



Estensione manuale del terminale poggiamambe




Braccioli asportabili



dati tecnici

Carico massimo: 150 kg.
Peso lettino: 65 kg
Peso lettino imballato: 85 kg
Dimensioni: cm 190/225 x 87 x 62/80 h
Dimensioni imballo: cm 135 x 67 x 79 h



MORFEO

Art. 9279

POLTRONA
VISO E PEDICURE

3 MOTORI
per impostare facilmente ogni
posizione operativa:
1. ALTEZZA
2. SCHIENALE
3. INCLINAZIONE

RIVESTIMENTO
in morbida ecopelle
ad **ELEVATA
RESISTENZA**,
colore bianco avorio



Braccioli regolabili



Azionamento con
**PRATICO
TELECOMANDO**
di tutte le posizioni
operative.



Estensione manuale del
poggiatesta



Foro per il
posizionamento
della testa



dati tecnici



Alimentazione: 230V~ 50Hz - 20W
Lunghezza cavo alimentazione: 3m
Carico massimo: 200kg
Peso lettino: 75kg
Peso lettino imballato: 93kg
Dimensioni imballo: cm141x65x60h
Volume imballo: 0,55 m³



Estensione manuale dei 2
terminali poggia gambe



Regolazione manuale
per ogni supporto gambe



DODO

Art. 9281



LETTINO CON UN MOVIMENTO PER TRATTAMENTI ESTETICI E MASSAGGI.

Robusta e stabile struttura in acciaio con verniciatura epossidica antigraffio.
Comoda imbottitura con rivestimento in ecopelle bianca. Piedini regolabili.



Regolazione dello schienale



Cuscino copri foro




Foro per la testa



Porta rotolo
(rotolo in carta escluso)



Piedini regolabili



dati tecnici

Carico massimo: 150Kg
Peso lettino con imballo: 31Kg
Peso netto lettino: 28Kg
Dimensioni imballo: 195x73x14cm
Volume: 0,20mc

RUDY

Art. 9282



LETTINO CON DUE MOVIMENTI PER TRATTAMENTI ESTETICI E MASSAGGI.

Robusta e stabile struttura in acciaio con verniciatura epossidica antigraffio.
Comoda imbottitura con rivestimento in ecopelle bianca. Piedini regolabili.



Regolazione dello schienale



Regolazione poggiamambe



Cuscino copri foro




Foro per la testa



Porta rotolo
(rotolo in carta escluso)



Piedini regolabili



dati tecnici

Carico massimo: 150Kg
Peso lettino con imballo: 30Kg
Peso netto lettino: 27Kg
Dimensioni imballo: 195x66x14cm
Volume: 0,18mc

QUICK

Art. 9261



LETTINO DA MASSAGGIO PIEGHEVOLE

A valigia con struttura in legno ultra resistente. Foro poggia viso.

Carico massimo: 250kg super resistente.

SUPER LEGGERO: SOLO 10,80 Kg

dimensioni

cm 95x65x19 h (chiuso)
cm 186x60x62/85 h (aperto)



Regolazione telescopica dell'altezza.
Min. 62 cm - Max. 85 cm



Fasce per riporre comodamente
gli accessori nella parte interna
del lettino



Lettino chiuso

optional



Art. 9269 Kit accessori per lettino modello Quick ad innesto rapido.
Poggiatesta regolabile ed asportabile; sostegno frontale per le braccia; sostegni laterali per le braccia;
portarotolo metallico idoneo per rotoli in carta con larghezza massima 55cm.



Art. 9263
Borsa da trasporto per
lettino Quick

SMARTY

Art. 9260



LETTINO DA MASSAGGIO PIEGHEVOLE

A valigia con struttura metallica. Foro poggia viso.

CARICO MASSIMO: 300KG SUPER RESISTENTE.

Leggero: solo 15 Kg.

dimensioni

cm 95x75x19 h (chiuso)
cm 186x70x62/76 h (aperto)



Regolazione telescopica dell'altezza.
Min. 62 cm - Max. 76 cm



Fasce per riporre comodamente
gli accessori nella parte interna
del lettino



Lettino chiuso

optional



Art. 9268 Kit accessori per lettino modello Smarty ad innesto rapido.
Poggiatesta regolabile ed asportabile; sostegno frontale per le braccia; sostegni laterali per le braccia;
portarotolo metallico idoneo per rotoli in carta con larghezza massima 55cm.



Art. 9262
borsa da trasporto per
lettino Smarty

WOODY

Art. 9270



LETTINO DA MASSAGGIO PIEGHEVOLE

A valigia con struttura in legno ultra resistente. Schienale reclinabile.
Foro poggia viso.
Carico massimo: 250kg
SUPER RESISTENTE E SUPER LEGGERO: SOLO 10,80 Kg.



Regolazione telescopica dell'altezza.
Min. 62 cm - Max. 85 cm



Fasce per riporre comodamente
gli accessori nella parte interna
del lettino

dimensioni

cm 95x65x19 h (chiuso)
cm 186x60x62/85 h (aperto)



Lettino chiuso

optional



Art. 9269 Kit accessori per lettino modello Woody ad innesto rapido.
Poggiatesta regolabile ed asportabile; sostegno frontale per le braccia; sostegni laterali per le braccia;
portarotolo metallico idoneo per rotoli in carta con larghezza massima 55cm.



Art. 9263
Borsa da trasporto per
lettino Woody

POLTRONA PEDICURE

rivestita in ecopelle colore bianco.
Pompa idraulica con freno di rotazione,
schienale reclinabile, poggiatesta
regolabile, doppio poggia gambe regolabile
separatamente.



dati tecnici

Peso poltrona: 34Kg
Peso poltrona imballata: 36Kg
Dimensioni imballo: cm 64x58x64
Dimensioni poltrona: cm 60x77x116/126 h
cm 185x77x98/108 h (sdraiata)

SOFIA

Art. 74/W



POLTRONA TRUCCO

Completa di base, poggipiedi, pompa
idraulica, freno di rotazione e poggiatesta
regolabile. Rivestimento: ecopelle bianca.



dati tecnici

Peso: 51Kg
Peso poltrona imballata: 54Kg
Dimensioni imballo: cm 80x75x93
Dimensioni poltrona: cm 67x88x97/111h

GIORGIA

Art. 3307W



GIGI

Art. 2010

POGGIAGAMBE
PEDICURE



(idromassaggio escluso)



dati tecnici

Dimensioni poggiamambe: cm 52x59x46h
Dimensioni imballo: cm 59x50x46
Peso imballo: 9 Kg

PIXI

Art. 2011

POLTRONA
MANI-PEDICURE



Piano con imbottitura
amovibile per manicure.
Il piano ruota e può essere
fissato sia a destra che a
sinistra.

Poggiareni amovibile



Schienale regolabile in altezza



optional



Art. 2021 Piano aggiuntivo completo di imbottitura
amovibile per bracciolo destro o sinistro.
(n. 1 Kit Piano è già incluso nella poltrona).

dati tecnici

Dimensioni poltrona: cm 86x71x96/106 h
Dimensioni imballo: cm 90x71x73h
Peso imballo: 41 Kg



SEDILLO

Art. 2008



Vaschetta amovibile
porta-tutto

SEGGIOLINO OPERATIVO

su ruote per trattamenti di manicure,
completo di seduta e schienale imbottiti,
di pianetto snodato con poggia-mano
imbottito e di 2 cassetti, estraibili sia
frontalmente che posteriormente.

dati tecnici

Dimensioni seggiolino: cm 50x55x43/80h

Dimensioni imballo: cm 40x44x57h

Peso imballo: 12 kg



LIZZY

Art. 54/N - Nero

Art. 54/W - Bianco

SEGGIOLINO

con pompa a gas per
la regolazione in altezza.
Versione con schienalino.

Seduta h max 85 cm - h min 61 cm.



KASTEL

Art. 209

POGGIAGAMBE PER PEDICURE

con piano d'appoggio regolabile in altezza
ed inclinazione.

Altezza variabile da 40 a 54 cm.





SPACE

Art. 2024

CARRELLO PORTA
APPARECCHIO ED ACCESSORI
CON 2 RIPIANI

Struttura in legno ad elevata resistenza con
superfici rivestite con speciali resine polimeriche
lavabili.

In kit di montaggio.

Idoneo per:
art. 9160 – art. 9161 –
art. 9162 – art. 9163 – art. 9164

Maniglia integrata per
facilitare lo spostamento




Ruote con freno di rotazione



dati tecnici

Peso lordo: 17 kg

Dimensioni imballo: cm 85x55x20h



optional



n. 1 pezzo

Art. 2025 Cassetto per carrello Space ad estrazione totale.
In kit di montaggio.

Peso lordo: 4,2 kg

Dimensioni imballo: cm 45x50x14h



SUPPORTER

Art. 2026

CARRELLO PORTA
APPARECCHIO ED ACCESSORI
CON 2 RIPIANI

Struttura in legno ad elevata resistenza con
superfici rivestite con speciali resine polimeriche
lavabili.

In Kit di montaggio.

Idoneo per
art. 9155 – art. 9156

Maniglia integrata per
facilitare lo spostamento


Ruote con freno di rotazione



dati tecnici

Peso lordo: 20,5 kg

Dimensioni imballo: cm 85x55x20h



optional



n. 1 pezzo

Art. 2027 Cassetto per carrello Supporter ad estrazione totale.
In kit di montaggio.

Peso lordo: 5 kg

Dimensioni imballo: cm 45x50x14h



MARK


Art. 2022



CARRELLO PORTA APPARECCHI E ACCESSORI
con due ripiani (cassetti esclusi).
Ruote con freno di rotazione.

In kit di montaggio.

Idoneo per:
art.9156 MEGALASER 808
art. 9155 ICOMPACT 2.0



dati tecnici

Dimensioni carrello: cm 44,6x55,8x84h
Dimensioni imballo: cm 96x60x14h
Peso imballo: kg 24

optional



n. 1 pezzo

Art. 2023 Cassetto per Carrello Mark

Dimensioni imballo: cm 50x45x14h
Peso: kg 4,5



Freno di rotazione



FRANK

Art. 2015

CARRELLO PORTA APPARECCHI E ACCESSORI
Struttura e ripiani in metallo.
Ruote con freno di rotazione.

Idoneo per apparecchi:
9137 - 9139 - 9141 - 9144 - 9145 -
9147 - 9165

In kit di montaggio.

dati tecnici

Peso: 18 kg
Dimensioni carrello: cm 61x45x80 h
Dimensioni imballo: cm 49x84x25 h



JACK

Art. 2016

CARRELLO PORTA APPARECCHI E ACCESSORI
Struttura e ripiani in metallo.
Ruote con freno di rotazione.

Idoneo per apparecchi:
9137 - 9139 - 9141 - 9144 - 9145 -
9147 - 9165


In kit di montaggio.

dati tecnici

Peso: 18 kg
Dimensioni carrello: cm 60x45x80 h
Dimensioni imballo: cm 49x86x22 h



Freno di rotazione



ACQUADREAM

Art. 9130B
Finitura semplice bianco

LETTO CROMOTERAPIA



Il letto Acquadream è CROMOTERAPIA CON **INTENSITÀ VARIABILE DI COLORI**, studiata per conquistare **SERENITÀ** e creare una **PERFETTA CONDIZIONE PSICO-FISICA** per il trattamento: **UN BAGNO DI LUCE CHE DONA UNA NUOVA ENERGIA VITALE.**

Prestazioni

- **PRONTO ALL'USO IN SOLO: 2,5 ORE**
- **BASSI CONSUMI**, solo 300Wh per mantenere la temperatura di lavoro
- Peso totale con materassi ad acqua: 200kg
- Potenza installata 1200W
- Riscaldamento da freddo (rif.to temperatura iniziale acqua 25°C): 2,5 ore
- Mantenimento temperatura (ciclo snellente 40°C): ca. 300Wh
- Utilizzo della copertina isoterma: ad apparecchio spento, perdita di 1°C all'ora

Interfaccia comandi



I PULSANTI DI CONTROLLO DEI COLORI DELLA CROMOTERAPIA consentono l'attivazione e disattivazione di 4 DIVERSI CICLI CROMOTERAPICI

1) CICLO ARMONIZZANTE

colore dominante verde - quattro fasi di colore dal verde, giallo, arancio e acquamarina

2) CICLO ENERGIZZANTE

colore dominante giallo - quattro fasi di colore dal giallo, arancio, rosso e ambra

3) CICLO VITALIZZANTE

colore dominante blu - quattro fasi di colore dal blu, azzurro, orchidea e viola

4) CICLO ARCOBALENO

tutti i colori secondo una sequenza cromatica predefinita a 10 colori di durata 30" ciascuno

SEMPLICE ED INTUITIVO

3 pulsanti per 3 DIVERSI VALORI DI TEMPERATURA:

- Tonificante (32°C),
- Rilassante (36°C)
- Snellente (40°C)
- Pulsante di accensione
- Indicazione del programma selezionato e della relativa temperatura
- Indicazione dello stato di lavoro della resistenza (attiva/disattiva) di riscaldamento dei materassini

Per i cicli **1), 2), 3)** ciascuna fase di colore ha una durata di 1 minuto e si ripetono nella stessa sequenza fino al comando di OFF del ciclo o Off generale del sistema. Anche il **ciclo colore** si ripete fino al comando di OFF del ciclo stesso, attivazione di un altro ciclo colore oppure Off di sistema.



Art. 9130
Tintura wengè



Dotazione

- 3 materassini in Poliuretano + 1 materassino aggiuntivo (scorta)
- Kit tubo per il riempimento dell'acqua dei materassini completo di raccordo universale per rubinetto
- 5 coperte isotermitiche

dati tecnici

Dimensioni lettino: cm 205 x 78 x 77h
Dimensioni imballo: cm 224 x 93 x 37h
Peso imballo: 100 kg
Peso letto con acqua caricata: 230 kg

accessori acquadream

n. 1 pezzo

Art. 99141
Coperta isotermitica

n. 1 pezzo

Art. 99207
Materassino
Acquadream dim. 82x76

optional acquadream

n. 1 pezzo

Art. 9131
Centralina Temporizzata;
 - Box centralina con interruttore bipolare e orologio
 programmatore meccanico accensione/spegnimento con
 riserva di carica per mancanza rete (5 giorni)
 - Impostazione dei tempi a step di 15'
 - Possibilità di esclusione dell'orologio



ALCUNE APPLICAZIONI:

- Hot Stone
- In e Yang
- Pinda Sveda
- Anti Stress
- Stretching & Termale
- Decontratturante
- Cellulite
- Drenante
- Fanghi e Olii Essenziali
- Bendaggi riducenti, drenanti, rassodanti

BENESSERE
per la mente
e **NUOVA**
ENERGIA
VITALE
per il corpo



Art. 31207
conf 10 pezzi in busta

Telo Lusso da 100x140cm.
Color tortora.
Ricamo BeneXere in colore bianco ottico.

Art. 31208
conf 10 pezzi in busta

Telo Lusso da 60x100cm.
Color tortora.
Ricamo BeneXere in colore bianco ottico.

Art. 31209
conf 10 pezzi in busta

Mini asciugamano Lusso da 30x40cm, adatto, oltre all'uso nell'Estetica professionale, anche al servizio barbe e come "compressa" da avvolgere e scaldare a vapore.
Color tortora.



ASCIUGAMANI LUSSO

BeneXere®

400 gr/m²

PIÙ RESISTENTE!

Sono realizzati in fine spugna di COTONE DOPPIO RITORTO, che garantisce un contatto morbido e piacevole.

LA RICCHEZZA DEL MATERIALE FAVORISCE UNA LUNGA DURATA di questi articoli, anche in presenza di un loro intenso uso professionale.





La nuova filosofia
dell'**abbronzatura
artificiale** è legata al
benessere psicofisico,
in un mondo dedicato al
total-look che identifica
il servizio come strumento per
coccolare il cliente, trasportandolo
in una nuova dimensione creata per
prendersi cura di sé.

Le NOSTRE APPARECCHIATURE
sono allineate alle indicazioni
legislative, contenute nel decreto
nr. 110 del 12 Maggio 2011, che ha
ridisegnato il mondo dei SOLARIUM
in un'ottica legata alla SALUTE e
al RISPETTO della SENSIBILITÀ
INDIVIDUALE.

WAIKIKI BEACH

by **muster**

Art. 25165



WAIKIKI BEACH

si adatta all'inserimento in ogni ambiente, valorizzandone la scenografia con il suo speciale **"tocco" tecnologico.**

Una doccia abbronzante di **ULTIMA GENERAZIONE**, dall'**incredibile rapporto qualità/prezzo**, nata per un intenso e duraturo utilizzo professionale, che Vi consentirà di ottenere la **MASSIMA SODDISFAZIONE** del Cliente ed il **MIGLIOR PROFITTO D'ESERCIZIO** ad un prezzo incredibile.

FINALMENTE
una doccia solare
a 5 stelle
★ ★ ★ ★ ★


UN DESIGN
ESSENZIALE
ED
ELEGANTE



UNA PERFETTA VENTILAZIONE PER UN COMFORT A 5 STELLE



Doppia ventilazione: raffreddamento dedicato per il corpo e **raffreddamento separato** per le lampade e componentistica.



COLLEGA IL TUO SMARTPHONE

ASCOLTA TUTTA LA TUA MUSICA PREFERITA!



Il pannello comandi,

disponibile su tastiera all'interno della doccia, consente di gestire le seguenti funzioni:


- Avvio/arresto del trattamento.
- Utilizzo con **radio** o con vivavoce **Bluetooth** collegando il proprio smartphone.
- Aumento e diminuzione della **ventilazione** corpo, da ventilazione minima alla massima velocità.
- Selezione delle frequenze radio.
- Regolazione del volume della radio.



Funzioni dal menù gestore

- Regolazione dei **minuti della seduta**.
- Funzione manuale.
- Funzione di visualizzazione del **tempo** in countdown o progressivo.
- Regolazione della stazione radio predefinita all'accensione.
- Volume predefinito della radio all'accensione.
- Volume massimo impostabile.
- Attivazione/disattivazione della radio durante lo stand by.
- Lettura e reset minuti giornalieri.
- Lettura e reset ore di seduta.
- Ore della macchina.

PIÙ SPAZIO
all'interno della doccia,
PIÙ COMFORT per te.



**48 LAMPADE
DA 2 METRI
POTENZA 180W**

Le lampade da ben 2 metri d'altezza e 180W di potenza irradiano in modo **uniforme** e **coprono ogni area**, anche in **soggetti di statura elevata**.

TECNOLOGIA ALL' AVANGUARDIA PER RISULTATI STUPEFACENTI

Alimentatori elettronici

Maggior efficienza ed immediata accensione delle lampade - No Starter.
Gli alimentatori elettronici di **nuova generazione** garantiscono la migliore stabilità d'alimentazione, presupposto determinante per la massima durata delle lampade e per un'irradiazione costante, priva di fastidioso sfarfallio.

MANIGLIA TRASPARENTE
per un elegante e armonioso
effetto cromatico



LUCE A LED
interna di cortesia



Porta frontale con 5 illuminazioni LED RGB



dati tecnici

ESTRAZIONE ARIA

Foro vano corpo: 1x Ø 450 mm

Fori vano tecnico: 2x Ø 120 mm

Portata ventilazione: Corpo: 3400 m³/h

Vano tecnico: 780 m³/h

(La portata del vano tecnico è somma delle due singole 390 + 390 m³/h)

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

STANDARD:

3P+N+T 400V~50/60 Hz

9,1 kW

(Corrente max 20 A per fase).

Presa da 32A

ALIMENTAZIONE MONOFASE (OPTIONAL):

da comunicare tassativamente all'ordine dell'apparecchio.

1F+N+T 230 V~ 50/60 Hz

9,1 kW. Presa da 63A

i

accessori optional waikiki beach



n. 1 pezzo

Art. 25099

Fascetta per serraggio del tubo estrazione aria calda Ø 457 mm

n. 1 pezzo

Art. 25166

Fascetta per serraggio del tubo estrazione aria calda Ø 127 mm



1 metro

Art. 25167

Tubo flessibile per espulsione aria calda Ø 127 mm


1 metro

Art. 25168


Tubo flessibile per espulsione aria calda Ø 457 mm



Doccia con porta chiusa



Doccia con porta aperta



Dimensioni

Doccia con porta chiusa	2290 x 1100 x 1100 mm
Doccia con porta aperta	2290 x 1220 x 1900 mm
Interno doccia	2060 x 760 x 760 mm



Imballaggio

1 collo costituito da 4 scatole	2150 x 1160 x 1670 mm Comprensivo di bancale di trasporto
Cubatura	4,16 m ³
Pesi	Netto: 280 kg Lordo: 336 kg

WAIKIKI
BEACH
by **muster**

TECNOLOGIA,
DESIGN,
COMFORT
a 5 stelle
★★★★★

ricambi e lampade solarium



n. 1 pezzo

Art. 20438

Lampada UV-A 140W
Extrema 140SX
Con parabola autoriflettente
Lungh.mm. 1500 – diam. 38mm
Rapporto UVB/UVA:2.6
Potere abbronzante extra forte



n. 1 pezzo

Art. 20441

Lampada UV-A 160W
Extrema 160SX
Con parabola autoriflettente
Lungh.mm. 1760 – diam. 38mm
Rapporto UVB/UVA:2.6
Potere abbronzante extra forte



n. 1 pezzo

Art. 20443

Lampada UV-A 180W
Extrema 180
Con parabola autoriflettente
Lungh.mm. 2000 – diam. 38mm
Rapporto UVB/UVA:2.3
Potere abbronzante forte



n. 1 pezzo

Art. 27105

Lampada Extrema 2200
H.P. 2000W



n. 1 pezzo

Art. 27108

Lampada Extrema 660 H.P.



n. 1 pezzo

Art. 20447 EMISSIONE 0.3

Lampada UV-A 160W
Extrema 160ES
Con parabola autoriflettente
Lungh.mm.1760 – diam.38mm



n. 1 pezzo

Art. 20453 EMISSIONE 0.3

Lampada UV-A 140W
Extrema 140ES
Con parabola autoriflettente
Lungh.mm.1500 – diam.38mm



n. 1 pezzo

Art. 20454 EMISSIONE 0.3

Lampada UV-A 25W
Extrema 25ES
Lungh.mm.516 – diam.15mm



n. 1 pezzo

Art. 20431

STARTER
per lampade da 25W



n. 1 pezzo

Art. 27102

STARTER
per lampade da 80W a 225W



n. 1 pezzo

Art. 20467 EMISSIONE 0.3

Lampada UV-A 180W
Extrema Performance
Con parabola autoriflettente
Lungh.mm.200 – diam.38 mm



n. 1 pezzo

Art. 20461 EMISSIONE 0.3

Lampada abbronzante 100W
Extrema 100ES
Con parabola autoriflettente
Lungh.mm.1760 – diam.38mm



n. 1 metro

Art. 26602

Tubo flessibile per il Kit convogliatori
dell'espulsione dell'aria (Ø 406 mm).



n. 1 pezzo

Art. 25099

Fascetta per il bloccaggio del tubo di
estrazione dell'aria calda
(ø 406 mm e 457 mm)



ricambi solarium



n. 1 pezzo

**Art. 21922 MEMORY CARD
Golden Card**

Riservata al titolare del centro
d'abbronzatura con accesso a dati e
programmazioni riservate.



n. 1 pezzo

**Art. 21921 MEMORY CARD
Silver Card**

Per il responsabile del centro.



n. 1 pezzo

**Art. 21920 MEMORY CARD
Bronze Card**

Dedicata al cliente.



n. 1 pezzo

Art. 9999


Occhiali protezione cliente



n. 1 pezzo

Art. 25155

OCCHIALINI per trattamenti
abbronzanti. Confezione 100 pz.
Colori assortiti.



n. 1 pezzo

Art. 21914

Carnet appuntamenti



n. 1 pezzo

Art. 21915

Tessere appuntamenti

CONSULENZA OPERATIVA



Potrai chiamare le nostre beauty trainer per
dubbi, informazioni e consigli sui trattamenti.



I nostri tecnici sempre a vostra disposizione.

ASSISTENZA TECNICA POST VENDITA



TRAINING

La **FORMAZIONE** è un elemento che riteniamo **INDISPENSABILE**.

Il continuo aggiornamento e la possibilità di confrontarsi con altre colleghe estetiste sono
UN'OPPORTUNITÀ DI CRESCITA e di orientamento nell'insieme delle innumerevoli
proposte del mondo dell'estetica.

La competenza, la preparazione tecnica e il perfezionamento continuo sono fattori per noi
fondamentali che consentono non solo di sapere, ma soprattutto di saper far meglio.

I corsi di formazione si possono svolgere in modalità smart online.

Alla conclusione di ogni corso di formazione viene sempre
rilasciato un attestato di partecipazione.



Corso di formazione secondo i dettami di legge, con rilascio dell'autorizzazione per l'uso del laser.



A CERRO MAGGIORE - MILANO,

Più di **300mq** dedicati al training e alla formazione per l'Estetica Professionale,
con cabine perfettamente attrezzate e una sala con maxi schermo per le
presentazioni in cui beauty trainers e specialisti tengono corsi sia a estetiste
che ad agenti e rivenditori.

... e più di 500 mq di sala convegni.



A MARTINA FRANCA - TARANTO

Nella grande aula dedicata all'estetica vengono svolte
demo pratiche, aggiornamento e corsi di formazione.



LE PORTE DELLA BELLEZZA SONO APERTE!



Corso di formazione LASER

Il corso laser è indispensabile, nonché **obbligatorio di legge**, per poterlo utilizzare al meglio e avere, di conseguenza, il miglior risultato possibile.

Il corso si svolge presso le nostre sedi e generalmente dura un'intera giornata oppure, come preferiamo definirlo, fino a completa soddisfazione del cliente.



Corso di formazione e dimostrazione TECNOLOGIE PROFESSIONALI PER ESTETICA

La formazione sulla tecnologia acquistata o noleggiata offre la possibilità di approfondire le caratteristiche tecniche delle apparecchiature, conoscere gli ambiti di applicazione e apprendere i metodi d'utilizzo, fornire le informazioni utili per saper riconoscere gli inestetismi e consigliare al meglio la clientela.



È anche un'opportunità per entrare nel merito dei decreti legislativi che normano il settore estetico e sviluppare il tema di come ottimizzare risorse e trattamenti, perché l'uso delle apparecchiature non diventi solo un'opportunità di business ma anche di utilizzo consapevole, efficace ed ottimale, per una crescita a 360°.

LE NOSTRE BEAUTY TRAINERS SONO A DISPOSIZIONE ANCHE PER DIMOSTRAZIONI, PER ILLUSTRARE LE DIVERSE PROCEDURE E RISPONDERE A QUALSIASI DUBBIO E PERPLESSITÀ SULLE APPARECCHIATURE DI INTERESSE.



Corsi skin care BENEXERE

I corsi sulla skin care professionale BeneXere sono atti a valorizzare tutte le potenzialità dei trattamenti dei nostri prodotti, i campi di applicazione, le metodiche di trattamento e offrire all'estetista un valido metodo d'azione.



muster

BEAUTY TECHNOLOGY

www.muster-dikson.com

MÜSTER & DIKSON S.p.A.

EXPO MÜSTER AREA SUD
Via Massafra, 30i
74015 Martina Franca (TA) - Italy
Tel. 080-4838400
e-mail: expo.sud@muster-dikson.com

SEDE, STABILIMENTI ED ESPOSIZIONE
Via Privata da via Kennedy snc
20023 Cerro Maggiore (MI) - Italy
Tel. 0331-525111 (r.a.)
e-mail: sales@muster-dikson.com

Export Department:
Tel. +39 0331-525111 (r.a.)
e-mail: export@muster-dikson.com

MÜSTER & DIKSON ESPAÑA
Avd Gran Vía de les Corts Catalanes n° 524, ent 2º
08011 BARCELONA – España
Tel. +34 93 421 0589
e-mail: carmen.gonzalez@muster-dikson.com

MÜSTER & DIKSON NORTH AMERICA INC.
350 Harry Walker Parkway North - Suite 14
Newmarket Ontario - L3Y-8L3
Phone +1 905.235.5580 - Fax +1 905.235.5524
e-mail: info@dikson.ca - www.dikson.ca



YouTube